



## DIS8

Distillatore DIS8, produce acqua distillata per le applicazioni più comuni in laboratorio, di elevata purezza.

Realizzato in acciaio inox, ideale per la produzione di acqua di alta qualità.

Incorpora un sensore di livello per il funzionamento automatico.

### SENSORE DI LIVELLO

- Scollega l'apparecchio in caso di fornitura d'acqua non sufficiente.
- Collega l'apparecchio se l'approvvigionamento di acqua è sufficiente.

Progettato per funzionare automaticamente con una produzione di 8 litri l'ora, include diversi sistemi di sicurezza per lavorare continuamente.

### ALTA QUALITÀ DELL'ACQUA IN USCITA

Incorpora un condensatore grande superficie e una resistenza di elevata qualità.

Tutte le parti sono in acciaio inox, quindi l'acqua è sempre in contatto con parti estremamente inerte (stabile), che garantisce acqua di alta qualità, esente da ioni metallici e pirogeni, con una conducibilità di 1,5  $\mu\text{S}/\text{cm}$ .

### Nota sull'uscita dell'acqua:

Dipende direttamente dalla qualità della fornitura d'acqua e di altri fattori ambientali, forse di tipo III (secondo ASTM).

Tutti i parametri sono stati testati in condizioni di laboratorio standard.

Produzione in litri a un valore di 230V, se c'è una caduta di tensione la produzione diminuirà di conseguenza.

Dati tecnici		DIS8
Uscita	lt/ora	8
Ph (a seconda dell'acqua in ingresso)		5,5 - 7
Conducibilità	$\mu\text{S}/\text{cm}$	1,5
Acqua di raffreddamento	lt/min	1,4
Potenza	W	2x3000
Tensione	V	230
Dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza)	cm	37x26x63,5
Peso	kg	16,5
<b>Codice</b>		<b>636.0750.06</b>

## ACCESSORI

Guarnizione al silicone

Codice

636.0750.08

Resistenza

Codice

636.0750.10