

Illuminatore al NEON

Modello: TL-113N



Caratteristiche Tecniche

- Illuminatore anulare al NEON.
- Illuminazione fissa.
- Diametro max di utilizzo $\varnothing 70\text{mm}$.
- Diametro NEON $\varnothing 100\text{mm}$.
- Dimensioni: 135x115x30h mm.
- Peso strumento: 0.5Kg
- Alimentazione 24V DC 250 mA.
- Condizioni di utilizzo da 0 °C a + 40 °C .



Illuminatore conforme alle direttive europee 89/336/ECC (Marchio di conformità CEE).

