

# Bilancia idrostatica: **WS**

Bilancia idrostatica ideale per la determinazione del peso specifico secondo il Principio di Archimede. Costituita da una colonna con giogo di 10 divisioni equidistanti per la determinazione della spinta con pesi in dotazione.



| Modello | Descrizione   |
|---------|---|
| WL/4    | Per liquidi alla 4 <sup>a</sup> cifra decimale          |
| WS/4    | Per liquidi e solidi alla 4 <sup>a</sup> cifra decimale |

## Caratteristiche tecniche:

- Custodia in legno porta bilancia(smontata)
- Base in acciaio verniciato regolabile
- Colonna regolabile per asta di lettura
- Giogo di lettura
- Fornita con cavalieri, pesi, pescante, cilindro e bicchiere di vetro
- Lettura su oscillazione.
- Fornita con bicchiere in vetro e cestello per solidi. (SOLO per WS/4)

## Accessori:

|         |  |
|---------|--|
| A2-1500 | Pescante di RUMANN da 10cc con filo e contrappeso tarato |
| A2-1501 | Cilindro in vetro da 100cc                               |