



TIPS AND PIPETTES *PUNTALI E PIPETTE*



Available in non sterile bags of 1,000 pieces, in sterile bags of 5 pieces, in racks with lid of 96 pieces (sterile and non sterile) and in refill racks of 96 pieces.


Material: polypropylene.
Autoclavable.

Disponibili in confezioni non sterili da 1.000 pezzi, in confezioni sterili da 5 pezzi, in rack da 96 pezzi con coperchio (sterili e non) e in piastrine intercambiabili da 96 pezzi.

Materiale: polipropilene.
Autoclavabili.

TIPS FOR MICROPIPETTES EPPENDORF® TYPE
PUNTALI PER MICROPIPETTE TIPO EPPENDORF®

Art.	VOL. µL	COLOUR COLORE	PACKING CONFEZIONE	COMPATIBILITY COMPATIBILITÀ
1001/E	100-1000	Blue Blu	1000 pcs/1000 pz	GILSON®-BIOHIT®-SOCOREX® BRAND®-NICHIRYO®
1001/E/SG	100-1000	Blue Blu	Sterile - 5 pcs/5 pz	GILSON®-BIOHIT®-SOCOREX® BRAND®-NICHIRYO®
4001/E	100-1000	Blue Blu	Rack	GILSON®-BIOHIT®-SOCOREX® BRAND®-NICHIRYO®
4001/E/SG	100-1000	Blue Blu	Sterile - Rack	GILSON®-BIOHIT®-SOCOREX® BRAND®-NICHIRYO®
1601	100-1000	Blue Blu	Refill	GILSON®-BIOHIT®-SOCOREX® BRAND®-NICHIRYO®
1202/E	5-200	Yellow Giallo	1000 pcs/1000 pz	GILSON®-BIOHIT®-SOCOREX® BRAND®-NICHIRYO®
1202/E/SG	5-200	Yellow Giallo	Sterile - 5 pcs/5 pz	GILSON®-BIOHIT®-SOCOREX® BRAND®-NICHIRYO®
4202/E	5-200	Yellow Giallo	Rack	GILSON®-BIOHIT®-SOCOREX® BRAND®-NICHIRYO®
4202/E/SG	5-200	Yellow Giallo	Sterile - Rack	GILSON®-BIOHIT®-SOCOREX® BRAND®-NICHIRYO®
1602	5-200	Yellow Giallo	Refill	GILSON®-BIOHIT®-SOCOREX® BRAND®-NICHIRYO®



TIPS FOR MICROPIPETTES EPPENDORF® TYPE
PUNTALI PER MICROPIPETTE TIPO EPPENDORF®

Art.	VOL. µL	COLOUR COLORE	PACKING CONFEZIONE	COMPATIBILITY COMPATIBILITÀ
1002/U	20-300 graduated	Neutral Neutro	1000 pcs/1000 pz	GILSON®-BIOHIT®-HTL® NICHIRYO®
1002/U/SG	20-300 graduated	Neutral Neutro	Sterile - 5 pcs/5 pz	GILSON®-BIOHIT®-HTL® NICHIRYO®
4002/U	20-300 graduated	Neutral Neutro	Rack	GILSON®-BIOHIT®-HTL® NICHIRYO®
4002/U/SG	20-300 graduated	Neutral Neutro	Sterile - Rack	GILSON®-BIOHIT®-HTL® NICHIRYO®
1970	20-300 graduated	Neutral Neutro	Refill	GILSON®-BIOHIT®-HTL® NICHIRYO®
1402/E	2-20	Neutral Neutro	1000 pcs/1000 pz	GILSON®-SOCOREX® NICHIRYO®
1402/E/SG	2-20	Neutral Neutro	Sterile - 5 pcs/5 pz	GILSON®-SOCOREX® NICHIRYO®
4402/E	2-20	Neutral Neutro	Rack	GILSON®-SOCOREX® NICHIRYO®
4402/E/SG	2-20	Neutral Neutro	Sterile - Rack	GILSON®-SOCOREX® NICHIRYO®
1603	2-20	Neutral Neutro	Refill	GILSON®-SOCOREX® NICHIRYO®



TIPS FOR MICROPIPETTES EPPENDORF® TYPE
PUNTALI PER MICROPIPETTE TIPO EPPENDORF®

Art.	VOL. µL	COLOUR COLORE	PACKING CONFEZIONE	COMPATIBILITY COMPATIBILITÀ
1202/C	0.5-20 Cristal	Neutral Neutro	1000 pcs/1000 pz	GILSON®-SOCOREX®-HTL® NICHIRYO®
1202/C/SG	0.5-20 Cristal	Neutral Neutro	Sterile - 5 pcs/5 pz	GILSON®-SOCOREX®-HTL® NICHIRYO®
4202/C	0.5-20 Cristal	Neutral Neutro	Rack	GILSON®-SOCOREX®-HTL® NICHIRYO®
4202/C/SG	0.5-20 Cristal	Neutral Neutro	Sterile - Rack	GILSON®-SOCOREX®-HTL® NICHIRYO®
1702	0.5-20 Cristal	Neutral Neutro	Refill	GILSON®-SOCOREX®-HTL® NICHIRYO®



TIPS FOR MICROPIPETTES PUNTALE PER MICROPIPETTE

Available in non sterile bags of 1,000 pieces, in sterile bags of 5 pieces, in racks with lid of 96 pieces (sterile and non sterile) and in refill racks of 96 pieces.

Material: polypropylene.
Autoclavable.

Disponibili in confezioni non sterili da 1.000 pezzi, in confezioni sterili da 5 pezzi, in rack da 96 pezzi con coperchio (sterili e non) e in piastrine intercambiabili da 96 pezzi.

Materiale: polipropilene.
Autoclavabili.





TIPS FOR MICROPIPETTES GILSON® TYPE PUNTALE PER MICROPIPETTE TIPO GILSON®

Art.	VOL. μ L	COLOUR COLORE	PACKING CONFEZIONE	COMPATIBILITY COMPATIBILITÀ
1001/G	100-1000	Blue Blu	1000 pcs/1000 pz	EPPENDORF®-SOCOREX® HTL®- NICHIRYO®
1001/G/SG	100-1000	Blue Blu	Sterile - 5 pcs/5 pz	EPPENDORF®-SOCOREX® HTL®- NICHIRYO®
4001/G	100-1000	Blue Blu	Rack	EPPENDORF®-SOCOREX® HTL®- NICHIRYO®
4001/G/SG	100-1000	Blue Blu	Sterile - Rack	EPPENDORF®-SOCOREX® HTL®- NICHIRYO®
1801	100-1000	Blue Blu	Refill	EPPENDORF®-SOCOREX® HTL®- NICHIRYO®

TIPS FOR MICROPIPETTES GILSON® TYPE PUNTALE PER MICROPIPETTE TIPO GILSON®

Art.	VOL. μ L	COLOUR COLORE	PACKING CONFEZIONE	COMPATIBILITY COMPATIBILITÀ
1202/G	5-200	Yellow Giallo	1000 pcs/1000 pz	EPPENDORF®-SOCOREX® HTL®- NICHIRYO®
1202/G/SG	5-200	Yellow Giallo	Sterile - 5 pcs/5 pz	EPPENDORF®-SOCOREX® HTL®- NICHIRYO®
1302/G	2-200 graduated/beveled	Neutral Neutro	1000 pcs/1000 pz	EPPENDORF®-SOCOREX® HTL®- NICHIRYO®
1302/G/SG	2-200 graduated/beveled	Neutral Neutro	Sterile - 5 pcs/5 pz	EPPENDORF®-SOCOREX® HTL®- NICHIRYO®
4302/G	2-200 graduated/beveled	Neutral Neutro	Rack	EPPENDORF®-SOCOREX® HTL®- NICHIRYO®
4302/G/SG	2-200 graduated/beveled	Neutral Neutro	Sterile - Rack	EPPENDORF®-SOCOREX® HTL®- NICHIRYO®
1803	2-200 graduated/beveled	Neutral Neutro	Refill	EPPENDORF®-SOCOREX® HTL®- NICHIRYO®
1402/G	2-200 beveled	Yellow Giallo	1000 pcs/1000 pz	EPPENDORF®-SOCOREX® HTL®- NICHIRYO®
1402/G/SG	2-200 beveled	Yellow Giallo	Sterile - 5 pcs/5 pz	EPPENDORF®-SOCOREX® HTL®- NICHIRYO®
4402/G	2-200 beveled	Yellow Giallo	Rack	EPPENDORF®-SOCOREX® HTL®- NICHIRYO®
4402/G/SG	2-200 beveled	Yellow Giallo	Sterile - Rack	EPPENDORF®-SOCOREX® HTL®- NICHIRYO®
1804	2-200 beveled	Yellow Giallo	Refill	EPPENDORF®-SOCOREX® HTL®- NICHIRYO®



TIPS FOR MICROPIPETTES GILSON® TYPE PUNTALE PER MICROPIPETTE TIPO GILSON®

Art.	VOL. μ L	COLOUR COLORE	PACKING CONFEZIONE	COMPATIBILITY COMPATIBILITÀ
1202/MG	0.1-10 graduated	Neutral Neutro	1000 pcs/1000 pz	EPPENDORF®-SOCOREX®-NICHIRYO®-JENCONS® BIOHIT® Old model-ELKAY®-HTL®-FINNPIPETTE®
1202/MG/SG	0.1-10 graduated	Neutral Neutro	Sterile - 5 pcs/5 pz	EPPENDORF®-SOCOREX®-NICHIRYO®-JENCONS® BIOHIT® Old model-ELKAY®-HTL®-FINNPIPETTE®
4202/MG	0.1-10 graduated	Neutral Neutro	Rack	EPPENDORF®-SOCOREX®-NICHIRYO®-JENCONS® BIOHIT® Old model-ELKAY®-HTL®-FINNPIPETTE®
4202/MG/SG	0.1-10 graduated	Neutral Neutro	Sterile - Rack	EPPENDORF®-SOCOREX®-NICHIRYO®-JENCONS® BIOHIT® Old model-ELKAY®-HTL®-FINNPIPETTE®
1902	0.1-10 graduated	Neutral Neutro	Refill	EPPENDORF®-SOCOREX®-NICHIRYO®-JENCONS® BIOHIT® Old model-ELKAY®-HTL®-FINNPIPETTE®
1402/MG	0.1-10 lengthened/graduated	Neutral Neutro	1000 pcs/1000 pz	EPPENDORF®-BIOHIT® HTL®- FINNPIPETTE®
1402/MG/SG	0.1-10 lengthened/graduated	Neutral Neutro	Sterile - 5 pcs/5 pz	EPPENDORF®-BIOHIT® HTL®- FINNPIPETTE®
4402/MG	0.1-10 lengthened/graduated	Neutral Neutro	Rack	EPPENDORF®-BIOHIT® HTL®- FINNPIPETTE®
4402/MG/SG	0.1-10 lengthened/graduated	Neutral Neutro	Sterile - Rack	EPPENDORF®-BIOHIT® HTL®- FINNPIPETTE®
1903	0.1-10 lengthened/graduated	Neutral Neutro	Refill	EPPENDORF®-BIOHIT® HTL®- FINNPIPETTE®

UNIVERSAL TIPS
PUNTALI AD USO UNIVERSALE

New tips models studied for a widest compatibility with different kinds of micropipettes: GILSON®, EPPENDORF®, BIOHIT®, ELKAY®, FINNPIPETTE®, BRAND®, JENCONS®, NICHIRYO®, DSG®, GENEX®, SOCOREX® ACURA®. The lengthened shape allows an optimized use and lower liquid retention.

Nuovi modelli di puntali studiati per una maggiore compatibilità con diversi tipi di pipette: GILSON®, EPPENDORF®, BIOHIT®, ELKAY®, FINNPIPETTE®, BRAND®, JENCONS®, NICHIRYO®, DSG®, GENEX®, SOCOREX® ACURA®. La forma allungata consente un migliore utilizzo ed una minore ritenzione del liquido.

Material: polypropylene.
Autoclavable.

Materiale: polipropilene.
Autoclavabili.

Art.	VOL. µL	COLOUR COLORE	PACKING CONFEZIONE
1025/U	50-1250 graduated	Neutral/Neutro	1000 pcs/1000 pz
1025/U/SG	50-1250 graduated	Neutral/Neutro	Sterile - 5 pcs/5 pz
1001/U	100-1000	Blue/Blu	1000 pcs/1000 pz
1001/U/SG	100-1000	Blue/Blu	Sterile - 5 pcs/5 pz
4001/U	100-1000	Blue/Blu	Rack
4001/U/SG	100-1000	Blue/Blu	Sterile - Rack
1851	100-1000	Blue/Blu	Refill
1001/UN	50-1000 graduated	Neutral/Neutro	1000 pcs/1000 pz
1001/UN/SG	50-1000 graduated	Neutral/Neutro	Sterile - 5 pcs/5 pz
4001/UN	50-1000 graduated	Neutral/Neutro	Rack
4001/UN/SG	50-1000 graduated	Neutral/Neutro	Sterile - Rack
1850	50-1000 graduated	Neutral/Neutro	Refill
1202/U	2-200 graduated	Yellow/Giallo	1000 pcs/1000 pz
1202/U/SG	2-200 graduated	Yellow/Giallo	Sterile - 5 pcs/5 pz
4202/U	2-200 graduated	Yellow/Giallo	Rack
4202/U/SG	2-200 graduated	Yellow/Giallo	Sterile - Rack
1852	2-200 graduated	Yellow/Giallo	Refill
1203/U	2-200 graduated	Neutral/Neutro	1000 pcs/1000 pz
1203/U/SG	2-200 graduated	Neutral/Neutro	Sterile - 5 pcs/5 pz
4203/U	2-200 graduated	Neutral/Neutro	Rack
4203/U/SG	2-200 graduated	Neutral/Neutro	Sterile - Rack
1204/U	2-200 non graduated/beveled	Yellow/Giallo	1000 pcs/1000 pz
1204/U/SG	2-200 non graduated/beveled	Yellow/Giallo	Sterile - 5 pcs/5 pz
4204/U	2-200 non graduated/beveled	Yellow/Giallo	Rack
4204/U/SG	2-200 non graduated/beveled	Yellow/Giallo	Sterile - Rack



TIPS AND PIPETTES / PUNTALI E PIPEPETTE



TIPS FOR MICROPIPETTES BIOHIT® TYPE
PUNTALI PER MICROPIPETTE TIPO BIOHIT®

Material: polypropylene.
Autoclavable.

Materiale: polipropilene.
Autoclavabili.

Art.	VOL. µL	COLOUR COLORE	PACKING CONFEZIONE	COMPATIBILITY COMPATIBILITÀ
1302/B	2-300	Neutral/Neutro	1000 pcs/1000 pz	FINNPIPETTE®-LABSYSTEM® GILSON P200®
1302/B/SG	2-300	Neutral/Neutro	Sterile - 5 pcs/5 pz	FINNPIPETTE®-LABSYSTEM® GILSON P200®
4302/B	2-300	Neutral/Neutro	Rack	FINNPIPETTE®-LABSYSTEM® GILSON P200®
4302/B/SG	2-300	Neutral/Neutro	Sterile - Rack	FINNPIPETTE®-LABSYSTEM® GILSON P200®
1951	2-300	Neutral/Neutro	Refill	FINNPIPETTE®-LABSYSTEM® GILSON P200®

TIPS FOR MICROPIPETTES BIOHIT m-LINE®, BIOHIT PROLINE PLUS® TYPE
PUNTALI PER MICROPIPETTE TIPO BIOHIT m-LINE® E BIOHIT PROLINE PLUS®


Material: polypropylene.
Autoclavable.

Materiale: polipropilene.
Autoclavabili.

Art.	VOL. µL	COLOUR COLORE	PACKING CONFEZIONE	COMPATIBILITY COMPATIBILITÀ
1402/B	0.1-10	Neutral/Neutro	1000 pcs/1000 pz	EPPENDORF® Research 2.5 ul
1402/B/SG	0.1-10	Neutral/Neutro	Sterile - 5 pcs/5 pz	EPPENDORF® Research 2.5 ul
4402/B	0.1-10	Neutral/Neutro	Rack	EPPENDORF® Research 2.5 ul
4402/B/SG	0.1-10	Neutral/Neutro	Sterile - Rack	EPPENDORF® Research 2.5 ul
1954	0.1-10	Neutral/Neutro	Refill	EPPENDORF® Research 2.5 ul



TIPS FOR MICROPIPETTES
PUNTALI PER MICROPIPETTE



TIPS FOR MICROPIPETTES OXFORD® TYPE
PUNTALI PER MICROPIPETTE TIPO OXFORD®

Material: polypropylene.
Autoclavable.

Materiale: polipropilene.
Autoclavabili.

Art.	VOL. μ L	COLOUR COLORE	PACKING CONFEZIONE	COMPATIBILITY COMPATIBILITÀ
1001/O	101-1000	Green Verde	1000 pcs/1000 pz	
1001/O/SG	101-1000	Green Verde	Sterile - 5 pcs/5 pz	
1001/OB	101-1000	Blue Blu	1000 pcs/1000 pz	
1001/OB/SG	101-1000	Blue Blu	Sterile - 5 pcs/5 pz	
1202/OM	5-200	Neutral Neutro	1000 pcs/1000 pz	OXFORD SLIM LINE®-DIAMED®
1202/OM/SG	5-200	Neutral Neutro	Sterile - 5 pcs/5 pz	OXFORD SLIM LINE®-DIAMED®
4202/OM	5-200	Neutral Neutro	Rack	OXFORD SLIM LINE®-DIAMED®
4202/OM/SG	5-200	Neutral Neutro	Sterile - Rack	OXFORD SLIM LINE®-DIAMED®
1975	5-200	Neutral Neutro	Refill	OXFORD SLIM LINE®-DIAMED®

TIPS FOR MICROPIPETTES MLA® TYPE
PUNTALI PER MICROPIPETTE TIPO MLA®

Material: polypropylene.
Autoclavable.

Materiale: polipropilene.
Autoclavabili.

Art.	VOL. μ L	COLOUR COLORE	PACKING CONFEZIONE	COMPATIBILITY COMPATIBILITÀ
1201/M	101-1000	Neutral Neutro	1000 pcs/1000 pz	FINNPIPETTE®-COLOUR MODEL
1201/M/SG	101-1000	Neutral Neutro	Sterile - 5 pcs/5 pz	FINNPIPETTE®-COLOUR MODEL
1202/M	5-200	Neutral Neutro	1000 pcs/1000 pz	
1202/M/SG	5-200	Neutral Neutro	Sterile - 5 pcs/5 pz	
4202/M	5-200	Neutral Neutro	Rack	
4202/M/SG	5-200	Neutral Neutro	Sterile - Rack	
1980	5-200	Neutral Neutro	Refill	




TIPS FOR MICROPIPETTES BECKMAN® TYPE
PUNTALI PER MICROPIPETTE TIPO BECKMAN®

Material: polypropylene.
Autoclavable.

Materiale: polipropilene.
Autoclavabili.

Art.	VOL. μ L	COLOUR COLORE	PACKING CONFEZIONE	COMPATIBILITY COMPATIBILITÀ
1001/B	101-1000	Neutral Neutro	1000 pcs/1000 pz	SHERWOOD®-LANCER®
1001/B/SG	101-1000	Neutral Neutro	Sterile - 5 pcs/5 pz	SHERWOOD®-LANCER®





MACRO TIPS
PUNTALE MACRO


Material: polypropylene.
Autoclavable.

Materiale: polipropilene.
Autoclavabili.

Art.	VOL. μ L	COLOUR COLORE	PACKING CONFEZIONE	MOD.	COMPATIBILITY COMPATIBILITA
5001/O	1000-5000	Blue Blu	250 pcs/250 pz	GILSON®	SOCOREX® CALIBRA®-NICHIRYO® HTL DISCOVERY DV5000
5001/O/SG	1000-5000	Blue Blu	Sterile 5 pcs/5 pz	GILSON®	SOCOREX® CALIBRA®-NICHIRYO® HTL DISCOVERY DV5000
6001/O	1000-5000	Blue Blu	Rack 50 pcs	GILSON®	SOCOREX® CALIBRA®-NICHIRYO® HTL DISCOVERY DV5000




Art.	VOL. μ L	COLOUR COLORE	PACKING CONFEZIONE	MOD.	COMPATIBILITY COMPATIBILITA
5001/ON	1000-5000	Neutral Neutro	250 pcs/250 pz	EPPENDORF®	SOCOREX® ACURA® - BIOHIT®-OXFORD®
5001/ON/SG	1000-5000	Neutral Neutro	Sterile 5 pcs/5 pz	EPPENDORF®	SOCOREX® ACURA® - BIOHIT®-OXFORD®
6001/ON	1000-5000	Neutral Neutro	Rack 50 pcs	EPPENDORF®	SOCOREX® ACURA® - BIOHIT®-OXFORD®



Art.	VOL. μ L	COLOUR COLORE	PACKING CONFEZIONE	MOD.	COMPATIBILITY COMPATIBILITA
5001/F	500-5000	Neutral Neutro	250 pcs/250 pz	FINNPIPEPTE®	THERMO®-BRAND®
5001/F/SG	500-5000	Neutral Neutro	Sterile 5 pcs/5 pz	FINNPIPEPTE®	THERMO®-BRAND®
6001/F	500-5000	Neutral Neutro	Rack 50 pcs	FINNPIPEPTE®	THERMO®-BRAND®



Art.	VOL. μ L	COLOUR COLORE	PACKING CONFEZIONE	MOD.	COMPATIBILITY COMPATIBILITA
10001	2000-10000	Neutral Neutro	100 pcs/100 pz	GILSON® PIPETMAN P10000	BRAND®-SOCOREX® ACURA® & CALIBRA® - FINNPIPEPTE® HTL DISCOVERY DV10000
10001/SG	2000-10000	Neutral Neutro	Sterile 5 pcs/5 pz	GILSON® PIPETMAN P10000	BRAND®-SOCOREX® ACURA® & CALIBRA® - FINNPIPEPTE® HTL DISCOVERY DV10000
66001	2000-10000	Neutral Neutro	Rack 25 pcs	GILSON® PIPETMAN P10000	BRAND®-SOCOREX® ACURA® & CALIBRA® - FINNPIPEPTE® HTL DISCOVERY DV10000



Art.	VOL. μ L	COLOUR COLORE	PACKING CONFEZIONE	MOD.	COMPATIBILITY COMPATIBILITA
10005	2000-10000	Neutral Neutro	100 pcs/100 pz	BIOHIT® ELECTRONIC 10000	GILSON® ELECTRONIC
10005/SG	2000-10000	Neutral Neutro	Sterile 5 pcs/5 pz	BIOHIT® ELECTRONIC 10000	GILSON® ELECTRONIC
66005	2000-10000	Neutral Neutro	Rack 25 pcs	BIOHIT® ELECTRONIC 10000	GILSON® ELECTRONIC



TIPS FOR MICROPIPETTES PUNTALI PER MICROPIPETTE



TIPS FOR GEL LOADING PUNTALI PER GEL

Tips for gel loading available in bags of 1,000 pieces non sterile and in rack with lid of 96 pieces sterile, DNA, DNase, RNase and Pyrogen free. Compatible with GILSON®, EPPENDORF®, BIOHIT®, SOCOREX®, HTL® and similar micropipettes. Available also with filter.

Material: polypropylene.
Autoclavable.

Puntali per gel disponibili in sacchetti da 1.000 pezzi non sterili e in rack con coperchio da 96 pezzi sterili, esenti da DNA, DNasi e RNasi, Airogeni. Compatibili con pipette GILSON®, EPPENDORF®, BIOHIT®, SOCOREX®, HTL® e similari. Disponibili anche con filtro.

Materiale: polipropilene.
Autoclavabili.

Art.	VOL. μ L	COLOUR COLORE	PACKING CONFEZIONE	TYPE/TIPO
19702	0.1-200	Neutral/Neutro	1000 pcs/1000 pz	Non sterile
9702	0.1-200	Neutral/Neutro	Rack 96 pcs/96 pz	Sterile
19720	0.1-20	Neutral/Neutro	Rack 96 pcs/96 pz	Sterile - With filter/Con filtro
19730	0.1-100	Neutral/Neutro	Rack 96 pcs/96 pz	Sterile - With filter/Con filtro

TIPS IN KIT KIT PUNTALI

Kit composed by 1 empty box + 10 refill trays, for a total of 960 tips.

Material: polypropylene.
Autoclavable.

Kit composto da 1 box vuoto + 10 piastrelle intercambiabili di puntali, per un totale di 960 pezzi.

Materiale: polipropilene.
Autoclavabili.

Art.	VOL. μ L	COLOUR COLORE	PACKING CONFEZIONE	MOD.	COMPATIBILITY COMPATIBILITÀ
5101/E	100-1000	Blue Blu	Rack 96 pcs	EPPENDORF®	GILSON®-BIOHIT®-SOCOREX® BRAND®-NICHIRYO®
5202/E	5-200	Yellow Giallo	Rack 96 pcs	EPPENDORF®	GILSON®-BIOHIT®-SOCOREX® BRAND®-NICHIRYO®
5202/U	2-200	Yellow Giallo	Rack 96 pcs	UNIVERSAL	UNIVERSAL®
5402/E	2-20	Neutral Neutro	Rack 96 pcs	EPPENDORF®	GILSON®-SOCOREX®-NICHIRYO®
5002/U	20-300	Neutral Neutro	Rack 96 pcs	EPPENDORF®	GILSON®-BIOHIT®-HTL®-NICHIRYO®
5202/C	2-20	Neutral Neutro	Rack 96 pcs	EPPENDORF®	GILSON®-SOCOREX®-HTL®-NICHIRYO®
5202/G	5-200	Yellow Giallo	Rack 96 pcs	GILSON®	EPPENDORF®-SOCOREX®-HTL®-NICHIRYO®
5302/G	2-200	Neutral Neutro	Rack 96 pcs	GILSON®	EPPENDORF®-SOCOREX®-HTL®-NICHIRYO®
5402/G	2-200	Yellow Giallo	Rack 96 pcs	GILSON®	EPPENDORF®-SOCOREX®-HTL®-NICHIRYO®
5202/MG	0.1-10	Neutral Neutro	Rack 96 pcs	GILSON®	EPPENDORF®-BIOHIT®-HTL® FINNPIPETTE®
5402/MG	0.1-10	Neutral Neutro	Rack 96 pcs	GILSON®	EPPENDORF®-BIOHIT®-HTL® FINNPIPETTE®
5402/B	0.1-10	Neutral Neutro	Rack 96 pcs	BIOHIT m-LINE® BIOHIT PROLINE®	EPPENDORF® Research 2.5 ul



TIPS AND PIPETTES / PUNTALI E PIPETTE

EMPTY BOXES FOR REFILL RACK BOX VUOTI PER PUNTALI

Empty boxes for refill trays of 96 pieces.
Dim. 98 x 133 x 80 mm ("High").
Dim. 98 x 133 x 60 mm ("Low").

Autoclavable.

Box vuoti per piastrelle intercambiabili da 96 pezzi.
Dim. 98 x 133 x 80 mm ("Alto").
Dim. 98 x 133 x 60 mm ("Basso").

Autoclavabili.

Art.	MAT.	LID/COPERCHIO	TYPE/TIPO
1510	Polycarbonate/Policarbonato	Sliding/Scorrevole	Universal/Universale
1520	Polypropylene/Polipropilene	Pressure/A pressione	"High" for tips up to 1000 μ l "Alto" per puntali fino a 1000 μ l
1530	Polypropylene/Polipropilene	Pressure/A pressione	"Low" for tips up to 300 μ l "Basso" per puntali fino a 300 μ l





STERILE FILTER TIPS
PUNTALI CON FILTRO STERILI

Filter tips have been manufactured in order to eliminate the risk of contamination and forged results, caused by contaminated micropipettes. Sterilized by ionizer rays irradiation, they are DNA, DNase e RNase free, Cadmium and Pyrogen free. Suitable for use in molecular biology, cells culture, bacteriology, virology, immunology and radioimmunology. Supplied in rack with lid, individually sealed by transparent film to grant its sterility.

I puntali con filtro sono realizzati per eliminare il rischio di contaminazione e di risultati alterati, causati da micropipette contaminate. Sterilizzati con radiazioni ionizzanti, sono totalmente esenti da DNA, DNasi e RNasi, Cadmio e sono Apirogeni. Ideali per impieghi in biologia molecolare, colture cellulari, batteriologia, virologia, immunologia e radioimmunologia. Sono confezionati in rack con coperchio, singolarmente sigillati con film trasparente per garantirne la sterilità.

Material: polypropylene.
Autoclavable.

*Materiale: polipropilene.
Autoclavabili.*



Art.	VOL. μ L	COLOUR COLORE	PACKING CONFEZIONE	MOD.	COMPATIBILITY COMPATIBILITÀ
9802	1000-5000	Neutral Neutro	Rack 50 pcs	EPPENDORF®	SOCOREX® ACURA® BIOHIT®-OXFORD®



Art.	VOL. μ L	COLOUR COLORE	PACKING CONFEZIONE	MOD.	COMPATIBILITY COMPATIBILITÀ
9501	101-1000	Neutral Neutro	Rack 96 pcs	EPPENDORF®	GILSON®-SOCOREX®-HTL® NICHIRYO®-BIOHIT®-FINNPIPETTE® JENCONS®-ELKAY®-BRAND®



Art.	VOL. μ L	COLOUR COLORE	PACKING CONFEZIONE	MOD.	COMPATIBILITY COMPATIBILITÀ
9502	5-100	Neutral Neutro	Rack 96 pcs	EPPENDORF®	GILSON®-HTL®-NICHIRYO® KARTELL®-GENEX®-FINNPIPETTE® JENCONS®-ELKAY®-BRAND®



Art.	VOL. μ L	COLOUR COLORE	PACKING CONFEZIONE	MOD.	COMPATIBILITY COMPATIBILITÀ
9620	20-300 graduated	Neutral Neutro	Rack 96 pcs	EPPENDORF® Universal	GILSON®-BIOHIT®-FINNPIPETTE® NICHIRYO®-JENCONS® KARTELL®-GENEX®



Art.	VOL. μ L	COLOUR COLORE	PACKING CONFEZIONE	MOD.	COMPATIBILITY COMPATIBILITÀ
9504	2-20	Neutral Neutro	Rack 96 pcs	EPPENDORF® Universal	GILSON®-BIOHIT®-FINNPIPETTE® NICHIRYO®-JENCONS®-KARTELL® GENEX®-HTL®



Art.	VOL. μ L	COLOUR COLORE	PACKING CONFEZIONE	MOD.	COMPATIBILITY COMPATIBILITÀ
9503	0.5-20	Neutral Neutro	Rack 96 pcs	EPPENDORF® Cristal	GILSON®-SOCOREX®-FINNPIPETTE®-HTL® NICHIRYO®-JENCONS®-BRAND®-BIOHIT® ELKAY®-AHN-BIO®

STERILE FILTER TIPS
PUNTA LI CON FILTRO STERILI

Art.	VOL. μ L	COLOUR COLORE	PACKING CONFEZIONE	MOD.	COMPATIBILITY COMPATIBILITA
9810	2000-10000	Neutral Neutro	Rack 25 pcs	GILSON® PIPETMAN P10000	BRAND®-SOCOREX®-ACURA® & CALIBRA® - FINNPIPETTE® HTL DISCOVERY DV10000




Art.	VOL. μ L	COLOUR COLORE	PACKING CONFEZIONE	MOD.	COMPATIBILITY COMPATIBILITA
9801	1000-5000	Blue Blu	Rack 50 pcs	GILSON®	SOCOREX® CALIBRA® NICHIRYO® - HTL DISCOVERY DV5000



Art.	VOL. μ L	COLOUR COLORE	PACKING CONFEZIONE	MOD.	COMPATIBILITY COMPATIBILITA
9615	101-1000	Neutral Neutro	Rack 96 pcs	GILSON®	EPPENDORF®-BIOHIT®-SOCOREX®- HTL®-JENCONS®-FINNPIPETTE®-ELKAY®



Art.	VOL. μ L	COLOUR COLORE	PACKING CONFEZIONE	MOD.	COMPATIBILITY COMPATIBILITA
9606	2-200 beveled	Neutral Neutro	Rack 96 pcs	GILSON® Universal	EPPENDORF®-BIOHIT®-FINNPIPETTE® NICHIRYO®-SOCOREX®-HTL® JENCONS®-ELKAY®



Art.	VOL. μ L	COLOUR COLORE	PACKING CONFEZIONE	MOD.	COMPATIBILITY COMPATIBILITA
9601	2-160 graduated beveled	Neutral Neutro	Rack 96 pcs	GILSON®	EPPENDORF®-BIOHIT®-FINNPIPETTE® NICHIRYO®-SOCOREX®-HTL® JENCONS®-ELKAY®



Art.	VOL. μ L	COLOUR COLORE	PACKING CONFEZIONE	MOD.	COMPATIBILITY COMPATIBILITA
9603	2-100 graduated beveled	Neutral Neutro	Rack 96 pcs	GILSON®	EPPENDORF®-BIOHIT®-FINNPIPETTE® NICHIRYO®-SOCOREX®-HTL® JENCONS®-ELKAY®




Art.	VOL. μ L	COLOUR COLORE	PACKING CONFEZIONE	MOD.	COMPATIBILITY COMPATIBILITA
9605	2-30 graduated beveled	Neutral Neutro	Rack 96 pcs	GILSON®	EPPENDORF®-BIOHIT®-FINNPIPETTE® NICHIRYO®-SOCOREX®-HTL® JENCONS®-ELKAY®




TIPS AND PIPETTES / PUNTA LI E PIPETTE

Art.	VOL. μ L	COLOUR COLORE	PACKING CONFEZIONE	MOD.	COMPATIBILITY COMPATIBILITA
9610	0.1-10	Neutral Neutro	Rack 96 pcs	GILSON P2-P10*	BIOHIT®-NICHIRYO®-HTL® FINNPIPEPTE®-JENCONS®-ELKAY®




Art.	VOL. μ L	COLOUR COLORE	PACKING CONFEZIONE	MOD.	COMPATIBILITY COMPATIBILITA
9710	0.1-10	Neutral Neutro	Rack 96 pcs	GILSON P2-P10*	BIOHIT®-FINNPIPEPTE®-NICHIRYO® JENCONS®-ELKAY®-GENEX®



Art.	VOL. μ L	COLOUR COLORE	PACKING CONFEZIONE	MOD.	COMPATIBILITY COMPATIBILITA
9803	500-5000	Neutral Neutro	Rack 50 pcs	FINNPIPEPTE®	THERMO®-BRAND®




Art.	VOL. μ L	COLOUR COLORE	PACKING CONFEZIONE	COMPATIBILITY COMPATIBILITA
9701	100-1000	Neutral Neutro	Rack 96 pcs	UNIVERSAL



Art.	VOL. μ L	COLOUR COLORE	PACKING CONFEZIONE	COMPATIBILITY COMPATIBILITA
9703	50-1000 graduated	Neutral Neutro	Rack 96 pcs	UNIVERSAL




Art.	VOL. μ L	COLOUR COLORE	PACKING CONFEZIONE	COMPATIBILITY COMPATIBILITA
9711	2-200 graduated	Neutral Neutro	Rack 96 pcs	UNIVERSAL



Art.	VOL. μ L	COLOUR COLORE	PACKING CONFEZIONE	COMPATIBILITY COMPATIBILITA
9712	2-30	Neutral Neutro	Rack 96 pcs	UNIVERSAL



Art.	VOL. μ L	COLOUR COLORE	PACKING CONFEZIONE	COMPATIBILITY COMPATIBILITA
9713	2-100	Neutral Neutro	Rack 96 pcs	UNIVERSAL




Art.	VOL. μ L	COLOUR COLORE	PACKING CONFEZIONE	COMPATIBILITY COMPATIBILITA
9402	0.1-10	Neutral Neutro	Rack 96 pcs	BIOHIT m-LINE® - PROLINE®



GreenTip® – TIPS IN BOX AND RACK IN GREEN BIODEGRADABLE POLYPROPYLENE
GreenTip® - PUNTALI IN BOX E RACK IN POLIPROPILENE DI COLORE VERDE, BIODEGRADABILI

A common box made in thermoplastic material usually requires a variable biodegradation time between 100 and 1000 years. The commitment to manufacture always more eco-friendly products must be one of the major goal in the future. On this assumption, born the new Box + Rack Aptaca GreenTip® which have a lower reduction of approximately 95%, thus reducing the biodegradation time between 9 months and 5 years (test carried out according to ISO 14855). The common use of the product in the laboratory does not involve any contraindication, absolutely they are without prejudice to the functionality and performance (excellent mechanical resistance, no release of heavy metals, in accordance with the food contact, thermal resistance and autoclavable process unchanged at +121° C). The tips are not biodegradable because, after use, are considered potentially infected and therefore must be disposed according to applicable laws on force.

Un comune box in materiale termoplastico richiede un tempo di biodegradazione variabile fra i 100 e i 1000 anni. L'impegno a fabbricare prodotti sempre più ecosostenibili dovrà essere in futuro uno dei maggiori obiettivi. Su questo presupposto nascono i nuovi Box + Rack Aptaca GreenTip® i quali hanno un tempo di abbattimento inferiore di circa il 95%, riducendo così il tempo di biodegradazione tra i 9 mesi e i 5 anni (test effettuati in base alla ISO 14855). Il comune utilizzo del prodotto in laboratorio non comporta nessuna controindicazione, non pregiudicandone assolutamente la funzionalità e le caratteristiche prestazionali (ottima resistenza meccanica, nessun rilascio di metalli pesanti, conformi al contatto con alimenti, inalterata resistenza termica e autoclavabilità a +121°C). I puntali non sono biodegradabili anche perché, dopo l'uso, sono da considerarsi rifiuti potenzialmente infetti e pertanto devono essere smaltiti secondo le normative vigenti in materia.



Empty Box with 96 seats and plate rack with pressure lid, made in green BIODEGRADABLE polypropylene..

Box vuoti comprensivi di piastrina rack 96 posti e con coperchio a pressione, prodotti in polipropilene di colore verde, BIODEGRADABILE.

Art.	TYPE/TIPO	DIMENSION DIMENSIONI
9940/B	For tips up to 10 µl Per puntali fino a 10 µl	98 x 133 x 60 mm
9941/B	For tips up to 200 µl Per puntali fino a 200 µl	98 x 133 x 60 mm
9942/B	For tips up to 1000 µl Gilson® type Per puntali fino a 1000 µl tipo Gilson®	98 x 133 x 60 mm
9943/B	For tips up to 1000 µl Eppendorf® type Per puntali fino a 1000 µl tipo Eppendorf®	98 x 133 x 60 mm

Tips without filter, neutral colour, packed in racks of 96 pieces made in green BIODEGRADABLE polypropylene.

Puntali senza filtro di colore neutro, confezionati in rack da 96 pezzi prodotti in polipropilene di colore verde BIODEGRADABILE.



Art.	VOL. µL	COMPATIBILITY COMPATIBILITA
9901/B	0.1-10 graduated/graduato	EPPENDORF®, GILSON®, SOCOREX®, HTL®, NICHIRYO®, BIOHIT® Old Model, JENCONS®, THERMO FINNPIPETTE®, ELKAY®
9902/B	2-200 graduated/graduato	EPPENDORF®, GILSON®, SOCOREX®, HTL®, NICHIRYO®, BIOHIT®, JENCONS®, THERMO FINNPIPETTE®, ELKAY®, BRAND®, DSG®, GENEX®
9903/B	100-1000	EPPENDORF®, GILSON®, SOCOREX®, HTL®, NICHIRYO®, BIOHIT®, JENCONS®, THERMO FINNPIPETTE®, ELKAY®


Filter tips neutral colour, sterile R and suitable for molecular biology (DNA/DNase/RNase free, Pyrogen-free, ATP free), packed in racks of 96 pieces made in green BIODEGRADABLE polypropylene.

Puntali con filtro di colore neutro, sterili R e idonei per biologia molecolare (DNA/DNasi/RNasi free, ATP free, Apirogeni), confezionati in rack da 96 pezzi prodotti in polipropilene di colore verde BIODEGRADABILE.



Art.	VOL. µL	COMPATIBILITY COMPATIBILITA
9920/B	0.1-10	GILSON®, EPPENDORF®, THERMO FINNPIPETTE®, NICHIRYO®, JENCONS®, ELKAY®, GENEX®, BIOHIT® OLD MODEL
9921/B	2-100 graduated/graduato	GILSON®, EPPENDORF®, BIOHIT®, SOCOREX®, HTL®, BRAND®
9922/B	2-200 graduated/graduato	GILSON®, EPPENDORF®, BIOHIT®, SOCOREX®, HTL®, BRAND®
9923/B	100-1000	GILSON®, EPPENDORF®, SOCOREX®, HTL®, NICHIRYO®, BIOHIT®, JENCONS®, THERMO FINNPIPETTE®, ELKAY®, BRAND®

TIPS AND PIPETTES / PUNTALI E PIPETTE



Black tips with electrical conductivity, obtained thanks to the electrically conductive polypropylene, which allows the robotic pipetting systems to recognize the filling level. Moreover the conductivity, guarantees the minimal immersion of the tip into the liquid, allowing to handle precisely even the smallest volume, without any contamination risk. Conductive tips are DNase, RNase, ATP and pyrogen free. Available in ready-to-use rack or in bulks

Puntali neri con conduttività elettrica, ottenuta grazie al polipropilene conduttivo, che permette ai sistemi di pipettaggio robotizzati di rilevare il livello di riempimento. La conduttività garantisce, inoltre, la minima immersione nel liquido, consentendo di maneggiare anche i più piccoli volumi con estrema precisione, senza alcun rischio di contaminazione. I puntali conduttivi sono DNasi, RNasi e ATP free, apirogeni. Disponibili in rack pronti per l'uso oppure in sacchetti sfusi.

**CONDUCTIVE TIPS QIAGEN® TYPE
PUNTALI CONDUTTIVI MODELLO QIAGEN®**

Art.	VOL. µL	PACKING CONFEZIONE	COMPATIBILITY COMPATIBILITÀ
8200	300	Tray 96 pcs / Vassoio 96 pz	Qiagen®: Biorobot 3000, 8000, 9600, 9604, Universal Abbot Diagnostic®: en4lisa, m2000 bioMérieux®: DaVinci Bio-Rad®: Evolis Biotest®: Quickstep Dade Behring® (Siemens®): BEP 2000 Advance Diasorin®: Etimax 3000 Diffchamb®: T4U Euroimmun®: Euroimmun Analyzer Grifols®: Triturus Human®: Elisys Quattro Virion®/Serion®: Immunomat TWINsystem
8201	300	Bag 960 pcs / Sacchetto 960 pz	
8200/SG	300	Sterile - Tray 96 pcs / Vassoio 96 pz	
9200	300	Sterile - Tray 96 pcs / Vassoio 96 pz with filter / con filtro	
8300	1100	Tray 96 pcs / Vassoio 96 pz	
8301	1100	Bag 960 pcs / Sacchetto 960 pz	
8300/SG	1100	Sterile - Tray 96 pcs / Vassoio 96 pz	
9300	1100	Sterile - Tray 96 pcs / Vassoio 96 pz with filter / con filtro	




**CONDUCTIVE TIPS TECAN® TYPE
PUNTALI CONDUTTIVI MODELLO TECAN®**

Art.	VOL. µL	PACKING CONFEZIONE	COMPATIBILITY COMPATIBILITÀ
8600	200	Tray 96 pcs / Vassoio 96 pz	Tecan®: Genesis, Freedom Evo, Miniprep & Carvo Workstations Qiagen®/Corbett®: CAS 1200/4200/4800 Perkin Elmer® (Packard®): Multiprobe II, Janus (w/Multiprobe Head)
8601	200	Bag 960 pcs / Sacchetto 960 pz	
8600/SG	200	Sterile - Tray 96 pcs / Vassoio 96 pz	
9600	200	Sterile - Tray 96 pcs / Vassoio 96 pz with filter / con filtro	
8700	1000	Tray 96 pcs / Vassoio 96 pz	
8701	1000	Bag 960 pcs / Sacchetto 960 pz	
8700/SG	1000	Sterile - Tray 96 pcs / Vassoio 96 pz	
9700	1000	Sterile - Tray 96 pcs / Vassoio 96 pz with filter / con filtro	



**CONDUCTIVE TIPS HAMILTON MICROLAB® STARLINE TYPE
PUNTALI CONDUTTIVI MODELLO HAMILTON MICROLAB® STARLINE**

Art.	VOL. µL	PACKING CONFEZIONE
8800	300	Tray 96 pcs / Vassoio 96 pz
8800/SG	300	Sterile - Tray 96 pcs / Vassoio 96 pz
9800	300	Sterile - Tray 96 pcs / Vassoio 96 pz with filter / con filtro
8900	1000	Tray 96 pcs / Vassoio 96 pz
8900/SG	1000	Sterile - Tray 96 pcs / Vassoio 96 pz
9900	1000	Sterile - Tray 96 pcs / Vassoio 96 pz with filter / con filtro



**CONDUCTIVE TIPS OLYMPUS® TYPE
PUNTALI CONDUTTIVI MODELLO OLYMPUS®**

Art.	VOL. µL	PACKING CONFEZIONE	COMPATIBILITY COMPATIBILITÀ
8400	1200	Rack 140 pcs / pz	Olympus®: OLA 2500
8401	1200	Bag 140 pcs / Sacchetto 140 pz	Beckman Coulter®: AutoMate 1250/2550

DISPENSER TIPS
PUNTALE DISPENSATORI



Standard dispenser tips.
EPPENDORF®, GILSON®, BRAND®,
RITTER®, HTL® type compatible.

Puntali dispensatori modello standard.
Utilizzabili con dispensatori tipo
EPPENDORF®, GILSON®, BRAND®,
RITTER®, HTL®.

Material: polypropylene.

Materiale: polipropilene.

Art.	VOL. ML	PACKING/CONFEZIONE
4301	0.5	100 pcs
4301/SG	0.5	Sterile - Ind. wrapped/Confezione singola
4311	1.25	100 pcs
4311/SG	1.25	Sterile - Ind. wrapped/Confezione singola
4321	2.5	100 pcs
4321/SG	2.5	Sterile - Ind. wrapped/Confezione singola
4331	5	100 pcs
4331/SG	5	Sterile - Ind. wrapped/Confezione singola

Art.	VOL. ML	PACKING/CONFEZIONE
4341	12.5	100 pcs
4341/SG	12.5	Sterile - Ind. wrapped/Confezione singola
4344*	25	50 pcs
4344/SG*	25	Sterile - Ind. wrapped/Confezione singola
4351*	50	25 pcs
4351/SG*	50	Sterile - Ind. wrapped/Confezione singola

* Each packaging unit contains one adapter/Ogni confezione contiene un adattatore



"Multipette-Plus" dispenser tips.
Suitable for Multipette Plus
(EPPENDORF®), Multipette 4780
(EPPENDORF®), HandyStep
electronic (BRAND®), Distriman
and Repetman (GILSON®), Ripette
genX (RITTER®).

Puntali dispensatori "Multipette-Plus".
Utilizzabili con dispensatori tipo
Multipette Plus (EPPENDORF®),
Multipette 4780 (EPPENDORF®),
HandyStep electronic (BRAND®),
Distriman e Repetman (GILSON®),
Ripette genX (RITTER®).

Material: polypropylene.

Materiale: polipropilene.

Art.	VOL. ML	PACKING/CONFEZIONE
5401	0.1	100 pcs
5401/SG	0.1	Sterile - Ind. wrapped/Confezione singola
5411	0.2	100 pcs
5411/SG	0.2	Sterile - Ind. wrapped/Confezione singola
5421	0.5	100 pcs
5421/SG	0.5	Sterile - Ind. wrapped/Confezione singola
5431	1	100 pcs
5431/SG	1	Sterile - Ind. wrapped/Confezione singola
5441	2.5	100 pcs
5441/SG	2.5	Sterile - Ind. wrapped/Confezione singola

Art.	VOL. ML	PACKING/CONFEZIONE
5451	5	100 pcs
5451/SG	5	Sterile - Ind. wrapped/Confezione singola
5461	10	100 pcs
5461/SG	10	Sterile - Ind. wrapped/Confezione singola
5481*	25	25 pcs
5481/SG*	25	Sterile - Ind. wrapped/Confezione singola
5491*	50	25 pcs
5491/SG*	50	Sterile - Ind. wrapped/Confezione singola

* Each packaging unit contains one adapter/Ogni confezione contiene un adattatore



Ideal to transfer and dispense liquids in all types of laboratories, eliminating the risk of contamination. Available in non sterile dispenser boxes, in sterile bags of 5 pieces and sterile individually wrapped.

Ideali per trasferire e dispensare liquidi in tutti i tipi di laboratori, eliminando il rischio di contaminazioni. Disponibili non sterili in scatole dispenser, sterili in confezioni da 5 pezzi e sterili in confezione singola.

Material: polyethylene.

Materiale: polietilene.



1 ML PASTEUR PIPETTES
PIPETTE PASTEUR DA 1 ML

Length 150 mm - External capillary Ø 5 mm. Total capacity 5 ml - 23 drops/ml. Graduated at 0.25 - 0.50 - 0.75 - 1 ml.

Lungh. 150 mm - Ø esterno capillare 5 mm. Capacità totale 5 ml - 23 gocce/ml. Graduate a 0,25 - 0,50 - 0,75-1 ml.

Art.	PACKING/CONFEZIONE
1501	Non sterile Dispenser boxes of 500 pcs / <i>Scatole da 500 pz</i>
1501/SG	Sterile Bags of 5 pcs / <i>Sacchetti da 5 pz</i>
1501/SG/CS	Sterile Individually wrapped / <i>Confezione singola</i>



3 ML PASTEUR PIPETTES
PIPETTE PASTEUR DA 3 ML

Length 150 mm - External capillary Ø 7.8 mm. Total capacity 7 ml - 21 drops/ml. Graduated at 0.50 - 1 - 1.5 - 2 - 2.5 - 3 ml.

Lungh. 150 mm - Ø esterno capillare 7,8 mm. Cap. totale 7 ml - 21 gocce/ml. Graduate a 0,50 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 ml.

Art.	PACKING/CONFEZIONE
1502	Non sterile Dispenser boxes of 500 pcs / <i>Scatole da 500 pz</i>
1502/SG	Sterile Bags of 5 pcs / <i>Sacchetti da 5 pz</i>
1502/SG/CS	Sterile Individually wrapped / <i>Confezione singola</i>



CAPILLARY PASTEUR PIPETTES
PIPETTE PASTEUR CAPILLARI


Length 150 mm - External capillary Ø 2.5 mm. Total capacity 4 ml - 28 drops/ml.

Lungh. 150 mm - Ø esterno capillare 2,5 mm. Cap. totale 4 ml - 28 gocce/ml.

Not graduated.

Non graduate.

Art.	PACKING/CONFEZIONE
1503	Non sterile Dispenser boxes of 500 pcs / <i>Scatole da 500 pz</i>
1503/SG	Sterile Bags of 5 pcs / <i>Sacchetti da 5 pz</i>
1503/SG/CS	Sterile Individually wrapped / <i>Confezione singola</i>



PASTEUR PIPETTES PIPETTE PASTEUR



1.5 ML PASTEUR PIPETTES PIPETTE PASTEUR DA 1,5 ML

Length 230 mm - External capillary Ø 5 mm. Total capacity 6 ml. Bulb draw 3.5 ml.

Lungh. 230 mm - Ø esterno capillare 5 mm. Cap. totale 6 ml. Cap. bulbo 3,5 ml.

Not graduated.

Non graduate.

Art.	PACKING/CONFEZIONE
1523	Non sterile Dispenser boxes of 400 pcs / Scatole da 400 pz
1523/SG	Sterile Bags of 5 pcs / Sacchetti da 5 pz
1523/SG/CS	Sterile Individually wrapped / Confezione singola

FINE TIP PASTEUR PIPETTES PIPETTE PASTEUR PUNTA FINE

Length 150 mm - External capillary Ø 4.5 mm. Total capacity 5 ml. Bulb draw 3.5 ml.

Lungh. 150 mm - Ø esterno capillare 4,5 mm. Cap. totale 5 ml. Cap. bulbo 3,5 ml.

Not graduated.

Non graduate.

Art.	PACKING/CONFEZIONE
1511	Non sterile Dispenser boxes of 500 pcs / Scatole da 500 pz
1511/SG	Sterile Bags of 5 pcs / Sacchetti da 5 pz
1511/SG/CS	Sterile Individually wrapped / Confezione singola



NARROW STEM PASTEUR PIPETTES PIPETTE PASTEUR GAMBO STRETTO

Length 83 mm - External capillary Ø 2.5 mm. Total capacity 4 ml. Bulb draw 3.5 ml.

Lungh. 83 mm - Ø esterno capillare 2,5 mm. Cap. totale 4 ml. Cap. bulbo 3,5 ml.

Not graduated.

Non graduate.

Art.	PACKING/CONFEZIONE
1515	Non sterile Dispenser boxes of 700 pcs / Scatole da 700 pz
1515/SG	Sterile Bags of 5 pcs / Sacchetti da 5 pz
1515/SG/CS	Sterile Individually wrapped / Confezione singola

PADDLE PASTEUR PIPETTES PIPETTE PASTEUR SPECIALI

Used for small volumes transfer. The integrated rigid paddle can be used for mixing and smearing.

Utilizzate per il trasferimento di piccoli volumi. La pala integrata nel bulbo può essere usata per miscelazione.

Length 125 mm - External capillary Ø 3.6 mm. Total capacity 0.8 ml. Bulb draw 0.2 ml.

Lungh. 125 mm - Ø esterno capillare 3,6 mm. Cap. totale 0,8 ml. Cap. bulbo 0,2 ml.

Not graduated.

Non graduate.

Art.	PACKING/CONFEZIONE
1518	Non sterile Dispenser boxes of 2000 pcs / Scatole da 2000 pz
1518/SG	Sterile Bags of 5 pcs / Sacchetti da 5 pz
1518/SG/CS	Sterile Individually wrapped / Confezione singola



Length 130 mm - External capillary Ø 3.8 mm. Tip Ø 1.85 mm. Total capacity 1 ml. Bulb draw 0.2 ml.

Lungh. 130 mm - Ø esterno capillare 3,8 mm. Punta Ø 1,85 mm. Cap. totale 1 ml. Cap. bulbo 0,2 ml.

Not graduated.

Non graduate.

Art.	PACKING/CONFEZIONE
1519	Non sterile Dispenser boxes of 2000 pcs / Scatole da 2000 pz
1519/SG	Sterile Bags of 5 pcs / Sacchetti da 5 pz
1519/SG/CS	Sterile Individually wrapped / Confezione singola


Disposable, graduated, sterile, Pyrogen free pipettes.

Pipette monouso graduate, sterili, Apirogene.

Material: polystyrene.

Materiale: polistirolo.

Art.	VOL. ML	DIV. MM	PACKING/CONFEZIONE
3001	1	1/100	Bags of 50 pcs Sacchetti da 50 pz
3101	1	1/100	Ind. wrapped Conf. singola



Disposable, graduated, sterile, Pyrogen free pipettes.

Pipette monouso graduate, sterili, Apirogene.

Material: polystyrene.

Materiale: polistirolo.

Art.	VOL. ML	DIV. MM	PACKING/CONFEZIONE
3002	2	1/100	Bags of 50 pcs Sacchetti da 50 pz
3102	2	1/100	Ind. wrapped Conf. singola



Disposable, graduated, sterile, Pyrogen free pipettes.

Pipette monouso graduate, sterili, Apirogene.

Material: polystyrene.

Materiale: polistirolo.

Art.	VOL. ML	DIV. MM	PACKING/CONFEZIONE
3005	5	1/10	Bags of 25 pcs Sacchetti da 25 pz
3105	5	1/10	Ind. wrapped Conf. singola



Disposable, graduated, sterile, Pyrogen free pipettes.

Pipette monouso graduate, sterili, Apirogene.

Material: polystyrene.

Materiale: polistirolo.

Art.	VOL. ML	DIV. MM	PACKING/CONFEZIONE
3010	10	1/10	Bags of 25 pcs Sacchetti da 25 pz
3110	10	1/10	Ind. wrapped Conf. singola



Disposable, graduated, sterile, Pyrogen free pipettes.

Pipette monouso graduate, sterili, Apirogene.

Material: polystyrene.

Materiale: polistirolo.

Art.	VOL. ML	DIV. MM	PACKING/CONFEZIONE
3125	25	1/5	Ind. wrapped Conf. singola





AUTOMATIC ERGONOMIC PIPETTOR
PIPETTATORE AUTOMATICO ERGONOMICO

Pipettor for suction and dispensing of liquids from plastic or glass pipettes from 0.1 to 100 ml. The easy handling, the very light weight (190 g.) and the excellent balance allow to operate easily, as well for long time test series. It allows a fast operation thanks to a pipetting speed of 50 ml in 10 seconds, with an operating time of at least 8 consecutive hours without charger. It can be used by single hand and laid upside down on the bench. Very simple to clean. The safety valve and membrane filter of 0.2 μ m ensure double protection from flow liquids penetration. Supplied with battery, battery charger, 2 battery compartment covers, 2 sterile separate membrane filters of 0.2 μ m, instruction manual.

Pipettatore per il prelievo e la dispensazione di liquidi da pipette in plastica o in vetro da 0,1 a 100 ml.

L'impugnatura particolarmente maneggevole, la leggerezza (190 g.) e l'eccellente bilanciamento consentono un comodo pipettaggio, anche per lunghe serie di test. Consente un rapido lavoro con una velocità di pipettaggio di 50 ml in 10 secondi, ed ha un'autonomia di almeno 8 ore consecutive senza ricarica.

Utilizzabile con una sola mano, può essere appoggiato capovolto sul banco da lavoro. Facile da pulire. La valvola di sicurezza e il filtro a membrana da 0,2 μ m assicurano una doppia protezione contro il ritorno di flusso. Fornito con batteria, caricabatteria, 2 coperchi per il vano batteria, 2 filtri a membrana di ricambio da 0,2 μ m sterili, manuale istruzioni.

Art.
3200

ACCESSORIES FOR AUTOMATIC PIPETTOR
ACCESSORI PER PIPETTATORI AUTOMATICI



Art.	TYPE/TIPO
3215	Membrane filter 0.2 μ m / Filtro a membrana 0,2 μ m Sterile
3216	Membrane filter 0.2 μ m / Filtro a membrana 0,2 μ m Non sterile
3220	Wall holder (only for cod. 3200) Supporto da parete (solo per cod. 3200)



AUTOMATIC PIPETTOR
PIPETTATORE AUTOMATICO

Pipettor for suction and dispensing of liquids from plastic or glass pipettes from 0.1 to 100 ml. The easy handling and the very light weight (160 g) allow the filling simply pushing the bellows suction and moving the lever upward. In order to dose the liquid just press down the lever. With membrane filter to protect the aspirator/dispenser from liquid penetration.

Pipettatore per il prelievo e la dispensazione dei liquidi da pipette in plastica o in vetro da 0,1 a 100 ml. Molto pratico e leggero (160 g), facile da usare, si effettua il riempimento semplicemente schiacciando il soffietto di aspirazione e spostando la levetta verso l'alto. Per dosare il liquido basta premere in giù la levetta. Con filtro a membrana per proteggere l'aspiratore/dosatore dalla penetrazione di liquidi.

Autoclavable.

Autoclavabile

Art.
3250

PIPETTES PUMPS
ASPIRATORI PER PIPETTE

In polypropylene, for any kind of pipettes, both glass and plastic. Suction and dispensing is achieved by rotating the wheel. A lever pressure ensures that all liquid is evacuated.

In polipropilene, adatti a tutti i tipi di pipette, sia in vetro che in plastica. Aspirazione e dosaggio tramite la rotella girevole. Completa e rapida fuoriuscita del liquido mediante pressione della levetta.




Art.	VOL. PIPETTE ML	COLOUR/COLORE
3851	1/2	Blue/Blu
3852	5/10	Green/Verde
3853	25	Red/Rosso

TIPS AND PIPETTES / PUNTALI E PIPETTE

PIPETTES FILLER
POMPETTA DI GOMMA A TRE VALVOLE

In red rubber, provided with three spheric glass valves: air exhaust, liquid filling and dispensing. Universal model can be used with all pipettes. Complete with rubber adapter to use pipettes with capacities more than 20 ml.

In gomma rossa con tre valvole sferiche in vetro: espulsore aria, riempimento e dosaggio liquido. Modello universale, adattabile a qualsiasi pipetta. Dotata di uno speciale raccordo in gomma che consente di utilizzare anche le pipette con capacità superiore a 20 ml.




Art.
3800

UNIVERSAL SAFETY PIPETTES BULB
ASPIRATORE UNIVERSALE PER PIPETTE

In red rubber and silicone, it prevents from mouth pipetting and, therefore, from any contamination risk.

In gomma rossa e silicone, elimina il pipettaggio con la bocca e, quindi, ogni rischio di contaminazione.



Art.
3860