

SYRINGES WITH NEEDLE

SIRINGHE CON AGO

Syringes with needle, three-piece disposable. Available with central needle (CEN.), eccentric needle (ECC.), for tuberculin (TUB.), and insulin (INS.). Graduated, sterile, non-toxic, pyrogen-free, and latex-free. Featuring triple-beveled stainless steel needles to minimize skin trauma and ensure a comfortable injection. They offer a secure connection between the syringe and needle, preventing leaks and disconnections. Clear markings on the barrel facilitate accurate dosage measurement, while silicone lubrication of the plunger ensures smooth and controlled movement.

Siringhe con ago, monouso a tre pezzi. Disponibili con ago centrale (CEN.), eccentrico (ECC.), per tubercolina (TUB.) e insulina (INS.). Graduate, sterili, atossiche, apirogene e latex-free. Con aghi in acciaio inox a tripla affilatura per minimizzare il trauma cutaneo e garantire un'iniezione confortevole. Offrono una connessione sicura tra siringa e ago, prevenendo perdite e disconnessioni. Le marcature chiare sul cilindro facilitano la misurazione accurata del dosaggio, mentre la lubrificazione in silicone del pistone assicura un movimento fluido e controllato.

COD.	VOL. ML	TYPE/TIPO	NEEDLE/AGO
1110	1	TUBERCOLIN	26G x 1/2" (Ø 0.45 x 12.7 mm)
1113	1	TUBERCOLIN	25G x 5/8" (Ø 0.50 x 16 mm)
1111	1	INSULIN	26G x 5/8" (Ø 0.50 x 16 mm)
1112	1	INSULIN	26G x 1/2" (Ø 0.45 x 12.7 mm)
1115/21	2.5 / 3	CENTRAL LUER CONE	21G x 1 1/2" (Ø 0.80 x 38 mm)
1115	2.5 / 3	CENTRAL LUER CONE	22G x 1 1/4" (Ø 0.70 x 32 mm)
1116/21	5	CENTRAL LUER CONE	21G x 1 1/2" (Ø 0.80 x 38 mm)
1116	5	CENTRAL LUER CONE	22G x 1 1/4" (Ø 0.70 x 32 mm)
1121	10	CENTRAL LUER CONE	21G x 1 1/2" (Ø 0.80 x 38 mm)
1122	10	ECCENTRIC LUER CONE	21G x 1 1/2" (Ø 0.80 x 38 mm)
1123	20	ECCENTRIC LUER CONE	20G x 1 1/2" (Ø 0.90 x 38 mm)
1123/21	20	ECCENTRIC LUER CONE	21G x 1 1/2" (Ø 0.80 x 38 mm)

INSULIN SYRINGES

SIRINGHE PER INSULINA

Disposable insulin syringes with a fixed needle and zero residual guarantee a painless injection and complete drug delivery. Sterile, non-toxic, and pyrogen-free, they are made of medical-grade plastic free of latex. The ultra-fine needle reduces discomfort, while the precise graduated scale and professional plunger ensure accurate dosages. The ergonomic design with a wide flange and extended barrel provides greater safety and control during injection.

Le siringhe monouso per insulina con ago fisso e residuo zero garantiscono un'iniezione indolore e una somministrazione completa del farmaco. Sterili, atossiche e apirogene, sono realizzate con plastica medicale priva di lattice. L'ago ultra-fine riduce il disagio, mentre la scala graduata precisa e il pistone professionale assicurano dosaggi accurati. Il design ergonomico con flangia larga e cilindro esteso offre maggiore sicurezza e controllo durante l'iniezione.

COD.	VOL. ML	NEEDLE/AGO
1105	0.5	30G x 1/3" (Ø 0.30 x 8 mm)
1101	1	30G x 1/3" (Ø 0.30 x 8 mm)
1102	1	29G x 1/2" (Ø 0.33 x 12.7 mm)

SYRINGES WITHOUT NEEDLE

SIRINGHE SENZA AGO

Syringes without needle, three-piece disposable. The eccentric Luer cone (ECC.) facilitates drawing and injection, while the catheter cone (CAT.) allows a secure attachment of probes. Graduated, sterile, non-toxic, latex-free, and pyrogen-free. Silicone lubrication ensures smooth piston movement. Clear markings on the barrel facilitate accurate dosage measurement.

Siringhe senza ago, monouso a tre pezzi. Il cono Luer eccentrico (ECC.) facilita il prelievo e l'iniezione, mentre il cono catetere (CAT.) permette il fissaggio sicuro delle sonde. Graduate, sterili, atossiche latex free e apirogene. La lubrificazione in silicone assicura un movimento fluido del pistone. Marcature chiare sul cilindro facilitano la misurazione accurata del dosaggio.

COD.	VOL. ML	LUER CONE/CONO LUER
12001	1	CENTRAL / CENTRALE
12003	3	CENTRAL / CENTRALE
12005	5	CENTRAL / CENTRALE
12010	10	CENTRAL / CENTRALE
1210	10	ECCENTRIC / ECCENTRICO
1220	20	ECCENTRIC / ECCENTRICO
1270	30	ECCENTRIC / ECCENTRICO
1260	60	ECCENTRIC / ECCENTRICO
1245	60	CATHETER / CATETERE
1255	100	CATHETER / CATETERE

HYPODERMIC NEEDLES

AGHI IPODERMICI

Hypodermic needles, compliant with ISO 7864, featuring triple beveling and siliconization for excellent penetration. The color-coded hub facilitates the identification of needle gauge, with box colors matching the hub color for easy management. Sterile, single-use, non-toxic, and pyrogen-free. Made of stainless steel and free of natural latex, individually packaged for sterility.

Aghi ipodermici, conformi alla norma ISO 7864, con tripla affilatura e siliconatura che garantiscono un eccellente grado di penetrazione. Il bariletto colorato facilita l'identificazione del diametro dell'ago, con scatole colorate corrispondenti al colore del bariletto per una facile gestione. Sterili, monouso, atossici e apirogeni. Realizzati in acciaio inossidabile e privi di lattice naturale, sterili in confezione singola.

COD.	NEEDLE/AGO	COLOUR/COLORE
3011	18G x 1 1/2" (Ø 1.2 x 38 mm)	Pink / Rosa
3020	20G x 1 1/2" (Ø 0.9 x 38 mm)	Yellow / Giallo
3021	21G x 1 1/2" (Ø 0.8 x 38 mm)	Green / Verde
3012	22G x 1 1/2" (Ø 0.7 x 38 mm)	Black / Nero
3013	22G x 1 1/4" (Ø 0.7 x 32 mm)	Black / Nero
3014	23G x 1 1/4" (Ø 0.65 x 30 mm)	Light blue / Azzurro
3015	25G x 5/8" (Ø 0.5 x 16 mm)	Orange / Arancione
3017	26G x 1/2" (Ø 0.33 x 13 mm)	Brown / Marrone

SYRINGES LUER LOCK WITHOUT NEEDLE

SIRINGHE SENZA AGO LUER LOCK

Syringes without needle Luer Lock, three-piece disposable. Ideal for needs requiring secure sealing and high precision with large quantities of liquid. The Luer Lock cone ensures a secure, indissociable connection with the needle or other fittings. Graduated, sterile, non-toxic, pyrogen-free, and latex-free. Silicone lubrication ensures smooth piston movement. Clear markings on the barrel facilitate accurate dosage measurement.

Siringhe senza ago Luer Lock, monouso a tre pezzi. Ideali per esigenze che richiedono una tenuta sicura e alta precisione con grandi quantità di liquido. Il cono Luer Lock garantisce una connessione sicura e indissociabile con l'ago o altri raccordi. Graduate, sterili, atossiche, apirogene e latex-free. La lubrificazione in silicone assicura un movimento fluido del pistone. Marcature chiare sul cilindro per una misurazione accurata del dosaggio.

COD.	VOL. ML	CONE/CONE	COLOUR/COLORE
1225	3	Luer Lock	Neutral / Neutro
1226	5	Luer Lock	Neutral / Neutro
1227	10	Luer Lock	Neutral / Neutro
1228	20	Luer Lock	Neutral / Neutro
1229	30	Luer Lock	Neutral / Neutro
1235	60	Luer Lock	Neutral / Neutro

STERILE BLOOD LANCETS

LANCETTE PUNGIDITO STERILI

Sterile, single-use lancets made of stainless steel. These lancets are designed to ensure quick and painless blood sampling. The total length is 39 mm, with a 2.9 mm tip for precise and controlled penetration. Each lancet is individually packaged to ensure sterility and prevent contamination. The ergonomic design allows a safe and comfortable use, ideal for both healthcare professionals and patients at home.

Lancette pungidito sterili, monouso e realizzate in acciaio inossidabile. Queste lancette sono progettate per garantire un prelievo di sangue rapido e indolore. La lunghezza totale è di 39 mm, con una punta da 2,9 mm per una penetrazione precisa e controllata. Ogni lancetta è confezionata singolarmente per assicurare la sterilità e prevenire contaminazioni. Il design ergonomico permette un utilizzo sicuro e confortevole, ideale per l'uso sia da parte di professionisti sanitari che di pazienti a casa.

COD.	PACKAGING/CONFEZIONE
5102	Sterile - Individually wrapped / Confezione singola

STERILE BLOOD LANCETS FOR AUTOMATIC PENS TYPE

LANCETTE PUNGIDITO STERILI PER PENNE AUTOMATICHE

Sterile lancets for automatic pens, made of stainless steel with an ultra-fine 23G needle. Their sharp design minimizes skin trauma. Equipped with a plastic protection, they are compatible with most pens on the market, offering a quick, precise, and painless blood withdrawal.

Lancette pungidito sterili per penne automatiche, realizzate in acciaio inossidabile con ago ultra-fine Ø 23G. La loro affilatura riduce il trauma per l'epidermide. Dotate di protezione in plastica, sono compatibili con la maggior parte delle penne presenti sul mercato, offrendo un prelievo di sangue rapido, preciso e indolore.

COD.	PACKAGING/CONFEZIONE
5105	Sterile - Bags 100 pcs / Buste 100 pezzi

