



INOCULATING LOOPS ANSE PER INOCULAZIONE



Produced in polystyrene (PS) color coded for an easy distinction of capacity. Available soft flexible square shaft type or harder rigid hexagonal shaft type. Ultra-smooth surfaces, loops haven't edges or burrs which may scratch the agar medium. The square or hexagonal shafts allows a more precise handling when streaking or spreading sample on plates. Sterile in peel-pack for easy and safe opening. Free of oils, lubricants, and electrostatic charges for optimal surface tension.



Prodotte in polistirolo (PS) con codice colore per una immediata distinzione del volume. Disponibili di tipo flessibile con asta quadrata o rigido con asta esagonale. Superfici ultra-liscie, non vi sono bordi o bave che possano graffiare il terreno agar. L'asta quadrata o esagonale consente una maneggevolezza più precisa quando si inocula o si diffonde il campione sulle piastre. Sterili in peel-pack per un'apertura facile e sicura. Prive di oli, lubrificanti e cariche elettrostatiche per una tensione superficiale ottimale.

1 µL + 10 µL INOCULATING LOOPS - FLEXIBLE ANSE PER INOCULAZIONE 1 µL + 10 µL - FLESSIBILI



Sterile, disposable inoculating loops produced with two loops, 10 µl capacity on one end and 1 µl on the other, with a plus in term of performance: one device, two capacities.

Anse sterili, monouso, con doppio anello, uno da 10 µl da un lato e uno da 1 µl dall'altro, tipo flessibile, con il vantaggio di avere due volumi con un unico dispositivo.

Produced in crystal polystyrene (PS) color coded yellow, soft flexible type.

Prodotte in polistirolo cristallo (PS) con codice colore giallo, tipo flessibile.

COD.	VOL. µL	COLOUR/COLORE	BAGS/CONFEZIONI
6005/SG	1+10	Yellow / Giallo	20 pcs / 20 pezzi
6015/SG	1+10	Yellow / Giallo	5 pcs / 5 pezzi
6005/SG/CS	1+10	Yellow / Giallo	Individually wrapped Confezione singola

1 µL INOCULATING LOOPS - FLEXIBLE ANSE PER INOCULAZIONE 1 µL - FLESSIBILI



Sterile, disposable inoculating loops produced in crystal polystyrene (PS) color coded neutral, with incorporated needle, soft flexible type.

Anse per inoculazione sterili, monouso, prodotte in polistirolo cristallo (PS) con codice colore neutro, con ago incorporato, tipo flessibile.

COD.	VOL. µL	COLOUR/COLORE	BAGS/CONFEZIONI
6001/SG	1	Neutral / Neutro	20 pcs / 20 pezzi
6002/SG	1	Neutral / Neutro	5 pcs / 5 pezzi
6001/SG/CS	1	Neutral / Neutro	Individually wrapped Confezione singola

1 µL INOCULATING LOOPS - RIGID


ANSE PER INOCULAZIONE 1 µL - RIGIDE

Sterile, disposable inoculating loops produced in crystal polystyrene (PS) color coded dark green, with incorporated needle, rigid type.

Anse per inoculazione sterili, monouso, prodotte in polistirolo cristallo (PS) con codice colore verde scuro, con ago incorporato, tipo rigido.

COD.	VOL. µL	COLOUR/COLORE	BAGS/CONFEZIONI
6020/SG	1	Dark green Verde scuro	20 pcs / 20 pezzi

6021/SG	1	Dark green Verde scuro	10 pcs / 10 pezzi
---------	---	---------------------------	-------------------



10 µL INOCULATING LOOPS - FLEXIBLE

ANSE PER INOCULAZIONE 10 µL - FLESSIBILI

Sterile, disposable inoculating loops produced in polystyrene (PS) color coded blue, with incorporated needle, soft flexible type.

Anse per inoculazione sterili, monouso, prodotte in polistirolo cristallo (PS) con codice colore blu, con ago incorporato, tipo flessibile.

COD.	VOL. µL	COLOUR/COLORE	BAGS/CONFEZIONI
6010/SG	10	Blue / Blu	20 pcs / 20 pezzi

6011/SG	10	Blue / Blu	5 pcs / 5 pezzi
---------	----	------------	-----------------

6010/SG/CS	10	Blue / Blu	Individually wrapped Confezione singola
------------	----	------------	--



10 µL INOCULATING LOOPS - RIGID

ANSE PER INOCULAZIONE 10 µL - RIGIDE

Sterile, disposable inoculating loops produced in crystal polystyrene (PS) color coded blue with incorporated needle, rigid type.

Anse per inoculazione sterili, monouso, prodotte in polistirolo cristallo (PS) con codice colore blu, con ago incorporato, tipo rigido.

COD.	VOL. µL	COLOUR/COLORE	BAGS/CONFEZIONI
6030/SG	10	Dark blue Blu scuro	20 pcs / 20 pezzi

6031/SG	10	Dark blue Blu scuro	10 pcs / 10 pezzi
---------	----	------------------------	-------------------



INOCULATION LOOPS WITH SPREADING SPHERE

ANSE AD INFESSIONE AGO + SFERA

Disposable inoculation needle with spreading sphere. The sphere allows the execution of a perfect smear with a single unit. Sterile in heat-sealed plastic bag.


Anse monouso con ago + sfera. La punta a sfera consente l'esecuzione di un perfetto striscio con una sola unità. Sterili in sacchetto di plastica termosaldato.

Material: crystal polystyrene (PS).

Materiale: polistirolo cristallo (PS).

COD.	COLOUR/COLORE	BAGS/CONFEZIONI
6040/SG	Blue / Blu	20 pcs / 20 pezzi





PETRI DISHES

PIASTRE DI PETRI



A wide range of Petri dishes, with high quality standard assured by a fully automated production process, under controlled aseptic conditions. Perfect flatness to ensure the agar's constant depth. Ideal for routine use, as well as for bacteriological screening and for their use with automatic filling machines. **Conform to International Standard ISO 24998** "Plastics laboratory ware –Single-use Petri dishes for microbiological procedures"

Un'ampia gamma di piastre di Petri, con un elevato standard di qualità garantito da un processo produttivo completamente automatizzato, in condizioni di asetticità controllata. Perfetta planarità per garantire una omogenea distribuzione dell'agar. Ideali per lavori di routine, ricerca batteriologica e per l'utilizzo in riempitrici automatiche. **Conformi allo Standard Internazionale ISO 24998** "Materiali di laboratorio in plastica - Capsule Petri monouso per procedure microbiologiche".



PETRI DISHES Ø 35 mm

PIASTRE DI PETRI Ø 35 mm

Petri dishes Ø 35 mm, height 11,4 mm.
In crystal polystyrene (PS) with high optical clearness.

Piastre di petri Ø 35 mm, altezza 11,4 mm.
In polistirolo cristallo (PS) con alta trasparenza ottica.

COD.
31

TYPE/TIPO

With triple vents / Con ventilazione

Sterile R

PETRI DISHES Ø 60 mm

PIASTRE DI PETRI Ø 60 mm

Petri dishes Ø 60 mm, height 14 mm.
In crystal polystyrene (PS) with high optical clearness.

Piastre di petri Ø 60 mm, altezza 14 mm.
In polistirolo cristallo (PS) con alta trasparenza ottica.

COD.
61
161

TYPE/TIPO

Without vents / Senza ventilazione

Sterile R

With triple vents / Con ventilazione

Sterile R



PETRI DISHES Ø 80 mm

PIASTRE DI PETRI Ø 80 mm

Petri dishes Ø 80 mm, height 15,5 mm.
In crystal polystyrene (PS) with high optical clearness.

Piastre di petri Ø 80 mm, altezza 15,5 mm.
In polistirolo cristallo (PS) con alta trasparenza ottica.

COD.
81

TYPE/TIPO

Without vents / Senza ventilazione

Sterile R



PETRI DISHES Ø 90 mm PIASTRE DI PETRI Ø 90 mm

Petri dishes Ø 90 mm, height 16 mm. In crystal polystyrene (PS) with high optical clearness. Available, upon request, with inner bag (/SAC) for use in cleanroom.

Piastre di petri Ø 90 mm, altezza 16 mm. In polistirolo cristallo (PS) con alta trasparenza ottica. Disponibili, su richiesta, con sacchetto interno (/SAC) per utilizzo in camera bianca.

COD.	TYPE/TIPO	
91	With triple vents / Con ventilazione	Aseptic / Asettica
91/SG	With triple vents / Con ventilazione	Sterile R
101	Without vents / Senza ventilazione	Aseptic / Asettica
101/SG	Without vents / Senza ventilazione	Sterile R



PETRI DISHES Ø 90 MM WITH SECTORS PIASTRE DI PETRI Ø 90 MM A SETTORI

Petri dishes with SECTORS Ø 90 mm, height 16 mm, with triple vents. In crystal polystyrene (PS) with high optical clearness.

Piastre di petri a SETTORI Ø 90 mm, altezza 16 mm, con ventilazione. In polistirolo cristallo (PS) con alta trasparenza ottica.

COD.	TYPE/TIPO	
251	With 2 sectors / A 2 settori	Aseptic / Asettica
251/SG	With 2 sectors / A 2 settori	Sterile R
261	With 3 sectors / A 3 settori	Aseptic / Asettica
261/SG	With 3 sectors / A 3 settori	Sterile R
271	With 4 sectors / A 4 settori	Aseptic / Asettica
271/SG	With 4 sectors / A 4 settori	Sterile R



PETRI DISHES Ø 100 mm PIASTRE DI PETRI Ø 100 mm

Petri dishes Ø 100 mm, height 15.7 mm. In crystal polystyrene (PS) with high optical clearness.

Piastre di petri Ø 100 mm, altezza 15.7 mm. In polistirolo cristallo (PS) con alta trasparenza ottica.

COD.	TYPE/TIPO	
151	With triple vents / Con ventilazione	Aseptic / Asettica
151/SG	With triple vents / Con ventilazione	Sterile R
141	Without vents / Senza ventilazione	Aseptic / Asettica
141/SG	Without vents / Senza ventilazione	Sterile R





PETRI DISHES RACK

RACK PER PIASTRE DI PETRI

Reusable stainless-steel rack for transport and for the loading, in total safety, of Petri dishes into the incubator. Polished surface, rounded edges and optimized finishing insure safe operations.

Autoclavable, resistant to most chemicals.

Rack in acciaio inox riutilizzabile per il trasporto e il caricamento, in totale sicurezza, delle piastre di petri in incubatore. La superficie lucida e i bordi arrotondati ne garantiscono un uso sicuro.

Autoclavabile, resistente alla maggior parte dei prodotti chimici.

COD.	DIM. MM	PLACES/POSTI	PETRI DISHES/PETRI
9000	375 x 260 x 130	36 (6 rows / file)	max Ø 90 mm
9002	340 x 110 x 380	30 (3 rows / file)	max Ø 100 mm

PETRI DISHES Ø 120 mm

PIASTRE DI PETRI Ø 120 mm

Petri dishes Ø 120 mm, height 14.2 mm. In crystal polystyrene (PS) with high optical clearness.

Piastre di petri Ø 120 mm, altezza 14,2 mm. In polistirolo cristallo (PS) con alta trasparenza ottica.

COD.	TYPE/TIPO	
181	Without vents / Senza ventilazione	Aseptic / Asettica
181/SG	Without vents / Senza ventilazione	Sterile R



PETRI DISHES Ø 140 mm

PIASTRE DI PETRI Ø 140 mm

Petri dishes Ø 140 mm, height 14.5 mm. In crystal polystyrene (PS) with high optical clearness.

Piastre di petri Ø 140 mm, altezza 14,5 mm. In polistirolo cristallo (PS) con alta trasparenza ottica.

COD.	TYPE/TIPO	
221	With triple vents / Con ventilazione	Sterile R



PETRI DISHES Ø 150 mm PIASTRE DI PETRI Ø 150 mm

Petri dishes Ø 150 mm, height 18.9 mm. In crystal polystyrene (PS) with high optical clearness.

Piastre di petri Ø 150 mm, altezza 18,9 mm. In polistirolo cristallo (PS) con alta trasparenza ottica.

COD.	TYPE/TIPO
231	With triple vents / Con ventilazione Sterile R



CONTACT PETRI DISHES PIASTRE DI PETRI CONTACT

Petri dishes, with triple vents, CONTACT type, perfectly suitable for bacteria counting and monitoring of environmental sterility. Sterile R, with counting grid.

Piastre di Petri, con ventilazione, tipo CONTACT, perfettamente idonee per la conta batterica e nei controlli di sterilità degli ambienti. Sterili R, con griglia di conta.

In crystal polystyrene (PS) with high optical clearness.

In polistirolo cristallo (PS) con alta trasparenza ottica.

COD.	DIM. MM	
155	Ø 55 x h. 11	Sterile R
195	Ø 90 x h. 18.3	Sterile R



SQUARE PETRI DISHES PIASTRE DI PETRI QUADRE

Square petri dishes 120 x 120 mm height 15.4 mm for ANTIBIOTIC ASSAY. Each Petri dish allows to test n. 16 antibiotics. In crystal polystyrene (PS) with high optical clearness.

Piastre di petri quadre 120 x 120 mm altezza 15,4 mm per ANTIBIOGRAMMA. Ogni piastra consente di esaminare n. 16 antibiotici. In polistirolo cristallo (PS) con alta trasparenza ottica.

COD.	TYPE/TIPO
1120	With triple vents / Con ventilazione Sterile R





STERILE L-SHAPE SPREADERS

SPATOLE A "L" STERILI



L-Shape spreaders for bacteriology, white colour, with completely smooth rounded surface which enables to spread even liquid samples on the surface of agar without damaging it.

Material: polypropylene.

Spatole a "L" per batteriologia, colore bianco, con superficie completamente liscia e arrotondata che permette di distribuire anche campioni liquidi sulla superficie del terreno di coltura senza danneggiarlo.

Materiale: polipropilene.

COD.	DIM. MM	ANGLE/ANGOLO	BAGS/CONFEZIONE
5200/SG	Ø 4.90 x 150 x 37.60	100°	5 pcs / 5 pezzi
5200/SG/CS	Ø 4.90 x 150 x 37.60	100°	Individually wrapped / Confezione singola



STERILE T-SHAPE SPREADERS

SPATOLE A "T" STERILI



T-shape spreaders for bacteriology, blue colour, with completely smooth rounded surface to perform uniform smears without agar damage.

Material: polystyrene.

Spatole a "T" per batteriologia, colore blu, con superficie completamente liscia e arrotondata che consente di effettuare strisci più omogenei senza danneggiare il terreno.

Materiale: polistirolo.

COD.	DIM. MM	BAGS/CONFEZIONE
5205/SG	Ø 3 x 170 x 15	5 pcs / 5 pezzi
5205/SG/CS	Ø 3 x 170 x 15	Individually wrapped / Confezione singola