

05.1442.00 - 05.1444.00



PENNELLI

Pennelli.

BRUSHES

Brushes.

Cod.	Dimensioni Dimension	Modello Model
05.1442.00	Ø 10 mm	Rotondo\Round
05.1443.00	Ø 21 mm	
05.1444.00	30x15 mm	
		Rettangolare\Rectangular

05.1479.00



PENNA CON PUNTA DIAMANTATA

Penna per scrivere su tubi o lastre di vetro, lunghezza 145 mm.

PEN WITH DIAMOND TIP

Pen for writing on tubes or glass plates, length 145 mm.

05.1478.00



MATITA CON PUNTA DIAMANTATA

Matita per scrivere su tubi o lastre di vetro, lunghezza 150 mm.

PENCIL WITH DIAMOND TIP

Pencil for writing on tubes or glass plates, length 150 mm.

05.1474.00




PORTA ANSE DI KOLLE

Porta anse di Kolle con morsetto a vite e manico ricoperto in PVC.

NEEDLE-HOLDER KOLLE TYPE

Needle-holder kolle type with screw clamp and plastic handle.

05.1785.00 - 05.1788.00



AGHI PER SEMINE IN ACCIAIO INOX

Venduto in confezioni da 10 pezzi per tipo.

NEEDLE FOR BACTERIOLOGICAL SOWING MADE OF STAINLESS STEEL

Sold in packs of 10 pieces per type.

Cod.	Diametro Diameter	Diametro 1 Diameter 1	Lunghezza Lenght	Modello Model
05.1785.00	Ago\Needle Ø 0,6 mm	Anello\Ring Ø 2,5 mm	50 mm	Ago con anello\ Needle with ring
05.1787.00	Ago\Needle Ø 0,6 mm	-	50 mm	Ago a punta dritta\Needle with straight point
05.1788.00	Ago\Needle Ø 0,6 mm	-	50 mm	Ago lanceolato\ Lanceolate needle

05.1779.01 - 05.1781.03



BOBINA NICHEL


Lunghezza 100 metri.

NICKEL COIL

Lenght 100 meter.

Cod.	Diametro Diameter	Lungh. tot. Total lenght
05.1779.01	Ø 0,2 mm	100 mt
05.1780.01	Ø 0,5 mm	
05.1781.01	Ø 0,8 mm	
05.1781.03	Ø 1,0 mm	

05.1778.00 - 05.1811.00



FILO IN NICHEL O PLATINO

Filo in nichel o platino.

NICKEL OR PLATINUM WIRE

Nickel or platinum wire.

Cod.	Diametro Diameter	Lunghezza Lenght	Materiale Material	Peso Weight
05.1778.00	Ø 0,2 mm	100 mm	Nichel\Nickel	-
05.1780.00	Ø 0,5 mm	100 mm	Nichel\Nickel	-
05.1781.00	Ø 0,8 mm	100 mm	Nichel\Nickel	-
05.1781.02	Ø 1,0 mm	100 mm	Nichel\Nickel	-
05.1782.00	Ø 0,5 mm	200 mm	Platino\Platinum	824 mg
05.1783.00	Ø 0,8 mm	100 mm	Platino\Platinum	1055 mg
05.1810.00	Ø 0,2 mm	200 mm	Platino\Platinum	132 mg
05.1811.00	Ø 1,0 mm	100 mm	Platino\Platinum	1648 mg

05.1100.00 - 05.1101.01



AGHI IN ACCIAIO INOX

Disponibili sia dritti che lanceolati, con manico in plastica o in acciaio inox.

STAINLESS STEEL NEEDLE

Available both straight and lanceolate, with plastic or stainless steel handle.

Cod.	Lunghezza Lenght	Lungh. tot. Tot. lenght	Modello Model
05.1100.00	Ago\Needle 30 mm	130 mm	Ago dritto e manico in plastica\Stright needle and plastic handle
05.1100.01	Ago\Needle 30 mm	130 mm	Ago lanceolato e manico in plastica\Lanceolate needle and plastic handle
05.1101.00	Ago\Needle 50 mm	150 mm	Ago dritto e manico in acc. inox\Straight needle and st. steel handle
05.1101.01	Ago\Needle 50 mm	150 mm	Ago lanceolato e manico in acc. inox\Lanceolate needle and st. steel handle

05.1157.00 - 05.1161.00



FORATAPPI A MANO CON IMPUGNATURA FISSA

Foratappi a mano con impugnatura fissa.

CORK BORER SET WITH EJECTOR

Cork borer with fixed handle.

Cod.	Diametro Diameter	Serie da pezzi Set of pieces
05.1157.00	Ø 6-11 mm	1-6
05.1159.00	Ø 6-17 mm	1-12
05.1161.00	Ø 6-23 mm	1-18

05.1049.00 - 05.1050.00



AFFILA FORATAPPI A COLTELLO

Lama in acciaio, cono in lega.

CORK BORER SHARPENER

Steel blade, alloy taper.

Cod.	Modello Model
05.1049.00	fino a 9 pezzi\up to 9 pcs
05.1050.00	fino a 18 pezzi\up to 18 pcs