

05.1362.01



PORTAPIPETTE E TERMOMETRI FISSO

Materiale: polipropilene. 10 posti Ø 14 mm + 18 posti Ø 11 mm, Base stabile Ø 225 mm. Lo scarico del liquido dalle pipette viene trattenuto alla base. Questi dischi possono essere regolati sull'asta in base alla lunghezza della pipetta. Le frecce fornite sui dischi devono essere mantenute parallele per garantire che i fori corrispondenti siano centrati. L'asta quadrata della lunghezza di 375 mm è avvitata alla base. Questo supporto può essere facilmente smontato e riassembleto.

FIXED PIPETTES RACKS

Made of polypropylene. 10 holes Ø 14 mm + 18 holes Ø 11 mm, Base Ø 225 mm. Liquid draining off the pipettes are retained to the base. These disc can be adjusted on the rod according to the lenghtof the pipette. The arrows provided on the discs should be kept parallel to ensure that corresponding holes are being centered. Square rod measuring 375 mm lenght is screwed into the base. This stand can be easily dissembled & reassembled.

05.1362.02



PORTAPIPETTE E TERMOMETRI GIREVOLE

Materiale: polipropilene. Il liquido che fuoriesce dalle pipette viene incanalato alla base. Il disco rotante inferiore ha quattro canali concentrici con lati affusolati e fondi aperti che proteggono le punte delle pipette e consentono alle gocce d'acqua di fuoriuscire. Il disco superiore ha uno schema a griglia concentrico e tramite il disco di fondo mantiene le pipette verticali. Questo stand può essere facilmente smontato e riassembleto.


REVOLVING PIPETTES RACKS

Made of polypropylene. The liquid draining off the pipettes are raetined to the base. The lower rotating disc has four concentric troughs with tapered sides and open bottoms which cradle the pipette tips and permit water drops to run off. The upper disc has a grid pattern concentric and through the botton disc and keeps the pipettes vertical. This stand can be easily disassembled & reassembled.

Altezza totale | Total height  
Diametro | Diameter  
N. buchi | Number of holes

500 mm  
Ø 225 mm  
94

05.1768.00 - 05.1770.00



CESTELLI IN POLIPROPILENE

Cestelli in polipropilene anticorrosivi e autoclavabili -10 °C +120 °C.

POLYPROPYLENE BASKETS

Anti-corrosive and autoclavable polypropylene baskets -10 °C +120 °C.

| Cod.       | Lungh.-largh.-alt.<br>Leng.-Wid.-Heig. | Modello<br>Model         |
|------------|----------------------------------------|--------------------------|
| 05.1768.00 | 400x400x100 h mm                       | Quadrato\Square          |
| 05.1769.00 | 140x120x110 h mm                       | Rettangolare\Rectangular |
| 05.1770.00 | 160x160x160 h mm                       | Quadrato\Square          |

05.1771.00 - 05.1776.00



CESTELLI IN ACCIAIO INOX

Con bordi e angoli rinforzati. Disponibili in diverse forme e dimensioni.


BASKETS MADE OF STAINLESS STEEL

With reinforced edges and corners. Available in different shapes and sizes.

| Cod.       | Lungh.-largh.-alt.<br>Leng.-Wid.-Heig. | Modello<br>Model         |
|------------|----------------------------------------|--------------------------|
| 05.1771.00 | Ø 160x160 h mm                         | Rotondo\Round            |
| 05.1772.00 | 160x160x160 h mm                       | Quadrato\Square          |
| 05.1773.00 | 180x100x180 h mm                       | Rettangolare\Rectangular |
| 05.1774.00 | 200x200x200 h mm                       | Quadrato\Square          |
| 05.1775.00 | 300x200x200 h mm                       | Rettangolare\Rectangular |
| 05.1776.00 | 400x200x200 h mm                       | Rettangolare\Rectangular |

05.1772.01 - 05.1776.01

NEW



CESTELLI CON MANIGLIE IN ACCIAIO INOX

Con bordi e angoli rinforzati. Disponibili in diverse forme e dimensioni.

BASKETS WITH HANDLES MADE OF STAINLESS STEEL

With reinforced edges and corners. Available in different shapes and sizes.

| Cod.       | Lungh.-largh.-alt.<br>Leng.-Wid.-Heig. | Modello<br>Model         |
|------------|----------------------------------------|--------------------------|
| 05.1772.01 | 160x160x160 h mm                       | Quadrato\Square          |
| 05.1773.01 | 180x100x180 h mm                       | Rettangolare\Rectangular |
| 05.1774.01 | 200x200x200 h mm                       | Quadrato\Square          |
| 05.1775.01 | 300x200x200 h mm                       | Rettangolare\Rectangular |
| 05.1776.01 | 400x200x200 h mm                       | Rettangolare\Rectangular |

05.1628.00 - 05.1629.00



TUBI PER STERILIZZARE A SEZIONE QUADRATA

Tubi in acciaio inox con coperchio ad incastro, per sterilizzare pipette.

PIPES FOR STERILIZATION WITH SQUARE SECTION

Stainless steel pipes with interlocking lid, for sterilization of pipettes.

| Cod.       | Lunghezza totale<br>Total lenght | Lunghezza-larghezza<br>Lenght-Width |
|------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 05.1628.01 | 250 mm                           | 60x60 mm                            |
| 05.1629.01 | 500 mm                           | 70x70 mm                            |