


CELL CULTURE
COLTURE CELLULARI

.12



APPTACA

**NON-TREATED CELL CULTURE FLASKS****FIASCHE NON TRATTATE PER COLTURE CELLULARI**

Non-treated flasks made of high-quality transparent polystyrene (PS), sterile and certified to be free from RNase, DNase, and human DNA. These flasks are designed for suspension cultures and hybridomas and are non-cytotoxic and pyrogen-free. The white dual-position cap allows for safe manual ventilation or airtight sealing, providing flexibility in culture management. The precise graduation facilitates accurate filling, each bag is labeled with "NON-TREATED" and the batch number, ensuring easy product traceability.

Fiasche non trattate in polistirolo (PS) trasparente di alta qualità, sterili e certificate esenti da RNasi, DNasi e DNA umano. Queste fiasche sono progettate per colture in sospensione e ibridomi e sono non citotossiche e prive di pirogeni. Il tappo bianco a doppia posizione consente una ventilazione manuale sicura oppure una chiusura ermetica, offrendo flessibilità nella gestione della coltura. La graduazione precisa facilita il riempimento accurato, e ogni sacchetto è etichettato con la dicitura "NON TRATTATE" e il numero di lotto, garantendo una facile tracciabilità del prodotto.

COD.	VOL. ML	GROWTH AREA CM ² AREA INTERNA CM ²	NECK COLLO	CAP TAPPO
20035	70 (5 ml)	25	Canted Inclinato	Two-position Doppia posizione
20075	279 (20 ml)	75	Canted Inclinato	Two-position Doppia posizione
20225	1,006 (60 ml)	225	Angled Angolato	Two-position Doppia posizione

PRE-TREATED CELL CULTURE FLASKS**FIASCHE TRATTATE PER COLTURE CELLULARI**

Pre-treated flasks made of high-quality transparent polystyrene (PS) are designed to facilitate cell adhesion and growth. These flasks are sterile and certified free from RNase, DNase, and human DNA, non-cytotoxic, and pyrogen-free, and are equipped with a green cap. The wide collar facilitates cell transfer and recovery. The precise graduation ensures accurate filling. The knurled area facilitates writing for sample identification.

Available in two versions:

- with a dual-position cap for safe manual ventilation or airtight sealing;
- with a cap equipped with a hydrophobic filter membrane to eliminate the risk of bacterial contamination, ideal for use in CO₂ incubators.

Fiasche pre-trattate in polistirolo (PS) trasparente di alta qualità e progettate per facilitare l'aderenza e la crescita delle cellule. Queste fiasche sono sterili e certificate esenti da RNasi, DNasi e DNA umano, non citotossiche e prive di pirogeni, e dotate di tappo verde. Il collare ampio facilita il trasferimento e il recupero delle cellule, e la graduazione precisa assicura un riempimento accurato. L'area zigrinata facilita la scrittura per l'identificazione dei campioni.

Disponibili in due versioni:

- con tappo a doppia posizione per una ventilazione manuale sicura o una chiusura ermetica;
- con tappo dotato di membrana filtrante idrofoba per eliminare il rischio di contaminazione batterica, ideali per l'uso in incubatrice CO₂.

COD.	VOL. ML	GROWTH AREA CM ² AREA INTERNA CM ²	NECK COLLO	CAP TAPPO
25025	70 (5 ml)	25	Canted Inclinato	Two-position Doppia posizione
25075	279 (20 ml)	75	Canted Inclinato	Two-position Doppia posizione
25150	591 (30 ml)	150	Canted Inclinato	Two-position Doppia posizione
25225	1,006 (60 ml)	225	Angled Angolato	Two-position Doppia posizione
26025	70 (5 ml)	25	Canted Inclinato	Vented Membrana filtrante
26075	279 (20 ml)	75	Canted Inclinato	Vented Membrana filtrante
26150	591 (30 ml)	150	Canted Inclinato	Vented Membrana filtrante
26225	1,006 (60 ml)	225	Angled Angolato	Vented Membrana filtrante

TISSUE CULTURE PETRI DISHES

PIASTRE DI PETRI PER COLTURE CELLULARI

Manufactured in clear premium grade polystyrene (PS), sterile, certified RNase, DNase, DNA and pyrogen free, non-cytotoxic. Thick flat base avoids bowing, non-treated lid to reduce condensation, with vents to facilitate gas exchange.

Two versions available:

- PRE-TREATED for an optimal cell attachment and growth;
- NON-TREATED for suspension cell cultures and plant cell culture.

In polistirolo (PS) perfettamente trasparente, sterili, certificate RNasi, DNasi e DNA free, non citotossiche e prive di pirogeni. Base perfettamente piana e spessa per evitare ogni possibile distorsione, coperchio non trattato per ridurre al minimo la condensazione, con ventilazione per facilitare gli scambi gassosi.

Disponibili in 2 versioni:

- PRE-TRATTATE per migliorare l'adesione e la proliferazione cellulare;
- NON TRATTATE per le colture in sospensione e le colture vegetali.



COD.	DIM. MM	GROWTH AREA CM ² AREA INTERNA CM ²	WORK VOL. ML VOL. LAVORO ML	SURFACE TREATMENT TRATTAMENTO SUPERFICIE
4035	Ø 35 X 10	9.6	2	Non-Treated/Non trattate
4060	Ø 60 X 15	21	5	Non-Treated/Non trattate
4100	Ø 100 X 20	55	10	Non-Treated/Non trattate
4150	Ø 150 X 20	149	30	Non-Treated/Non trattate
15035	Ø 35 X 10	9.6	2	Treated/Trattate
15060	Ø 60 X 15	21	5	Treated/Trattate
15100	Ø 100 X 20	55	10	Treated/Trattate
15150	Ø 150 X 20	149	30	Treated/Trattate



CELL CULTURE MULTI-WELL PLATES

PIASTRE MULTIPOZZETTO PER COLTURE CELLULARI

Manufactured in clear premium grade polystyrene (PS), sterile, individually wrapped, certified RNase, DNase, DNA and pyrogen free, non-cytotoxic. Complete by lid with condensation rings non-reversible, for a low evaporation, reducing cross-contamination risk. Wells with alphanumeric identification.

The plates are pre-treated to improve the cell attachment and growth. Available also 5 types of non-treated plates for suspension cell cultures.

In polistirolo (PS) perfettamente trasparente, sterili, in confezione singola, certificate RNasi, DNasi e DNA free, non citotossiche e prive di pirogeni. Complete di coperchio con anelli di condensazione non reversibile per una bassa evaporazione, al fine di ridurre al minimo le contaminazioni. Pozzetti con identificazione alfanumerica.

Le piastre sono pre-trattate per migliorare l'adesione e la proliferazione delle cellule. Disponibili anche 5 tipi di piastre non trattate per le colture in sospensione.



COD.	N° WELLS N° POZZETTI	GROWTH AREA CM ² AREA INTERNA CM ²	WORK VOL. ML VOL. LAVORO ML	WELL Ø CM POZZETTO Ø CM	SURFACE TREATMENT TRATTAMENTO SUPERFICIE
6006	6	9.6	2.0	3.46	Non-Treated/Non trattate
6012	12	3.8	1.5	2.21	Non-Treated/Non trattate
6024	24	1.9	1.0	1.55	Non-Treated/Non trattate
6048	48	0.76	0.5	0.98	Non-Treated/Non trattate
6096	96	0.32	0.2	0.64	Non-Treated/Non trattate
17006	6	9.6	2.0	3.46	Treated/Trattate
17012	12	3.8	1.5	2.21	Treated/Trattate
17024	24	1.9	1.0	1.55	Treated/Trattate
17048	48	0.76	0.5	0.98	Treated/Trattate
17096	96	0.32	0.2	0.64	Treated/Trattate



CELL SCRAPERS

RASCHIETTI

Scrapers for cells collection, with silicone scraper blade, in order to minimize cells damage and ABS handle. Sterile, individually wrapped.

Two versions available:

- fixed blade, for Petri dishes and multi-well plates;
- rotating blade for an easier cells collection even in places difficult to reach, for flasks of 75, 150, 225 cm².

Raschiatti per il recupero delle cellule, lama di raschiatura in silicone, al fine di minimizzare il danneggiamento delle cellule, ed impugnatura in ABS. Sterili in confezione singola. Disponibili in 2 versioni:

- con lama fissa, per piastre di Petri e piastre multipozzetto;
- con lama rotante che facilita il recupero delle cellule anche nei posti difficilmente raggiungibili, per fiasche da 75, 150, 225 cm².

COD.	TYPE/TIPO	LENGTH MM/LUNGHEZZA MM	BLADE WIDTH/LARGHEZZA LAMA MM
15001	For petri dishes and plates / Per petri e piastre	220	11
15002	For Flasks / Per Fiasche	300	20

**15 ML CENTRIFUGE TUBES****PROVETTE PER CENTRIFUGA DA 15 ML**

In polypropylene (PP), sterile, DNase e RNase free, non-pyrogenic certified, non-cytotoxic, particularly suitable to study and research. Flat screw cap high sealed with fast closure. Screen printed graduated scale and wide marking area. The item code and the batch number are indicated on each pack for an easy traceability.



RCF max = 15,000 g. (fixed angle rotor) or 4,000 g. (swing bucket). Autoclavable at +121 °C and freezable up to -80 °C.

In polipropilene (PP), sterili, esenti da DNasi e RNasi, certificate apirogene, non citotossiche, particolarmente adatte per lo studio e la ricerca. Tappo a vite piatto ad alta tenuta e chiusura rapida. Scala graduata serigrafata e ampia banda di scrittura. Su ogni confezione sono presenti il codice articolo e il numero di lotto per una facile rintracciabilità.

RCF max = 15.000 g. (rotore angolo fisso) o 4.000 g. (rotore basculante). Autoclavabili a +121 °C e congelabili fino a -80 °C.

COD.	VOL. ML	DIM. MM	PACKAGING CONFEZIONE
30015	15	Ø 17 x 120	Sterile - Rack 50 pcs
30015/s	15	Ø 17 x 120	Sterile - Bags of 50 pcs Sacchetti da 50 pz

**50 ML CENTRIFUGE TUBES****PROVETTE PER CENTRIFUGA DA 50 ML**

In polypropylene (PP), sterile, DNase e RNase free, non-pyrogenic certified, non-cytotoxic, particularly suitable to study and research. Flat screw cap high sealed with fast closure. Screen printed graduated scale and wide marking area. The item code and the batch number are indicated on each pack for an easy traceability.




RCF max = 11,500 g. (fixed angle rotor) or 2,800 g. (swing bucket). Autoclavable at +121 °C and freezable up to -80 °C.

In polipropilene (PP), sterili, esenti da DNasi e RNasi, certificate apirogene, non citotossiche, particolarmente adatte per lo studio e la ricerca. Tappo a vite piatto ad alta tenuta e chiusura rapida. Scala graduata serigrafata e ampia banda di scrittura. Su ogni confezione sono presenti il codice articolo e il numero di lotto per una facile rintracciabilità.

RCF max = 11.500 g. (rotore angolo fisso) o 2.800 g. (rotore basculante). Autoclavabili a +121 °C e congelabili fino a -80 °C.

COD.	VOL. ML	DIM. MM	PACKAGING CONFEZIONE
30050	50	Ø 30 x 115	Sterile - Rack 25 pcs
30050/s	50	Ø 30 x 115	Sterile - Bags of 50 pcs Sacchetti da 50 pz

**50 ML CENTRIFUGE TUBE with SELF-STANDING BASE****PROVETTE PER CENTRIFUGA DA 50 ML con BASE D'APPOGGIO**

In polypropylene (PP), sterile, DNase e RNase free, non-pyrogenic certified, non-cytotoxic, particularly suitable to study and research. Flat screw cap high sealed with fast closure. Screen printed graduated scale and wide marking area. The item code and the batch number are indicated on each pack for an easy traceability.



RCF max = 11,500 g. (fixed angle rotor) or 2,800 g. (swing bucket). Autoclavable at +121 °C and freezable up to -80 °C.

In polipropilene (PP), sterili, esenti da DNasi e RNasi, certificate apirogene, non citotossiche, particolarmente adatte per lo studio e la ricerca. Tappo a vite piatto ad alta tenuta e chiusura rapida. Scala graduata serigrafata e ampia banda di scrittura. Su ogni confezione sono presenti il codice articolo e il numero di lotto per una facile rintracciabilità.

RCF max = 11.500 g. (rotore angolo fisso) o 2.800 g. (rotore basculante). Autoclavabili a +121 °C e congelabili fino a -80 °C.

COD.	VOL. ML	DIM. MM	PACKAGING/CONFEZIONE
20050/s	50	Ø 30 x 116.5	Sterile - Bags of 50 pcs / Sacchetti da 50 pz