

CONTAINERS CONTENITORI .06





— € € — 24-HOUR URINE COLLECTION CONTAINERS CONTENITORI URINE DELLE 24 ORE

Polyethylene (HDPE) graduated containers for 24-hour urine collection, with screw cap and plug for easy sampling.

Volume 2500 ml

Contenitori in polietilene (HDPE) graduati per la raccolta delle urine nelle 24 ore, con tappo a vite e tappino per prelievo campione.

Volume 2500 ml

COD.	DIM. MM	TYPE/TIPO
5024	Ø 130 x 250	Bottle / Bottiglia
12731	245 x 115 x 160	Tank / Tanica

24-HOUR URINE COLLECTION CONTAINERS CONTENITORI URINE DELLE 24 ORE

Polyethylene (HDPE) square containers for 24-hour urine collection, with screw cap and ergonomic handle. Graduated from 100 to 2000 ml, with increments of 50 ml. Also available in brown colour. Suitable for the analysis of photosensitive components, it ensures light protection and sample integrity.

Vol. 2000 ml - Dim. 120 x 90 x 245 mm

Contenitori rettangolari per la raccolta delle urine nelle 24 ore, in polietilene (HDPE) con tappo a vite ed impugnatura ergonomica. Graduate da 100 a 2000 ml, con incremento di 50 ml. Disponibili anche in colore marrone, adatti per analisi di componenti fotosensibili, garantendo la protezione dalla luce e l'integrità del campione.

Vol. 2000 ml - Dim. 120 x 90 x 245 mm

COD.	COLOUR/COLORE
5434	○ Neutral / Neutro
5434/M	● Brown / Marrone

€ € —



NEW
model

— € € — 200 ML CONTAINERS with SCREW CAP CONTENITORI DA 200 ML con TAPPO A VITE

Polypropylene (PP) containers graduated up to 180 ml, with screw cap made in polyethylene (PE) which guarantees perfect leak-proof. The milled rim allows a safe and easy opening/closing. Container with writing surface.

Vol. 200 ml
Dim. Ø 60,6 x 88 mm

Contenitori in polipropilene (PP), graduati fino a 180 ml, con tappo a vite in polietilene (PE), che ne garantisce la perfetta tenuta. Il bordo zigrinato consente un'apertura e chiusura facile e sicura. Contenitore con superficie di scrittura.

Vol. 200 ml
Dim. Ø 60,6 x 88 mm



COD.	TYPE/TIPO	PACKAGING CONFEZIONE	CAP COLOUR COLORE TAPPO
2220	Non sterile	Bulk, with separated cap Sfuso, con tappo a parte	● Light blue / Azzurro
2220/T	Non sterile	Bulk, with inserted cap Sfuso, con tappo inserito	● Light blue / Azzurro
2220/TS	Sterile	Bulk, with inserted cap Sfuso, con tappo inserito	● Red / Rosso
2220/CS	Non sterile	Individually wrapped Confezione singola	● Red / Rosso
2220/SG	Sterile	Individually wrapped Confezione singola	● Red / Rosso

200 ML CONTAINERS with SCREW CAP
CONTENITORI DA 200 ML con TAPPO A VITE

Crystal polystyrene (PS) containers graduated up to 150 ml, with polyethylene (PE) screw cap which guarantees perfect leak-proof.

Vol. 200 ml
Dim. Ø 64 x 85 mm

Contenitori in polistirolo cristallo (PS), graduati fino a 150 ml, con tappo a vite in polietilene (PE), che ne garantisce la perfetta tenuta.

Vol. 200 ml
Dim. Ø 64 x 85 mm

COD.	TYPE/TIPO	PACKAGING CONFEZIONE	CAP COLOUR COLORE TAPPO
1230	Non sterile	Bulk, with separated cap Sfuso, con tappo a parte	Light blue / Azzurro
1230/E	Non sterile With label/Con etichetta	Bulk, with separated cap Sfuso, con tappo a parte	Light blue / Azzurro
1230/SG	Sterile	Individually wrapped Confezione singola	Red / Rosso
1230/E/SG	Sterile With label/Con etichetta	Individually wrapped Confezione singola	Red / Rosso

**150 ML CONTAINERS with SCREW CAP**
CONTENITORI DA 150 ML con TAPPO A VITE

Polypropylene (PP) containers graduated up to 100 ml, with screw cap made in polyethylene (PE) which guarantees perfect leak-proof. The milled rim allows a safe and easy opening/closing. Container with writing surface.

Vol. 150 ml
Dim. Ø 58 x 72 mm

Contenitori in polipropilene (PP), graduati fino a 100 ml, con tappo a vite in polietilene (PE), che ne garantisce la perfetta tenuta. Il bordo zigrinato consente un'apertura e chiusura facile e sicura. Contenitore con superficie di scrittura.

Vol. 150 ml
Dim. Ø 58 x 72 mm

COD.	TYPE/TIPO	PACKAGING CONFEZIONE	CAP COLOUR COLORE TAPPO
2120	Non sterile	Bulk, with separated cap Sfuso, con tappo a parte	Light blue / Azzurro
2120/T	Non sterile	Bulk, with inserted cap Sfuso, con tappo inserito	Light blue / Azzurro
2120/TS	Sterile	Bulk, with inserted cap Sfuso, con tappo inserito	Red / Rosso
2120/CS	Aseptic/Asettico	Individually wrapped Confezione singola	Red / Rosso
2120/SG	Sterile	Individually wrapped Confezione singola	Red / Rosso

150 ML CONTAINERS with SCREW CAP
CONTENITORI DA 150 ML con TAPPO A VITE

Crystal polystyrene (PS) containers graduated up to 125 ml, with polyethylene (PE) screw cap which guarantees perfect leakproof.

Vol. 150 ml - Dim. Ø 60 x 83 mm

Contenitori in polistirolo cristallo (PS), graduati fino a 125 ml, con tappo a vite in polietilene (PE), che ne garantisce la perfetta tenuta.

Vol. 150 ml - Dim. Ø 60 x 83 mm

COD.	TYPE/TIPO	PACKAGING CONFEZIONE	CAP COLOUR COLORE TAPPO
1081	Non sterile	Bulk, with separated cap Sfuso, con tappo a parte	Light blue / Azzurro
1081/E	Non sterile With label/Con etichetta	Bulk, with separated cap Sfuso, con tappo a parte	Light blue / Azzurro
1091	Sterile	Individually wrapped Confezione singola	Red / Rosso
1091/E	Sterile With label/Con etichetta	Individually wrapped Confezione singola	Red / Rosso

**150 ML CONTAINERS with PRESSURE CAP**
CONTENITORE DA 150 ML con TAPPO A PRESSIONE

Crystal polystyrene (PS) containers graduated up to 125 ml, with polyethylene (PE) pressure cap.

Vol. 150 ml
Dim. Ø 60 x 73 mm

Contenitori in polistirolo cristallo (PS), graduati fino a 125 ml, con tappo a pressione in polietilene (PE).

Vol. 150 ml
Dim. Ø 60 x 73 mm

COD.	TYPE/TIPO	PACKAGING CONFEZIONE	CAP COLOUR COLORE TAPPO
1050	Non sterile	Bulk, with separated cap Sfuso, con tappo a parte	Light blue / Azzurro
1050/E	Non sterile With label/Con etichetta	Bulk, with separated cap Sfuso, con tappo a parte	Light blue / Azzurro
1050/SG	Sterile	Individually wrapped Confezione singola	Red / Rosso
1050/E/SG	Sterile With label/Con etichetta	Individually wrapped Confezione singola	Red / Rosso



130 ML CONTAINERS with SCREW CAP

CONTENITORI DA 130 ML con TAPPO A PRESSIONE

Polypropylene (PP) containers graduated up to 125 ml, with polyethylene (PE) pressure cap.

Vol. 130 ml
Dim. Ø 60 x 73 mm

Contenitori in polipropilene (PP) graduati fino a 125 ml, con tappo a pressione in polietilene (PE)

Vol. 130 ml
Dim. Ø 60 x 73 mm

COD.	TYPE/TIPO	PACKAGING CONFEZIONE	CAP COLOUR COLORE TAPPO
1030/MO	Non sterile	Bulk, with separated cap Sfuso, con tappo a parte	Light blue / Azzurro
1030/MO/T	Non sterile	Bulk, with inserted cap Sfuso, con tappo inserito	Light blue / Azzurro
1030/MO/E	Non sterile With label/Con etichetta	Bulk, with separated cap Sfuso, con tappo a parte	Light blue / Azzurro
1030/MO/SG	Sterile	Individually wrapped Confezione singola	Red / Rosso
1030/MO/E/SG	Sterile With label/Con etichetta	Individually wrapped Confezione singola	Red / Rosso

130 ML CONTAINERS with PRESSURE CAP

CONTENITORI DA 130 ML con TAPPO A PRESSIONE

Crystal polystyrene (PS) containers graduated up to 125 ml, with polyethylene (PE) pressure cap.

Vol. 130 ml
Dim. Ø 60 x 73 mm

Contenitori in polistirolo cristallo (PS), graduati fino a 125 ml, con tappo a pressione in polietilene (PE)

Vol. 130 ml
Dim. Ø 60 x 73 mm

COD.	TYPE/TIPO	PACKAGING CONFEZIONE	CAP COLOUR COLORE TAPPO
1030	Non sterile	Bulk, with separated cap Sfuso, con tappo a parte	Light blue / Azzurro
1030/T	Non sterile	Bulk, with inserted cap Sfuso, con tappo inserito	Light blue / Azzurro
1030/E	Non sterile With label/Con etichetta	Bulk, with separated cap Sfuso, con tappo a parte	Light blue / Azzurro
1030/SG	Sterile	Individually wrapped Confezione singola	Red / Rosso
1030/E/SG	Sterile With label/Con etichetta	Individually wrapped Confezione singola	Red / Rosso



120 ML CONTAINERS with ADHESIVE LID

CONTENITORI DA 120 ML con TAPPO ADESIVO

Containers supplied with self-adhesive lid with fillable fields for sample identification.

Vol. 120 ml
Dim. Ø 73 x 66 mm

Contenitori completi di coperchio autoadesivo con campi compilabili per l'identificazione del campione.

Vol. 120 ml
Dim. Ø 73 x 66 mm

COD.	TYPE/TIPO	MAT.
1040	Not graduated Non graduati	Polypropylene / Polipropilene
1040/P	Graduated/Graduati	Polystyrene / Polistirolo

60 ML UNIVERSAL CONTAINERS BLUE COLOUR, SCREW CAP

CONTENITORI UNIVERSALI DA 60 ML DI COLORE BLU, TAPPO A VITE

Graduated specimen containers made in blue colour polypropylene (PP), with screw cap made in blue polyethylene (PE) which guarantees perfect leak-proof. The blue colour allows an easier identification, used especially in the agro-food production line.

Vol. 60 ml
Dim. Ø 35 x 70 mm

Contenitori graduati per campioni biologici prodotti in polipropilene (PP) di colore blu, con tappo a vite in polietilene (PE) blu che ne garantisce la perfetta tenuta. Contenitori di colore blu, consentono una facile identificazione, utilizzati soprattutto nei processi produttivi agroalimentari.

Vol. 60 ml
Dim. Ø 35 x 70 mm

COD.	TYPE/TIPO	PACKAGING/CONFEZIONE	CAP COLOUR/COLORE TAPPO
2050/B	Non sterile	Bulk, with inserted cap Sfuso, con tappo inserito	Blue / Blu
2050/B/SG	Sterile	Individually wrapped Confezione singola	Blue / Blu



60 ML CONTAINERS LARGE MOUTH with SCREW CAP
CONTENITORI DA 60 ML A BOCCA LARGA con TAPPO A VITE**NEW**
product

Polypropylene (PP) specimen containers graduated up to 45 ml, with writing area and polyethylene (PE) screw cap which guarantees the perfect leakproof. The milled rim allows a safe and easy opening/closing. Suitable for pneumatic transport. The wide mouth allows for a more smooth and safe filling.

Vol. 60 ml – Dim. Ø 50 x 58 mm

Contenitori per campioni biologici in polipropilene (PP) graduati fino a 45 ml, con area di scrittura e tappo a vite in polietilene (PE) che garantisce una perfetta tenuta. Il bordo zigrinato permette un'apertura/chiusura sicura e facile. Adatti per il trasporto pneumatico. L'ampia apertura consente un riempimento più agevole e sicuro.

Vol. 60 ml – Dimensioni: Ø 50 x 58 mm

COD.	TYPE/TIPO	PACKAGING CONFEZIONE	CAP COLOUR COLORE TAPPO
2060/P	Non sterile	Bulk, with separated cap Sfuso, con tappo a parte	Light blue / Azzurro
2060	Non sterile	Bulk, with inserted cap Sfuso, con tappo inserito	Light blue / Azzurro
2060/E	Non sterile With label/Con etichetta	Bulk, with inserted cap Sfuso, con tappo inserito	Light blue / Azzurro
2060/CS	Aseptic/Asettico	Individually wrapped Confezione singola	Red / Rosso
2060/SG	Sterile	Individually wrapped Confezione singola	Red / Rosso
2060/E/SG	Sterile With label/Con etichetta	Individually wrapped Confezione singola	Red / Rosso

**60 ML UNIVERSAL CONTAINERS with SCREW CAP**
CONTENITORI UNIVERSALI DA 60 ML con TAPPO A VITE

Polypropylene (PP) graduated specimen containers, with writing area and polyethylene (PE) screw cap which guarantees perfect leak-proof. Suitable for pneumatic transport.

Vol. 60 ml
Dim. Ø 35 x 70 mm

Contenitori in polipropilene (PP) per campioni biologici, graduati, con area di scrittura e tappo a vite in polietilene (PE) che garantisce una perfetta tenuta. Adatti per il trasporto pneumatico.

Volume: 60 ml
Dimensioni: Ø 35 x 70 mm

COD.	TYPE/TIPO	PACKAGING CONFEZIONE	CAP COLOUR COLORE TAPPO
2050/P	Non sterile	Bulk, with separated cap Sfuso, con tappo a parte	Light blue / Azzurro
2050	Non sterile	Bulk, with inserted cap Sfuso, con tappo inserito	Light blue / Azzurro
2050/E	Non sterile With label/Con etichetta	Bulk, with inserted cap Sfuso, con tappo inserito	Light blue / Azzurro
2050/CS	Non sterile	Individually wrapped Confezione singola	Red / Rosso
2050/E/CS	Non sterile With label/Con etichetta	Individually wrapped Confezione singola	Red / Rosso
2050/SG	Sterile	Individually wrapped Confezione singola	Red / Rosso
2050/E/SG	Sterile With label/Con etichetta	Individually wrapped Confezione singola	Red / Rosso

60 ML UNIVERSAL CONTAINERS with SCREW CAP
CONTENITORI UNIVERSALI DA 60 ML con TAPPO A VITE

Crystal polystyrene (PS) specimen containers, with polyethylene (PE) screw cap which guarantees perfect leak-proof.

Vol. 60 ml
Dim. Ø 35 x 70 mm

Contenitori per campioni biologici in polistirolo cristallo (PS), con tappo a vite in polietilene (PE), che ne garantisce la perfetta tenuta.

Vol. 60 ml
Dim. Ø 35 x 70 mm

COD.	TYPE/TIPO	PACKAGING CONFEZIONE	CAP COLOUR COLORE TAPPO
2040/P	Non sterile	Bulk, with separated cap Sfuso, con tappo a parte	Light blue / Azzurro
2040	Non sterile	Bulk, with inserted cap Sfuso, con tappo inserito	Light blue / Azzurro
2040/E	Non sterile With label/Con etichetta	Bulk, with inserted cap Sfuso, con tappo inserito	Light blue / Azzurro
2040/SG	Sterile	Individually wrapped Confezione singola	Red / Rosso
2040/E/SG	Sterile With label/Con etichetta	Individually wrapped Confezione singola	Red / Rosso



60 ML UNIVERSAL CONTAINERS with SCREW CAP CONTENITORI UNIVERSALI DA 60 ML con TAPPO A VITE

Polypropylene (PP) specimen containers, with polyethylene (PE) screw cap which guarantees perfect leak-proof.

Vol. 60 ml
Dim. Ø 38 x 65 mm

Contenitori per campioni biologici in polipropilene (PP), con tappo a vite in polietilene (PE), che ne garantisce la perfetta tenuta.

Vol. 60 ml
Dim. Ø 38 x 65 mm

COD.	TYPE/TIPO	PACKAGING CONFEZIONE	CAP COLOUR COLORE TAPPO
2450/P	Non sterile	Bulk, with separated cap Sfuso, con tappo a parte	Light blue / Azzurro
2450	Non sterile	Bulk, with inserted cap Sfuso, con tappo inserito	Light blue / Azzurro
2450/E	Non sterile With label/Con etichetta	Bulk, with inserted cap Sfuso, con tappo inserito	Light blue / Azzurro
2450/CS	Non sterile	Individually wrapped Confezione singola	Red / Rosso
2450/E/CS	Non sterile With label/Con etichetta	Individually wrapped Confezione singola	Red / Rosso
2450/SG	Sterile	Individually wrapped Confezione singola	Red / Rosso
2450/E/SG	Sterile With label/Con etichetta	Individually wrapped Confezione singola	Red / Rosso

60 ML UNIVERSAL CONTAINERS with SCREW CAP CONTENITORI UNIVERSALI DA 60 ML con TAPPO A VITE

Crystal polystyrene (PS) specimen containers, with polyethylene (PE) screw cap which guarantees perfect leak-proof.

Vol. 60 ml
Dim. Ø 38 x 65 mm

Contenitori per campioni biologici in polistirolo cristallo (PS), con tappo a vite in polietilene (PE) che ne garantisce la perfetta tenuta.

Vol. 60 ml
Dim. Ø 38 x 65 mm

COD.	TYPE/TIPO	PACKAGING CONFEZIONE	CAP COLOUR COLORE TAPPO
2440/P	Non sterile	Bulk, with separated cap Sfuso, con tappo a parte	Light blue / Azzurro
2440	Non sterile	Bulk, with inserted cap Sfuso, con tappo inserito	Light blue / Azzurro
2440/E	Non sterile With label/Con etichetta	Bulk, with inserted cap Sfuso, con tappo inserito	Light blue / Azzurro
2440/SG	Sterile	Individually wrapped Confezione singola	Red / Rosso
2440/E/SG	Sterile With label/Con etichetta	Individually wrapped Confezione singola	Red / Rosso



60 ML UNIVERSAL CONTAINERS with PRESSURE CAP CONTENITORI UNIVERSALI DA 60 ML con TAPPO A PRESSIONE

Crystal polystyrene (PS) specimen containers, non graduated, with polyethylene (PE) pressure cap.

Vol. 60 ml.
Dim. Ø 41 x 55 mm

Contenitori per campioni biologici in polistirolo cristallo (PS), non graduati, con tappo a pressione in polietilene (PE).

Vol. 60 ml
Dim. Ø 41 x 55 mm

COD.	TYPE/TIPO	PACKAGING CONFEZIONE	CAP COLOUR COLORE TAPPO
1212	Non sterile	Bulk, with separated cap Sfuso, con tappo a parte	Light blue / Azzurro
1212/SG	Sterile	Bags of 100 pcs Sacchetti da 100 pezzi	Red / Rosso
1212/SG/CS	Sterile	Individually wrapped Confezione singola	Red / Rosso
1213	Non sterile	Bulk, without cap Sfuso, senza tappo	-



60 ML SPUTUM COLLECTION CONTAINERS with PRESSURE CAP CONTENITORI PER ESPETTORATO con TAPPO A PRESSIONE

Crystal polystyrene (PS) sputum containers, non graduated, with polyethylene (PE) pressure cap. The wide mouth makes them particularly suitable for the collection of saliva and sputum.

Vol. 60 ml
Dim. Ø 60 x 34 mm

Contenitori per espettorato in polistirolo cristallo (PS), non graduati, con tappo a pressione in polietilene (PE). La bocca larga li rende particolarmente idonei per la raccolta di salive ed espettorato.

Vol. 60 ml
Dim. Ø 60 x 34 mm



COD.	TYPE/TIPO	PACKAGING CONFEZIONE	CAP COLOUR COLORE TAPPO
1051	Non sterile	Bulk, with separated cap Sfuso, con tappo a parte	Light blue / Azzurro
1051/SG	Sterile	Bags of 100 pcs Sacchetti da 100 pezzi	Red / Rosso



35 ML UNIVERSAL CONTAINERS with PRESSURE CAP CONTENITORI UNIVERSALI DA 35 ML con TAPPO A PRESSIONE

Crystal polystyrene (PS) containers, non graduated, with neutral polyethylene (PE) pressure cap.

Vol. 35 ml
Dim. Ø 35 x 61 mm

Contenitori in polistirolo cristallo (PS), graduati, con tappo a pressione in polietilene di colore neutro.

Vol. 35 ml
Dim. Ø 35 x 61 mm

COD.	TYPE/TIPO	PACKAGING CONFEZIONE	CAP COLOUR COLORE TAPPO
1061	Non sterile	Bulk, with separated cap Sfuso, con tappo a parte	☐ Neutral / Neutro
1061/SG	Sterile	Bags of 100 pcs Sacchetti da 100 pezzi	☐ Neutral / Neutro



30 ML SPUTUM COLLECTION CONTAINER with SCREW CAP CONTENITORI PER ESPETTORATO DA 30 ML con TAPPO A VITE



Polypropylene (PP) sputum collection containers, non graduated, with leak-proof screw cap. The wide mouth makes them particularly suitable for the collection of saliva and sputum. Autoclavable.

Vol. 30 ml
Dim. Ø 57 x 34 mm

Contenitori per espettorato in polipropilene (PP), non graduati, con tappo a vite a perfetta tenuta. La bocca larga li rende particolarmente idonei per la raccolta di saliva ed espettorato. Autoclavabili.

Vol. 30 ml
Dim. Ø 57 x 34 mm

COD.	TYPE/TIPO	PACKAGING CONFEZIONE	CAP COLOUR COLORE TAPPO
1560	Non sterile	Bulk, with inserted cap Sfuso, con tappo inserito	☐ Neutral / Neutro
1560/SG	Sterile	Bulk, with inserted cap Sfuso, con tappo inserito	☐ Neutral / Neutro



30 ML UNIVERSAL CONTAINERS with SCREW CAP CONTENITORI UNIVERSALI DA 30 ML con TAPPO A VITE

Polypropylene (PP) specimen containers, non graduated, with polyethylene (PE) screw cap which guarantees perfect leak-proof.

Vol. 30 ml - Dim. Ø 35 x 38 mm

Contenitori per campioni biologici in polipropilene (PP), non graduati, con tappo a vite in polietilene (PE) che ne garantisce la perfetta tenuta.

Vol. 30 ml. - Dim. Ø 35 x 38 mm

COD.	TYPE/TIPO	PACKAGING CONFEZIONE	CAP COLOUR COLORE TAPPO
2030/P	Non sterile	Bulk, with separated cap Sfuso, con tappo a parte	☐ Light blue / Azzurro
2030	Non sterile	Bulk, with inserted cap Sfuso, con tappo inserito	☐ Light blue / Azzurro
2030/SG	Sterile	Individually wrapped Confezione singola	☐ Red / Rosso



30 ML UNIVERSAL CONTAINERS with PRESSURE CAP CONTENITORI UNIVERSALI DA 30 ML con TAPPO A PRESSIONE

Crystal polystyrene (PS) containers, non graduated, with neutral polyethylene (PE) pressure cap.

Vol. 30 ml
Dim. Ø 35 x 41 mm

Contenitori in polistirolo cristallo (PS), non graduati, con tappo a pressione in polietilene (PE) di colore neutro.

Vol. 30 ml
Dim. Ø 35 x 41 mm

COD.	TYPE/TIPO	PACKAGING CONFEZIONE	CAP COLOUR COLORE TAPPO
1041	Non sterile	Bulk, with separated cap Sfuso, con tappo a parte	☐ Neutral / Neutro
1041/SG	Sterile	Bags of 100 pcs Sacchetti da 100 pezzi	☐ Neutral / Neutro



25 ML UNIVERSAL CONTAINERS WITH SCREW CAP CONTENITORI UNIVERSALI DA 25 ML con TAPPO A VITE

Polypropylene (PP) specimen containers, non graduated, with polyethylene (PE) screw cap which guarantees perfect leak-proof.

Contenitori per campioni biologici in polipropilene (PP), non graduati, con tappo a vite in polietilene (PE) che ne garantisce la perfetta tenuta.

Vol. 25 ml - Dim. Ø 25 x 90 mm

Vol. 25 ml - Dim. Ø 25 x 90 mm

COD.	TYPE/TIPO	PACKAGING CONFEZIONE	CAP COLOUR COLORE TAPPO
2680/P	Non sterile	Bulk, with separated cap Sfuso, con tappo a parte	Light blue / Azzurro
2680	Non sterile	Bags of 100 pcs Sacchetti da 100 pezzi	Light blue / Azzurro
2680/E	Non sterile With label/Con etichetta	Bags of 100 pcs Sacchetti da 100 pezzi	Light blue / Azzurro
2680/SG	Sterile	Bags of 100 pcs Sacchetti da 100 pezzi	Red / Rosso
2680/E/SG	Sterile With label/Con etichetta	Bags of 100 pcs Sacchetti da 100 pezzi	Red / Rosso
2680/SG/CS	Sterile	Individually wrapped Confezione singola	Red / Rosso
2680/E/SG/CS	Sterile With label/Con etichetta	Individually wrapped Confezione singola	Red / Rosso

25 ML UNIVERSAL CONTAINERS WITH SCREW CAP CONTENITORI UNIVERSALI DA 25 ML con TAPPO A VITE

Crystal polystyrene (PS) specimen containers, non graduated, with polyethylene (PE) screw cap which guarantees perfect leak-proof.

Contenitori per campioni biologici in polistirolo cristallo (PS), non graduati, con tappo a vite in polietilene (PE) che ne garantisce la perfetta tenuta.

Vol. 25 ml - Dim. Ø 25 x 90 mm

Vol. 25 ml - Dim. Ø 25 x 90 mm

COD.	TYPE/TIPO	PACKAGING CONFEZIONE	CAP COLOUR COLORE TAPPO
2580/P	Non sterile	Bulk, with separated cap Sfuso, con tappo a parte	Light blue / Azzurro
2580	Non sterile	Bags of 100 pcs Sacchetti da 100 pezzi	Light blue / Azzurro
2580/E	Non sterile With label/Con etichetta	Bags of 100 pcs Sacchetti da 100 pezzi	Light blue / Azzurro
2580/SG	Sterile	Bags of 100 pcs Sacchetti da 100 pezzi	Red / Rosso
2580/E/SG	Sterile With label/Con etichetta	Bags of 100 pcs Sacchetti da 100 pezzi	Red / Rosso
2580/SG/CS	Sterile	Individually wrapped Confezione singola	Red / Rosso
2580/E/SG/CS	Sterile With label/Con etichetta	Individually wrapped Confezione singola	Red / Rosso



18 ML UNIVERSAL CONTAINERS with PRESSURE CAP CONTENITORI UNIVERSALI DA 18 ML con TAPPO A PRESSIONE

Crystal polystyrene (PS) specimen containers, non graduated, with polyethylene (PE) pressure cap.

Contenitori per campioni biologici in polistirolo cristallo (PS), non graduati, con tappo a pressione in polietilene (PE).

Vol. 18 ml
Dim. Ø 22 x 63 mm

Vol. 18 ml
Dim. Ø 22 x 63 mm

COD.	TYPE/TIPO	PACKAGING CONFEZIONE	CAP COLOUR COLORE TAPPO
1012	Non sterile	Bags of 250 pcs Sacchetti da 250 pezzi	Light blue / Azzurro
1012/SG	Sterile	Bags of 250 pcs Sacchetti da 250 pezzi	Red / Rosso
1013	Non sterile	Bulk, without cap Sfuso, senza tappo	-

7 ML BIJOU CONTAINERS with SCREW CAP CONTENITORI BIJOU DA 7 ML con TAPPO A VITE

Bijou-type polystyrene (PS) containers are designed for the safe transport and storage of small biological samples volumes, including fluids, tissues, and cells. The containers are equipped with a white screw cap to prevent leaks and contamination, keeping the samples intact and safe during transport.

I contenitori in polistirolo (PS) di tipo bijou sono progettati per il trasporto e la conservazione sicura di piccoli volumi di campioni biologici, inclusi fluidi, tessuti e cellule. I contenitori sono dotati di tappo a vite a tenuta per prevenire fuoriuscite e contaminazioni, mantenendo i campioni intatti e sicuri durante il trasporto.

Vol. 7 ml
Dim. 22 x 50 mm

Vol. 7 ml
Dim. 22 x 50 mm

COD.	TYPE/TIPO	PACKAGING/CONFEZIONE
1070	Non sterile	Bags of 100 pcs / Sacchetti da 100 pz
1070/E	Non sterile - With label/Con etichetta	Bags of 100 pcs / Sacchetti da 100 pz
1070/SG	Sterile	Individually wrapped / Confezione singola
1070/E/SG	Sterile - With label/Con etichetta	Individually wrapped / Confezione singola

NEW
product



60 ML FAECES CONTAINERS with SCREW CAP
CONTENITORI PER FECI DA 60 ML con TAPPO A PRESSIONE

Faeces containers made of polypropylene (PP), graduated, with a writing area and a polyethylene (PE) leak-proof screw cap with spoon.

Vol. 60 ml
Dim. Ø 35 x 70 mm

Contenitori per feci prodotti in polipropilene (PP), graduati, con area di scrittura e con tappo a vite in polietilene (PE) a perfetta tenuta con paletta.

Vol. 60 ml
Dim. Ø 35 x 70 mm

COD.	TYPE/TIPO	PACKAGING CONFEZIONE	CAP COLOUR COLORE TAPPO
2062/P	Non sterile	Bulk, with separated cap Sfuso, con tappo a parte	Light blue / Azzurro
2062	Non sterile	Bulk, with inserted cap Sfuso, con tappo inserito	Light blue / Azzurro
2062/E	Non sterile With label/Con etichetta	Bulk, with inserted cap Sfuso, con tappo inserito	Light blue / Azzurro
2062/SG	Sterile	Individually wrapped Confezione singola	Red / Rosso
2062/E/SG	Sterile With label/Con etichetta	Individually wrapped Confezione singola	Red / Rosso

**60 ML FAECES CONTAINERS with SCREW CAP**
CONTENITORI PER FECI DA 60 ML con TAPPO A PRESSIONE

Faeces containers made of crystal polystyrene (PS), non-graduated, with a polyethylene (PE) leak-proof screw cap with spoon.

Vol. 60 ml
Dim. Ø 35 x 70 mm

Contenitori per feci prodotti in polistirolo cristallo (PS), non graduati, con tappo a vite in polietilene (PE) a perfetta tenuta con paletta.

Vol. 60 ml
Dim. Ø 35 x 70 mm

COD.	TYPE/TIPO	PACKAGING CONFEZIONE	CAP COLOUR COLORE TAPPO
2072/P	Non sterile	Bulk, with separated cap Sfuso, con tappo a parte	Light blue / Azzurro
2072	Non sterile	Bulk, with inserted cap Sfuso, con tappo inserito	Light blue / Azzurro
2072/E	Non sterile With label/Con etichetta	Bulk, with inserted cap Sfuso, con tappo inserito	Light blue / Azzurro
2072/SG	Sterile	Individually wrapped Confezione singola	Red / Rosso
2072/E/SG	Sterile With label/Con etichetta	Individually wrapped Confezione singola	Red / Rosso

**60 ML FAECES CONTAINERS with SCREW CAP**
CONTENITORI PER FECI DA 60 ML con TAPPO A VITE

Faeces containers made of polypropylene (PP), non-graduated, with a polyethylene (PE) leakproof screw cap with spoon.

Vol. 60 ml
Dim. Ø 38 x 65 mm

Contenitori per feci prodotti in polipropilene (PP), non graduati, con tappo a vite in polietilene (PE) a perfetta tenuta con paletta.

Vol. 60 ml
Dim. Ø 38 x 65 mm

COD.	TYPE/TIPO	PACKAGING CONFEZIONE	CAP COLOUR COLORE TAPPO
2452	Non sterile	Bulk, with inserted cap Sfuso, con tappo inserito	Light blue / Azzurro
2452/E	Non sterile With label/Con etichetta	Bulk, with inserted cap Sfuso, con tappo inserito	Light blue / Azzurro
2452/SG	Sterile	Individually wrapped Confezione singola	Red / Rosso
2452/E/SG	Sterile With label/Con etichetta	Individually wrapped Confezione singola	Red / Rosso

**60 ML FAECES CONTAINERS with SCREW CAP**
CONTENITORI PER FECI DA 60 ML con TAPPO A VITE

Faeces containers made of crystal polystyrene (PS), non-graduated, with a polyethylene (PE) leak-proof screw cap with spoon.

Vol. 60 ml
Dim. Ø 38 x 65 mm

Contenitori per feci prodotti in polistirolo cristallo (PS), non graduati, con tappo a vite in polietilene (PE) a perfetta tenuta con paletta.

Vol. 60 ml
Dim. Ø 38 x 65 mm

COD.	TYPE/TIPO	PACKAGING CONFEZIONE	CAP COLOUR COLORE TAPPO
2442	Non sterile	Bulk, with inserted cap Sfuso, con tappo inserito	Light blue / Azzurro
2442/E	Non sterile With label/Con etichetta	Bulk, with inserted cap Sfuso, con tappo inserito	Light blue / Azzurro
2442/SG	Sterile	Individually wrapped Confezione singola	Red / Rosso
2442/E/SG	Sterile With label/Con etichetta	Individually wrapped Confezione singola	Red / Rosso



60 ML FAECES CONTAINERS with PRESSURE CAP CONTENITORI PER FECI DA 60 ML con TAPPO A PRESSIONE



Faeces containers made of crystal polystyrene (PS), non-graduated, with a polypropylene (PP) pressure cap with spoon.

Vol. 60 ml
Dim. Ø 41 x 55 mm

Contenitori per feci prodotti in polistirolo cristallo (PS), non graduati, con tappo a pressione in polipropilene (PP) con paletta.

Vol. 60 ml
Dim. Ø 41 x 55 mm

COD.	TYPE/TIPO	PACKAGING CONFEZIONE	CAP COLOUR COLORE TAPPO
1211	Non sterile	Bulk, with inserted cap Sfuso, con tappo inserito	Light blue / Azzurro
1211/SG	Sterile	Bags of 100 pcs Sacchetti da 100 pezzi	Red / Rosso
1211/SG/CS	Sterile	Individually wrapped Confezione singola	Red / Rosso

25 ML FAECES CONTAINERS with SCREW CAP CONTENITORI PER FECI DA 25 ML con TAPPO A VITE

Faeces containers made of polypropylene (PP), non-graduated, with a polyethylene (PE) leak-proof screw cap with spoon.

Vol. 25 ml
Dim. Ø 25 x 90 mm

Contenitori per feci prodotti in polipropilene (PP), non graduati, con tappo a vite in polietilene (PE) a perfetta tenuta con paletta.

Vol. 25 ml
Dim. Ø 25 x 90 mm

COD.	TYPE/TIPO	PACKAGING CONFEZIONE	CAP COLOUR COLORE TAPPO
2688	Non sterile	Bags of 100 pcs Sacchetti da 100 pezzi	Light blue / Azzurro
2688/E	Non sterile With label/Con etichetta	Bags of 100 pcs Sacchetti da 100 pezzi	Light blue / Azzurro
2688/SG	Sterile	Bags of 100 pcs Sacchetti da 100 pezzi	Red / Rosso
2688/E/SG	Sterile With label/Con etichetta	Bags of 100 pcs Sacchetti da 100 pezzi	Red / Rosso
2688/SG/CS	Sterile	Individually wrapped Confezione singola	Red / Rosso
2688/E/SG/CS	Sterile With label/Con etichetta	Individually wrapped Confezione singola	Red / Rosso



25 ML FAECES CONTAINERS with SCREW CAP CONTENITORI PER FECI DA 25 ML con TAPPO A VITE

Faeces containers made of crystal polystyrene (PS), non-graduated, with a polyethylene (PE) leak-proof screw cap with spoon.

Vol. 25 ml
Dim. Ø 25 x 90 mm

Contenitori per feci prodotti in polistirolo cristallo (PS), non graduati, con tappo a vite in polietilene (PE) a perfetta tenuta con paletta.

Vol. 25 ml
Dim. Ø 25 x 90 mm

COD.	TYPE/TIPO	PACKAGING CONFEZIONE	CAP COLOUR COLORE TAPPO
2588	Non sterile	Bags of 100 pcs Sacchetti da 100 pezzi	Light blue / Azzurro
2588/E	Non sterile With label/Con etichetta	Bags of 100 pcs Sacchetti da 100 pezzi	Light blue / Azzurro
2588/SG	Sterile	Bags of 100 pcs Sacchetti da 100 pezzi	Red / Rosso
2588/E/SG	Sterile With label/Con etichetta	Bags of 100 pcs Sacchetti da 100 pezzi	Red / Rosso
2588/SG/CS	Sterile	Individually wrapped Confezione singola	Red / Rosso
2588/E/SG/CS	Sterile With label/Con etichetta	Individually wrapped Confezione singola	Red / Rosso



18 ML FAECES CONTAINERS with PRESSURE CAP CONTENITORI PER FECI DA 18 ML con TAPPO A PRESSIONE

Faeces containers made of crystal polystyrene (PS), non-graduated, with a polypropylene (PP) pressure cap with spoon.

Vol. 18 ml
Dim. Ø 22 x 63 mm

Contenitori per feci prodotti in polistirolo cristallo (PS), non graduati, con tappo a pressione in polipropilene (PP) con paletta.

Vol. 18 ml
Dim. Ø 22 x 63 mm

COD.	TYPE/TIPO	PACKAGING CONFEZIONE	CAP COLOUR COLORE TAPPO
1011	Non sterile	Bags of 250 pcs Sacchetti da 250 pezzi	Light blue / Azzurro
1011/SG	Sterile	Bags of 250 pcs Sacchetti da 250 pezzi	Red / Rosso
1011/SG/CS	Sterile	Individually wrapped Confezione singola	Red / Rosso

