

06.1640.01



### CRONOMETRO A CORONA - SUDDIVISIONE 1/10 SEC

Cassa in metallo diam. 55 mm  
Suddivisione: 1/10 sec  
Quadrante grande 0-30 secondi  
Quadrante piccolo 0-15 minuti

#### FUNZIONI

Start - Premere il pulsante centrale  
Stop - Premere il pulsante centrale  
Reset - Premere il pulsante centrale  
Caricamento a molla mediante il pulsante centrale.

### CROWN CHRONOMETER - SUBDIVISION 1/10 SEC

Metal case diam. 55 mm  
Subdivision: 1/10 sec  
Large dial 0-30 seconds  
Small dial 0-15 minutes

#### FUNCTIONS

Start - Press the central button  
Stop - Press the central button  
Reset - Press the central button  
Spring loading by the central button.

06.1640.00



### CRONOMETRO A CORONA - SUDDIVISIONE 1/5 SEC

Cassa in metallo diam. 55 mm  
Suddivisione: 1/5 sec  
Quadrante grande 0-60 secondi  
Quadrante piccolo 0-30 minuti

#### FUNZIONI

Start - Premere il pulsante centrale  
Stop - Premere il pulsante centrale  
Reset - Premere il pulsante centrale  
Caricamento a molla mediante il pulsante centrale.

### CROWN CHRONOMETER - SUBDIVISION 1/5 SEC

Metal case diam. 55 mm  
Subdivision: 1/5 sec  
Large dial 0-60 seconds  
Small dial 0-30 minutes

#### FUNCTIONS

Start - Press the central button  
Stop - Press the central button  
Reset - Press the central button  
Spring loading by the central button.

06.1654.00



### CRONOMETRO - ROBUST 100

Resistente alle abrasioni, agli acidi ed ai fumi tossici  
Cassa in metallo diam. 55 mm  
Suddivisione 1/5 sec  
Quadrante grande 0-60 sec  
Quadrante piccolo 0-30 min

#### FUNZIONI

Start - Premere il pulsante a centrale  
Stop - Premere il pulsante a centrale  
Messa zero con tempo intermedio premere pulsante centrale  
Caricamento a molla mediante pulsante centrale.

### ROBUST 100 - CHRONOMETER

Resistant to abrasions, acids and toxic fumes  
Metal case diam. 55 mm  
Subdivision 1/5 sec  
Large dial 0-60 sec  
Small dial 0-30 min

#### FUNCTION

Start - Press the central button  
Stop - Press the central button  
Zero setting with intermediate time press central button  
Spring loading by central button.

06.1639.00



### CRONOMETRO ADDIZIONALE A DUE PULSANTI - QUADRANTE PICCOLO 0-30 MIN

Cassa in metallo diam. 55 mm  
Suddivisione: 1/5 sec  
Quadrante grande 0-60 secondi  
Quadrante piccolo 0-30 minuti

#### FUNZIONI

START - schiacciare il pulsante centrale  
STOP - schiacciare il pulsante centrale  
RESET - schiacciare il pulsante laterale  
Caricamento a molla mediante pulsante centrale.

### ADDITIONAL TWO BUTTON CHRONOMETER - SMALL DIAL 0-30 MIN

Metal case diam. 55 mm  
Subdivision: 1/5 sec  
Large dial 0-60 seconds  
Small dial 0-30 minutes

#### FUNCTIONS

START - press the central button  
STOP - press the central button  
RESET - press the side button  
Spring loading by central button.

06.1641.00



### CRONOMETRO AMIGO - CON QUADRANTE PICCOLO 0-30 MIN

Cassa in ABS  
Suddivisione: 1/5 sec  
Quadrante grande 0-60 secondi  
Quadrante piccolo 0-30 minuti  
FUNZIONI  
Tempo-Start-Azzeramento  
Start-Azzeramento  
Ripresa immediata della lancetta contasecondi  
Completo di cordino  
Dimensioni: diam. 50 mm  
Peso: gr 45.

### AMIGO CHRONOMETER - WITH SMALL INDEX 0-30 MIN

ABS case  
Subdivision: 1/5 second  
Large dial 0-60 seconds  
Small dial 0-30 minutes  
FUNCTIONS  
Start-Time-Zero  
Start-Reset  
Immediate resumption of the second counter hand  
Provided with security cord  
Dimensions: diam. 50 mm  
Weight: gr 45.

06.1641.01



### CRONOMETRO AMIGO - CON QUADRANTE PICCOLO 0-60 MIN

Cassa in ABS  
Suddivisione: 1/5 sec  
Quadrante grande 0-60 secondi  
Quadrante piccolo 0-60 minuti  
FUNZIONI  
Tempo-Start-Azzeramento  
Start-Azzeramento  
Ripresa immediata della lancetta contasecondi  
Completo di cordino  
Dimensioni: diam. 50 mm  
Peso: gr 45.

### AMIGO CHRONOMETER - WITH SMALL INDEX 0-60 MIN

ABS case  
Subdivision: 1/5 second  
Large dial 0-60 seconds  
Small dial 0-60 minutes  
FUNCTIONS  
Start-Time-Zero  
Start-Reset  
Immediate resumption of the second counter hand  
Provided with security cord  
Dimensions: diam. 50 mm  
Weight: gr 45.

06.1642.00



### CRONOMETRO AMIGO - CON QUADRANTE PICCOLO 0-15 MIN

Cassa in ABS  
Suddivisione: 1/10 sec  
Quadrante grande 0-30 secondi  
Quadrante piccolo 0-15 minuti  
FUNZIONI  
Tempo-Start-Azzeramento  
Start-Azzeramento  
Ripresa immediata della lancetta contasecondi  
Completo di cordino  
Dimensioni: diam. 50 mm  
Peso: gr 45.

### AMIGO CHRONOMETER - WITH SMALL INDEX 0-15 MIN

ABS case  
Subdivision: 1/10 second  
Large dial 0-30 seconds  
Small dial 0-15 minutes  
FUNCTIONS  
Start-Time-Zero  
Start-Reset  
Immediate resumption of the second counter hand  
Provided with security cord  
Dimensions: diam. 50 mm  
Weight: gr 45.

06.1653.00



### CRONOMETRO - LABOR 3

Cassa in ABS  
Timer a tre canali e orologio  
Display digitale a 6 cifre  
Tempo Programmabile: 99 ore 59 minuti 59 secondi  
FUNZIONI  
Start-Stop e conteggio alla rovescia  
Allarme al raggiungimento dello zero  
Orologio formato 12 o 24 ore con data e allarme  
Peso 75 gr  
Dimensioni: 80x70x22 mm  
Completo di clip di aggancio e magnete.

### LABOR 3 - CHRONOMETER

ABS case  
Timer three channels and clock  
6 digits display  
Time program: 99 hours 59 minutes 59 seconds  
FUNCTIONS  
Start-Stop and countdown  
Alarm at countdown end  
Clock 12 o 24 hours format, with date and alarm clock  
Weight: 75 gr  
Dimension: 80x70x22 mm  
Fasten clip and magnet included.

06.1653.01



### CRONOMETRO - LABOR 2

Cassa in ABS  
Timer a due canali e orologio  
Display digitale a 6 cifre  
Tempo programmabile: 99 ore 59 minuti 59 secondi  
FUNZIONI

Start-Stop e conteggio alla rovescia  
Allarme al raggiungimento dello zero  
Orologio formato 12 o 24 ore con data e allarme  
Peso: 60 gr  
Dimensioni: 76x66x18 mm  
Completo di clip di aggancio e magnete.

### LABOR 2 - CHRONOMETER

ABS case  
Timer two channels and clock 6 digits display  
Time program: 99 hours 59 minutes 59 seconds  
FUNCTIONS  
Start-Stop and countdown  
Alarm at countdown end  
Clock 12 o 24 hours format, with date and alarm clock  
Weight: 60 gr  
Dimension: 76x66x18 mm  
Fasten clip and magnet included.

06.1651.00



### TIMER DIGITALE CON OROLOGIO - COMPACT

FUNZIONI  
Timer per il conto alla rovescia, cronometro, funzionamento simultaneo di due misurazioni del tempo, richiamo della memoria del timer (1 memoria), funzione di allarme, allarme acustico, visualizzazione dell'ora: ore / min / sec.  
Quadrante: 6 cifre  
Dimensioni: 77 x 67 x 25 mm  
Peso: circa 64 gr  
Batteria: Microcell R03, AAA, 1,5V.

### COMPACT - DIGITAL TIMER WITH CLOCK

FUNCTIONS  
Countdown timer, count-up timer, simultaneous operation of two time measurements, timer memory recall (1 memory), alarm function, acoustic alarm, time display: hours / min / sec.  
Clock face: 6 numbers  
Dimensions: 77 x 67 x 25 mm  
Weight: about 64 gr  
Battery: Microcell R03, AAA, 1,5V.

06.1647.00



### CRONOMETRO - PROFIL 25

Cassa in ABS  
Movimento al quarzo  
Display 42x11 mm - 7 cifre altezza 8 mm  
Tempo programmabile: 9 h-59 minuti-59 secondi  
FUNZIONI  
Start-Stop-Azzeramento  
Addizione-Azzeramento  
Tempi intermedi  
Tempo doppio per la misura di 2 tempi in rapida successione  
Contatore complessivo  
Misurazione 1/100 secondo  
Dimensioni: 80x58x25 mm  
Peso: 100 gr  
Batteria: mignon 1.5V IEC R6  
Completo di cordoncino  
Temperatura d'esercizio -15°C +60°C.

### PROFIL 25 - CHRONOMETER

ABS case  
Quartz movement  
Display 42x11mm -7 digit display height 8mm  
Time program: 9 hours - 59 minutes - 59 seconds  
FUNCTIONS  
Start-Stop-Reset  
Additional-Reset  
Split intermediate times  
Double timing (2 events in fast sequence)  
Overall counter  
Stopwatch: 1/100 seconds  
Dimensions: 80x58x25 mm  
Weight: 100 gr  
Battery: mignon 1.5V IEC R6  
Security cord  
Exercise temperature -10°C +60°C.

06.1652.00



### CRONOMETRO - STRATOS 2

Cassa in ABS  
Display digitale a 7 cifre  
Misurazione 1/100 di secondo  
Capacità: 9 ore 59 minuti 59,99 secondi  
FUNZIONI  
Start-Stop-Reset  
Addizione-Reset  
Tempi intermedi  
Tempo doppio (due eventi in successione rapida)  
Dimensioni: 65x70x20 mm  
Peso: gr. 60.

### STRATOS 2 - CHRONOMETER

ABS Case  
7 digits display  
Stopwatch: 1/100 seconds  
Capacity: 9 hours 59 minutes 59,99 seconds  
FUNCTIONS  
Start-Stop-Reset  
Addition-Reset  
Intermediates time  
Double timing (Two events in fast sequence)  
Dimensions: 65x70x20 mm  
Weight: gr. 60.



06.1635.01



### CONTASECONDI DIGITALE DA TAVOLO - PRISMA 200

Cassa in ABS

Display con 2 linee

Sopra: 3 cifre altezza 8 mm

Sotto: 5 cifre altezza 22 mm

FUNZIONI

Tempo programmabile: 999 minuti 99/100 minuto

9 ore - 59 minuti - 59 secondi

Suddivisione selezionabile: 1/10 secondo 1/100 minuto

Conto alla rovescia

Segnalatore acustico

Dimensioni: 175x130x40/95 mm

Peso: 390 gr

Batteria: mignon (AA) R6 durata 2 anni

Temperatura d'esercizio: -15°C +55°C.

### PRISMA 200 - DIGITAL TABLE CHRONOMETER

ABS case

Display 2 lines

upper line: 3 digit height 8 mm

lower line: 5 digit height 22 mm

FUNCTIONS

2 times program: 999 minutes 99/100 minutes

9 ore - 59 minutes - 59 seconds

2 stopwatch: 1/10 seconds 1/100 minutes

Countdown

Acoustic alarm

Dimension: 175x130x40/95 mm

Weight: 390 gr

Battery: mignon (AA) R6 operating time 2 years

Exercise temperature: -15°C +55°C.

06.1635.00



### CONTASECONDI DA TAVOLO MESOTRON

Movimento al quarzo

FUNZIONI:

Start, Stop, Reset

Scala di misura: da 0 a 60 sec. - da 0 a 100 min.

Dimensioni: 175 x 130 x 40/95 mm

Diametro 110 mm

Peso circa 375 gr

Temperatura d'esercizio: da -10°C a +70°C.

Batteria: AA 1,5V.

### MESOTRON QUARTZ TABLE CHRONOMETER

Quartz movement

FUNCTIONS:

Start, Stop, Reset

Measurement scale: 0 to 60 seconds, 0 to 100 minutes

Dimensions: 175 x 130 x 40/95 mm

Diameter 110 mm

Weight about 375 gr

Exercise temperature from -10°C to +70°C

Battery: AA 1,5V.