

FREEZER

-10°C -25°C



La serie Freezer comprende i congelatori professionali con gamma di temperatura impostabile tra i -10 e i -25°C, dai 140 ai 1500 litri di capacità. Grazie alla loro affidabilità, permettono di conservare in completa sicurezza campioni biologici e di laboratorio, adattandosi a molteplici esigenze nel campo sanitario.

Freezer range includes professional units with temperature range settable between -10 and -25°C, from 140 to 1500 liters capacity. Thanks to their reliability, they can store in totally safe conditions biological and laboratory samples and comply with the different needs of the medical field.



Freezer
140

Freezer
250

Freezer
400

Freezer
700

ECT-F
ECT-F
PLUS

-10°C -20°C

Freezer
140

140 lt
L 520
P 635
H 940
H 835*



Freezer
250

250 lt
L 600
P 630
H 1635



Freezer
400

400 lt
L 600
P 630
H 1955



Freezer
700

700 lt
L 750
P 860
H 2100




* nella versione ECT-F
* ECT-F version

ECT-F
TOUCH

FREEZER

-10°C -25°C



Freezer
1500

Freezer 1500

1500 lt
L 1440
P 820
H 2070



ECT-F
TOUCH

FREEZER

MODELLO MODEL

	140	250	400	700	1500
Capacità lt (cu ft) - Net capacity lt (cu ft)	128 (4,53)	264 (9,33)	347 (12,26)	620 (21,91)	1355 (47,87)
Capacità lorda lt (cu ft) - Gross Capacity lt (cu ft)	153 (5,40)	264 (9,33)	347 (12,26)	620 (21,91)	1355 (47,87)
Campo di temperatura - Temperature range	-10 -25°C				
Range di temperatura ambiente di utilizzo Ambient temperature range	+16 +32°C				
Controllore elettronico - Controller type	ECT-F ECT-F PLUS	ECT-F TOUCH	ECT-F ECT-F PLUS	ECT-F TOUCH	ECT-F TOUCH
Dimensioni esterne mm (LxPxH) External Dimensions mm (WxDxH)	520x635x835	520x635x940	600x650x1635	600x650x1955	750x860x2100
Dimensioni interne mm (LxPxH) Internal Dimensions mm (WxDxH)	440x516x560	500x490x1075	500x490x1400	600x686x1500	1300x690x1510
Finitura Esterno/Interno External/Internal Coating	B+B or B+X				
Spessore isolamento (fianchi/schiena) mm Insulation thickness (sides/back) mm	40	50 / 70	75	70	
Tipo di porta - Door type	Cieca - Solid door				
Tipo di Refrigerazione - Refrigeration type	Ventilata - Forced air circulation				
Tipo di gas refrigerante - Refrigerant gas type	R290 or R452A				
Sbrinamento - Defrosting	Automatico con evaporizzazione acqua di condensa - Automatic, with condensate water evaporation				
Piedi/Rullini - Feet/Rollers	Piedi (H=15mm) Feet (H=15 mm)	Rullini (Ø 20mm) Rollers (Ø 20mm)		Piedi (H=130mm) Feet (H=130 mm)	
Illuminazione interna - Internal lightning	Led				
Intercambiabilità ripiani/cassetti e cestelli Shelves/drawers and baskets interchange system	✓				
N° max Griglie - Maximum shelves number	3	4	5	6	12
Dim. griglie mm - Shelves dimensions mm	400x490	460x455	460x455	560x650	560x650
N° max Cassetti - Maximum drawers number	3	4	7	7	14
Dimensioni interne cassetti con divisori (LxPxH) mm (x n.spazi) - Drawer internal dimensions with partitions mm (WxDxH) (x nr of compartments)	100x450x75 (3)	120x400x75 (3)	120x400x75 (3)	154x600x75 (3)	154x600x75 (3)
Dimensioni interne cassetto senza divisori mm (LxPxH) - Drawer internal dimensions without partitions mm (WxDxH)	330x450x75	390x400x75	390x400x75	490x600x75	490x600x75
Dimensioni interne cestelli in filo d'acciaio mm (LxPxH) - Stainless steel basket internal dimensions mm (WxDxH)		✗		538x605x148	538x605x148
Dimensioni interne cassetti in filo d'acciaio mm (LxPxH) - Stainless steel drawer internal dimensions mm (WxDxH)	✗	390x400x62	390x400x62	538x605x62	538x605x62
Consumo (kWh/24h) Power consumption (kWh/24h)	4	3,5	4,5	5	10
Potenza assorbita kW - (Amp) Run absorption kW - (Amp)	0,18 (1,2)	0,32 (2,3)	0,32 (2,3)	0,35 (2,5)	0,53 (3,8)
Assorbimento di spunto (A) - Starting current (A)	3,5	5	5	7	10
Rumorosità (<dBA) - Noise level (<dBA)	40	45	45	55	60
Calore Emesso EN 12900 (W) Heat Rejection EN 12900 (W)	150	330	330	220	450
Capacità frigorifera (W) - Cooling capacity (W)	130	300	300	330	370

B+B= Lamiera plastificata bianca antibatterica interno ed esterno / Pre-coated antibacterial sheet steel, white colour, both inside and outside

B+X= Lamiera plastificata bianca antibatterica esterno e acciaio inox AISI 304 interno / Pre-coated antibacterial sheet steel, white colour, outside and AISI 304 stainless steel inside