

MEDIKA

+2°C +15°C



Gli armadi frigoriferi professionali con porta vetrata serie MEDIKA, espressamente progettati per l'utilizzo presso laboratori, ospedali, cliniche e farmacie, garantiscono la conservazione in condizioni ottimali di prodotti sanitari e materiali biologici termosensibili per i quali è necessario un controllo accurato della temperatura di stoccaggio. Disponibili in un'ampia gamma di soluzioni, dai 100 litri per piccoli esercizi commerciali, fino ai 1500 litri per magazzini e depositi farmaceutici, i frigoriferi Medika rispondono completamente alle normative nazionali ed internazionali di settore.

The professional glass door refrigerators MEDIKA range, specifically developed to be used by laboratories, hospitals, clinics and pharmacies, ensure optimal storage conditions for temperature-sensitive medical products and biological material, in order to meet the accurate storage temperature control required. Available with a wide range of solutions, from 100 liters for minor needs to 1500 liters for pharmaceutical warehouses, MEDIKA refrigerators are compliant with all national and international regulatory requirements.



Medika
100

Medika
140

Medika
170

Medika
200

ECT-F
ECT-F
PLUS

Medika 100

100 lt
L 520
P 635
H 815
H 710*



Medika 140

140 lt
L 520
P 635
H 940
H 835*



Medika 170

170 lt
L 600
P 655
H 1285



Medika 200

200 lt
L 600
P 655
H 1460



* nella versione ECT-F
* ECT-F version

ECT-F
TOUCH

MEDIKA

+2°C +15°C



Medika
250

Medika
400

Medika
500

Medika
700

ECT-F
ECT-F
PLUS

Medika
250

250 lt
L 600
P 655
H 1635



Medika
400

400 lt
L 600
P 655
H 1955



Medika
500

500 lt
L 720
P 760
H 2080



Medika
700

700 lt
L 750
P 840
H 2100



ECT-F
TOUCH

MEDIKA

+2°C +15°C



Il modello 700 lt è disponibile anche nella versione con doppia porta passante.

Model 700 is also available in pass-through double doors version.



Medika
1500

Medika
700 PT

ECT-F
ECT-F
PLUS


Medika
1500

1500 lt
L 1440
P 820
H 2070



Medika
700 PT

700 lt
L 750
P 910
H 2100



ECT-F
TOUCH

LABOR

+2°C +15°C



I frigoriferi professionali della serie LABOR sono caratterizzati da un design pulito con porta cieca e maniglia in alluminio incassata a tutta lunghezza. Sono stati progettati in particolare per l'uso in laboratorio e reparti ospedalieri, adattandosi alle più diverse esigenze grazie all'ampia scelta di capacità e alla possibilità di personalizzare la configurazione interna.

The professional refrigerators part of LABOR range features a stylish design with solid door and all-length door handle. They have been developed specifically for laboratory and hospital use, able to adapt to different needs thanks to the different offered capacities and the customization of the internal fittings.



ECT-F
ECT-F
PLUS

Labor 100

100 lt
L 520
P 635
H 815
H * 710

* nella versione ECT-F
* ECT-F version

Labor 140

140 lt
L 520
P 635
H 940
H * 835

* nella versione ECT-F
* ECT-F version

Labor 170

170 lt
L 600
P 655
H 1285

Labor 200

200 lt
L 600
P 655
H 1460

Labor 250

250 lt
L 600
P 655
H 1635



ECT-F
TOUCH

LABOR

+2°C +15°C



Labor
400

Labor
500

Labor
700

Labor
1500

ECT-F
ECT-F
PLUS

Labor
400

400 lt
L 600
P 655
H 1955



Labor
500

500 lt
L 720
P 760
H 2080



Labor
700

700 lt
L 750
P 830
H 2100



Labor
1500

1500 lt
L 1440
P 820
H 2070



ECT-F
TOUCH

MEDIKA - LABOR

MODELLO MODEL	100		140		170		200		250		400		500		700		1500		700PT					
Capacità lt (cu ft) - Net capacity lt (cu ft)	96 (3,40)		128 (4,53)		179 (6,33)		221 (7,81)		264 (9,33)		347 (12,26)		527 (18,62)		620 (21,91)		1355 (47,87)		668 (23,60)					
Capacità lorda lt (cu ft) - Gross Capacity lt (cu ft)	126 (4,45)		153 (5,40)		179 (6,33)		221 (7,81)		264 (9,33)		347 (12,26)		527 (18,62)		620 (21,91)		1355 (47,87)		668 (23,60)					
Campo di temperatura - Temperature range	+2°C +15°C																							
Range di temperatura ambiente di utilizzo - Ambient temperature range	+16°C +38°C																							
Controllore elettronico - Controller type	ECT-F ECT-F PLUS	ECT-F TOUCH	ECT-F ECT-F PLUS	ECT-F TOUCH	ECT-F ECT-F PLUS	ECT-F TOUCH		ECT-F ECT-F PLUS	ECT-F TOUCH	ECT-F ECT-F PLUS	ECT-F TOUCH	ECT-F ECT-F PLUS	ECT-F TOUCH	ECT-F ECT-F PLUS	ECT-F TOUCH	ECT-F ECT-F PLUS	ECT-F TOUCH	ECT-F ECT-F PLUS	ECT-F TOUCH	ECT-F ECT-F PLUS	ECT-F TOUCH			
Dimensioni esterne mm (LxPxH) - External Dimensions mm (WxDxH)	520x635x710		520x635x815		520x635x835		520x635x940		600x655x1285		600x655x1460		600x655x1635		600x655x1955		720x760x2080		750x840x2100		1440x825x2070		750x910x2100	
Dimensioni interne mm (LxPxH) - Internal Dimensions mm (WxDxH)	440x516x421		440x516x560		500x490x730		500x490x900		500x490x1075		500x493x1405		600x585x1505		600x685x1500		1300x690x1510		600x740x1500					
Finitura Esterno/Interno - External/Internal Coating	B+B or B+X																							
Spessore isolamento (fianchi/schiena) mm - Insulation thickness (sides/back) mm	40								50 / 70								60/75		75		70		75	
Tipo di porta - Door type	Vetrata per serie MEDIKA e cieca per serie LABOR Glass door for MEDIKA range and solid door for LABOR range																							
Tipo di Refrigerazione - Refrigeration type	Ventilata - Forced air circulation																							
Tipo di gas refrigerante - Refrigerant gas type	R134A or R290								R290 or R452A								R134A or R290							
Sbrinamento - Defrosting	Automatico con vaporizzazione acqua di condensa - Automatic, with condensate water evaporation																							
Piedi/Rullini - Feet/Rollers	Piedi (H=15mm) - Feet (H=15mm)								Rullini (Ø 20mm) - Rollers (Ø 20mm)								Piedi (H=130mm) - Feet (H=130mm)							
Illuminazione interna - Internal lightning	Led																							
Intercambiabilità ripiani/cassetti e cestelli Shelves/drawers and baskets interchange system	✓																					✗		
N° max Griglie - Maximum shelves number	2		3		4		5		6		7		7		7		14		7					
Dimensioni griglie mm - Shelves dimensions mm	400x490		400x490		460x455		460x455		460x455		460x455		560x550		560x650		560x650		560x660					
N° max Cassetti - Maximum drawers number	3		5		6		8		10		14		14		14		28		✗					
Dimensione cassetti con divisori (LxPxH) mm (x n.spazi) Drawer internal dimensions with partitions mm (WxDxH) (x nr of compartments)	100x450x75 (3)		100x450x75 (3)		120x400x75 (3)		120x400x75 (3)		120x400x75 (3)		120x400x75 (3)		154x500x75 (3)		154x600x75 (3)		154x600x75 (3)		✗					
Dimensioni interne cassetto senza divisori mm (LxPxH) Drawer internal dimensions without partitions mm (WxDxH)	330x450x75		330x450x75		390x400x75		390x400x75		390x400x75		390x400x75		490x500x75		490x600x75		490x600x75		✗					
Dimensioni interne cestelli in filo d'acciaio mm (LxPxH) Stainless steel basket internal dimensions mm (WxDxH)			✗						✗						538x605x148		538x605x148		✗					
Dimensioni interne cassetti in filo d'acciaio mm (LxPxH) Stainless steel drawer internal dimensions mm (WxDxH)	✗		✗		390x400x62		390x400x62		390x400x62		390x400x62		✗		538x605x62		538x605x62		✗					
Consumo (kWh/24h) - Power consumption (kWh/24h)	0,5		0,6		0,5		0,6		0,6		0,7		1		1		3		3					
Potenza assorbita kW - (Amp) - Run absorption kW - (Amp)	0,14 (0,9)		0,14 (0,9)		0,17 (1)		0,17 (1)		0,17 (1)		0,17 (1)		0,25 (1,5)		0,12 (0,7)		0,4 (1,8)		0,27 (1,7)					
Assorbimento di spunto (A) - Starting current (A)	2,5		2,5		3		3		3		3		4		2,5		6		6					
Rumorosità (<dBA) - Noise level (<dBA)	40		40		45		45		45		45		45		50		55		55					
Calore Emesso EN 12900 (W) - Heat Rejection EN 12900 (W)	45		45		110		110		110		110		150		110		125		165					
Capacità frigorifera (W) - Cooling capacity (W)	160		160		300		300		300		350		450		550		600		450					

B+B= Lamiera plastificata bianca antibatterica interno ed esterno / Pre-coated antibacterial sheet steel, white colour, both inside and outside
B+X= Lamiera plastificata bianca antibatterica esterno e acciaio inox AISI 304 interno / Pre-coated antibacterial sheet steel, white colour, outside and AISI 304 stainless steel inside