

TER

+15°C +30°C



La serie speciale TER prevede quattro capacità (dai 140 ai 1500 litri) di frigoriferi termostatici, tutti impostabili da +15 a +30 °C e configurabili con diversi accessori, tra cui la sonda per la rilevazione dell'umidità. I controllori ECT-F, ECT-F PLUS o ECT-F TOUCH li rendono adatti per centri di ricerca e per qualunque attività scientifica che richieda il controllo e la stabilità di temperatura.

TER special range includes for models (from 140 to 1500 lt) of thermostatic refrigerators, each settable between +15 to +30°. They can be customized with several accessories, among which an additional probe to detect humidity level. The fitted controllers ECT-F, ECT-F PLUS or ECT-F TOUCH make them suitable for scientific research centers or for any activity requiring temperature control and stability.



Ter
140

Ter
200

Ter
400

Ter
700

ECT-F
ECT-F
PLUS

Ter
140

140 lt
L 520
P 635
H 940
H 835*



Ter
200

200 lt
L 600
P 600
H 1460



Ter
400

400 lt
L 600
P 630
H 1955



Ter
700

700 lt
L 750
P 840
H 2100



* nella versione ECT-F
* ECT-F version

ECT-F
TOUCH

TER

+15°C +30°C



Ter
1500

Ter
1500

1500 lt
L 1440
P 820
H 2070

ECT-F
TOUCH

TER

MODELLO
MODEL

	140	200	400	700	1500
Capacità lt (cu ft) - Net capacity lt (cu ft)	128 (4,53)	221 (7,81)	347 (12,26)	620 (21,91)	1355 (47,87)
Capacità lorda lt (cu ft) - Gross Capacity lt (cu ft)	153 (5,40)	221 (7,81)	347 (12,26)	620 (21,91)	1355 (47,87)
Campo di temperatura - Temperature range	+15 +30°C				
Range di temperatura ambiente di utilizzo Ambient temperature range	+10 +43°C				
Controllore elettronico - Controller type	ECT-F ECT-F PLUS	ECT-F TOUCH	ECT-F ECT-F PLUS	ECT-F ECT-F TOUCH	ECT-F ECT-F PLUS
Dimensioni esterne mm (LxPxH) External Dimensions mm (WxDxH)	520x630x835	520x630x940	600x640x1460	600x640x1955	1440x825x2070
Dimensioni interne mm (LxPxH) Internal Dimensions mm (WxDxH)	440x516x545	500x490x900	500x490x1405	600x685x1500	1300x690x1510
Finitura Esterno/Interno External/Internal Coating	B+B or B+X				
Spessore isolamento (fianchi/schiena) mm Insulation thickness (sides/back) mm	40	50/70		75	70
Tipo di porta - Door type	Cieca - Solid door				
Tipo di Refrigerazione - Refrigeration type	Ventilata - Forced air circulation				
Tipo di gas refrigerante - Refrigerant gas type	R134A or R290	R290 or R452A		R134A or R290	R134A or R290
Sbrinamento - Defrosting	Automatico con evaporizzazione acqua di condensa - Automatic, with condensate water evaporation				
Piedi/Rullini - Feet/Rollers	Piedi (H=15mm) Feet (H=15 mm)	Rullini (Ø 20mm) - Rollers (Ø 20mm)		Piedi (H=130mm) - Feet (H=130 mm)	
Illuminazione interna - Internal lightning	✓				
N° max Griglie - Maximum shelves number	3	5	7	7	14
Dim. griglie mm - Shelves dimensions mm	400x490	460x455	460x455	560x650	560x650
N° max Cassetti - Maximum drawers number	5	8	14	14	28
Dimensioni interne cassetti con divisori (LxPxH) mm (x n.spazi) - Drawer internal dimensions with partitions mm (WxDxH) (x nr of compartments)	100x450x72 (3)	120x400x75 (3)	120x400x75 (3)	154x600x75 (3)	154x600x75 (3)
Dimensioni interne cassetto senza divisori mm (LxPxH) - Drawer internal dimensions without partitions mm (WxDxH)	330x450x75	390x400x75	390x400x75	490x600x75	490x600x75
Dimensioni interne cestelli in filo d'acciaio mm (LxPxH) - Stainless steel basket internal dimensions mm (WxDxH)		✗		538x605x148	538x605x148
Dimensioni interne cassetti in filo d'acciaio mm (LxPxH) - Stainless steel drawer internal dimensions mm (WxDxH)	✗	390x400x62	390x400x62	538x605x62	538x605x62
Consumo (kWh/24h) Power consumption (kWh/24h)	0,5	0,5	0,7	1	3
Potenza assorbita kW - (Amp) Run absorption kW - (Amp)	0,14 (0,9)	0,17 (1)	0,17 (1)	0.12 (0,7)	0,4 (1,8)
Assorbimento di spunto (A) - Starting current (A)	2,5	3	3	2,5	6
Rumorosità (<dBA) - Noise level (<dBA)	40	45	45	45	55
Calore Emesso EN 12900 (W) Heat Rejection EN 12900 (W)	45	110	110	110	125
Capacità frigorifera (W) - Cooling capacity (W)	160	300	300	550	600

B+B= Lamiera plastificata bianca antibatterica interno ed esterno / Pre-coated antibacterial sheet steel, white colour, both inside and outside
B+X= Lamiera plastificata bianca antibatterica esterno e acciaio inox AISI 304 interno / Pre-coated antibacterial sheet steel, white colour, outside and AISI 304 stainless steel inside