



— € NITRILE DISPOSABLE GLOVES GUANTI MONOUSO IN NITRILE

Disposable examination gloves made of Butadiene Nitrile (Nitrile), non-sterile, powder-free. They are ambidextrous, blue in color, and feature a tear-resistant beaded cuff. The AQL for the absence of holes is 0.65 (UNI EN 455, Part 1).

Guanti monouso per esame di mano prodotti in Nitrile di Butadiene (Nitrile), non sterili, senza polvere. Sono ambidestri, di colore azzurro, rifiniti con bordo antistrappo. L'AQL relativo all'assenza di fori è di 0,65 (UNI EN 455, parte 1).

COD.	SIZE/MISURA	HAND CIRCUMFERENCE (EXCLUDING THUMB) CIRCONFERENZA MANO (POLLICE ESCLUSO)
4601	Small/Piccola	15-16.5 cm
4611	Medium/Media	17.5-19 cm
4621	Large/Grande	20-21.5 cm
4631	Extralarge/Extragrande	22.5-24 cm



— € LATEX DISPOSABLE GLOVES GUANTI MONOUSO IN LATTICE

Disposable examination gloves, non-sterile, made of pure natural latex, with powder (cornstarch). They are ambidextrous, natural in color, and finished with a tear-resistant beaded cuff. The AQL for the absence of holes is 1.0 (UNI EN 455, Part 1).

Guanti monouso per esame di mano, non sterili, prodotti in purissimo lattice naturale, con polvere (amido di mais). Sono ambidestri, di colore naturale, rifiniti con bordo antistrappo. L'AQL relativo all'assenza di fori è di 1,0 (UNI EN 455, parte 1).

COD.	SIZE/MISURA	HAND CIRCUMFERENCE (EXCLUDING THUMB) CIRCONFERENZA MANO (POLLICE ESCLUSO)
4201	Small/Piccola	15-16.5 cm
4211	Medium/Media	17.5-19 cm
4221	Large/Grande	20-21.5 cm
4231	Extralarge/Extragrande	22.5-24 cm



— € LATEX DISPOSABLE GLOVES POWDER-FREE GUANTI MONOUSO IN LATTICE SENZA POLVERE

Disposable examination gloves, non-sterile, made of natural rubber latex, powder-free. Ambidextrous with a tear-resistant cuff, natural color. The external surface is micro-rough to increase grip. The AQL for the absence of holes is 0.65 (UNI EN 455, Part 1).

Guanti monouso per esame di mano, non sterili, in lattice di gomma naturale, senza polvere. Ambidestri con polsino antistrappo, di colore naturale. Superficie esterna micro-ruvida atta ad aumentare la capacità di presa. L'AQL relativo all'assenza di fori è di 0,65 (UNI EN 455, parte 1).

COD.	SIZE/MISURA	HAND CIRCUMFERENCE (EXCLUDING THUMB) CIRCONFERENZA MANO (POLLICE ESCLUSO)
4241	Small/Piccola	15-16.5 cm
4251	Medium/Media	17.5-19 cm
4261	Large/Grande	20-21.5 cm
4271	Extralarge/Extragrande	22.5-24 cm



— € SYNTHETIC DISPOSABLE GLOVES GUANTI MONOUSO SINTETICI

Disposable gloves for examination, in synthetic polymers, powder-free. Latex-free, they preserve from possible allergic reactions. In opaque light-blue colour, ambidextrous with tear-resistant cuff. High bio-compatibility and ergonomics that allow a prolonged use without weariness. Holes-free AQL equal to 1.0.

Guanti monouso per esame di mano, prodotti in polimero sintetico, senza polvere. Latex-free, preservano da possibili reazioni allergiche. Colore azzurro opacizzato, ambidestri con polsino antistrappo. Elevata bio-compatibilità ed ergonomici che permettono un uso prolungato senza affaticamento. L'AQL relativo all'assenza di fori è 1,0.

COD.	SIZE/MISURA	HAND CIRCUMFERENCE (EXCLUDING THUMB) CIRCONFERENZA MANO (POLLICE ESCLUSO)
4701	Small/Piccola	15-16.5 cm
4711	Medium/Media	17.5-19 cm
4721	Large/Grande	20-21.5 cm
4731	Extralarge/Extragrande	22.5-24 cm



— € STERILE SURGICAL GLOVES GUANTI CHIRURGICI STERILI

Surgical gloves, powder-free. High elasticity and resistance. Sterile, individually wrapped. Length 290 mm. AQL 0.65. Medical Devices CE marked Class IIa.

Guanti chirurgici, senza polvere. Elevata resistenza ed elasticità. Sterili, in confezione singola. Lunghezza 290 mm. AQL 0,65. Dispositivi Medici CE Classe IIa.

COD.	SIZE/MISURA	MAT.
4110	6.5	Latex/Lattice
4111	7	Latex/Lattice
4112	7.5	Latex/Lattice
4113	8	Latex/Lattice
4114	8.5	Latex/Lattice