

Bunsen semplici
Bunsen sekur flame
Bunsen piezoelettrico
Bunsen poligas
Bunsen con cartuccia
Bunsen elettronico
Accessori
Tubi per gas
Bunsen ad alcol

Simple Bunsen burner
Sekur flame bunsen burner
Piezoelectronic bunsen burner
Poligas bunsen burner
Cartridge bunsen burner
Electronic bunsen burner
Accessories
Tubing for gas
Spirit bunsen burner



Lampade
Burners

01

01.0029.00 - 01.0033.00

**LAMPADE BUNSEN SEMPLICE**

Bunsen semplice con regolatore d'aria, tubo Ø mm 11 x 130 di altezza, in ottone nichelato. In sostituzione dell'attacco tubo standard è disponibile anche l'attacco filettato da 1/2" o 1/4".

SIMPLE BUNSEN

Simple Bunsen with flame stabilizer, pipe diam. 11 mm x 130 mm H, made of nickel-plated brass. It's also available a 1/2" or 1/4" threaded connection.

Cod.	Tipo gas\Type of gas	Tubo\Pipe
01.0029.00	Gas città\Town gas	Ø 7 mm h 130 mm
01.0031.00	GPL\LPG	
01.0033.00	Gas metano\Natural gas	

01.0181.00 - 01.0183.00

NEW

**LAMPADE BUNSEN CON RUBINETTO E FIAMMELLA COSTANTE REGOLABILE**

Bunsen con rubinetto a vite, con regolatore d'aria e fiammella costante regolabile, in ottone nichelato. In sostituzione dell'attacco tubo standard è disponibile anche l'attacco filettato da 1/2" o 1/4".

BUNSEN BURNERS WITH TAP AND ADJUSTABLE PILOT LIGHT

Bunsen with screw tap, flame stabilizer and adjustable pilot light, made of nickel-plated brass. It's also available a 1/2" or 1/4" threaded connection.

Cod.	Tipo gas\Type of gas	Tubo\Pipe
01.0181.00	GPL\LPG	Ø 11 mm h 130 mm
01.0183.00	Gas metano\Natural gas	

01.0067.00 - 01.0069.00

NEW

**LAMPADE MINI BUNSEN CON RUBINETTO E STABILIZZATORE DI FIAMMA**

Bunsen con rubinetto a vite e regolatore d'aria, in ottone nichelato. In sostituzione dell'attacco tubo standard è disponibile anche l'attacco filettato da 1/2" o 1/4".

MINI BUNSEN BURNERS WITH TAP AND FLAME STABILIZER

Mini bunsen with screw tap, and air regulator, made of nickel-plated brass. It's also available a 1/2" or 1/4" threaded connection.

Cod.	Tipo gas\Type of gas	Tubo\Pipe
01.0067.00	GPL\LPG	Ø 7 mm h 100 mm
01.0069.00	Gas metano\Natural gas	

01.0254.00 - 01.0276.00

**LAMPADE BUNSEN MEKER CON RUBINETTO**

Lampade Bunsen Meker con reticolo, rubinetto a vite e regolatore d'aria in ottone nichelato. In sostituzione dell'attacco tubo standard è disponibile anche l'attacco filettato da 1/2" o 1/4".

MEKER BUNSEN BURNERS WITH TAP

Meker Bunsen Burners with grid, screw tap and air regulator, made of nickel-plated brass. It's also available a 1/2" or 1/4" threaded connection.

01.0089.00 - 01.0099.00

**LAMPADE BUNSEN CON RUBINETTO E STABILIZZATORE DI FIAMMA**

Bunsen con rubinetto a vite e regolatore d'aria, in ottone nichelato. In sostituzione dell'attacco tubo standard è disponibile anche l'attacco filettato da 1/2" o 1/4".

BUNSEN BURNERS WITH TAP AND FLAME STABILIZER

Bunsen with screw tap, and air regulator, made of nickel-plated brass. It's also available a 1/2" or 1/4" threaded connection.

Cod.	Tipo gas\Type of gas	Tubo\Pipe
01.0089.00	Gas città\Town gas	Ø 11 mm h 130 mm
01.0091.00	GPL\LPG	
01.0093.00	Gas metano\Natural gas	
01.0095.00	Gas città\Town gas	Ø 13 mm h 150 mm
01.0097.00	GPL\LPG	
01.0099.00	Gas metano\Natural gas	

Cod.	Tipo gas\Type of gas	Diametro-altezza Diameter-Height
01.0254.00	Gas città\Town gas	Testina\Head Ø 15 mm Tubo\Pipe h 140 mm
01.0256.00	GPL\LPG	
01.0258.00	Gas metano\Natural gas	
01.0260.00	Gas città\Town gas	Testina\Head Ø 20 mm Tubo\Pipe h 155 mm
01.0262.00	GPL\LPG	
01.0264.00	Gas metano\Natural gas	
01.0266.00	Gas città\Town gas	Testina\Head Ø 25 mm Tubo\Pipe h 170 mm
01.0268.00	GPL\LPG	
01.0270.00	Gas metano\Natural gas	
01.0272.00	Gas città\Town gas	Testina\Head Ø 30 mm Tubo\Pipe h 200 mm
01.0274.00	GPL\LPG	
01.0276.00	Gas metano\Natural gas	

01.0338.00 - 01.0360.00



LAMPADE BUNSEN TECLU CON RUBINETTO

Lampade Bunsen Teclu con rubinetto a vite e regolatore d'aria, in ottone nichelato. In sostituzione dell'attacco tubo standard è disponibile anche l'attacco filettato da 1/2" o 1/4".

TECLU BUNSEN BURNERS WITH TAP

Teclu Bunsen Burners with screw tap and air regulator, made of nickel-plated brass. It's also available a 1/2" or 1/4" threaded connection.

Cod.	Tipo gas\Type of gas	Tubo\Pipe
01.0338.00	Gas città\Town gas	Ø 11 mm h 140 mm
01.0340.00	GPL\LPG	
01.0342.00	Gas metano\Natural gas	
01.0344.00	Gas città\Town gas	Ø 13 mm h 155 mm
01.0346.00	GPL\LPG	
01.0348.00	Gas metano\Natural gas	
01.0350.00	Gas città\Town gas	Ø 16 mm h 170 mm
01.0352.00	GPL\LPG	
01.0354.00	Gas metano\Natural gas	
01.0356.00	Gas città\Town gas	Ø 19 mm h 200 mm
01.0358.00	GPL\LPG	
01.0360.00	Gas metano\Natural gas	

01.0400.00 - 01.0502.00



LAMPADE BUNSEN MEKER CON TESTINA FORATA E RUBINETTO

Lampade Bunsen Meker con testa forata e rubinetto, con rondella di regolazione aria, in ottone nichelato. In sostituzione dell'attacco tubo standard è disponibile anche l'attacco filettato da 1/2" o 1/4".

MEKER BUNSEN BURNERS WITH PERFORATED HEAD AND TAP

Meker Bunsen Burners with perforated head and tap, air-control washer, made of nickel-plated brass. It's also available a 1/2" or 1/4" threaded connection.

Cod.	Tipo gas\Type of gas	Diametro testina-altezza tubo Head diameter-Pipe height
01.0400.00	GPL\LPG	Ø 20 mm h 170 mm
01.0401.00	Gas metano\Natural gas	Ø 25 mm h 175 mm
01.0402.00	GPL\LPG	Ø 30 mm h 180 mm
01.0500.00	Gas metano\Natural gas	Ø 20 mm h 170 mm
01.0501.00	GPL\LPG	Ø 25 mm h 175 mm
01.0502.00	Gas metano\Natural gas	Ø 30 mm h 180 mm

01.0630.00 - 01.0730.00



BUNSEN SEKUR FLAME

Modello Microbunsen, Ø mm 7 x 100 di altezza con valvola di sicurezza, in ottone nichelato. In sostituzione dell'attacco tubo standard è disponibile anche l'attacco filettato da 1/2" o 1/4".

SEKUR FLAME BUNSEN BURNER

Microbunsen model, Ø mm 7 x 100 height with safety valve, made of nickel-plated brass. It's also available a 1/2" or 1/4" threaded connection.

Cod.	Tipo gas\Type of gas	Tubo\Pipe
01.0630.00	Gas città\Town gas	Ø 7 mm h 100 mm
01.0730.00	Gas metano\Natural gas	

01.0651.00 - 01.0751.00



LAMPADE BUNSEN SEKUR-FLAME

Lampade Bunsen Sekur-flame con rubinetto, regolazione dell'aria, con termocoppia e valvola di sicurezza, in ottone nichelato. In sostituzione dell'attacco tubo standard è disponibile anche l'attacco filettato da 1/2" o 1/4".

SEKUR-FLAME BUNSEN BURNERS

Sekur-flame Bunsen Burners with tap, thermocouple and safety valve, in nickel-plated brass. It's also available a 1/2" or 1/4" threaded connection.

Cod.	Tipo gas\Type of gas	Tubo\Pipe
01.0651.00	GPL\LPG	Ø 11 mm h 130 mm
01.0751.00	Gas metano\Natural gas	

01.0661.00 - 01.0761.00



LAMPADE BUNSEN SEKUR-FLAME FIAMMELLA COSTANTE REGOLABILE

Lampade Bunsen Sekur-flame con rubinetto, regolazione dell'aria, con termocoppia, valvola di sicurezza e fiammella costante regolabile, in ottone nichelato. In sostituzione dell'attacco tubo standard è disponibile anche l'attacco filettato da 1/2" o 1/4".

SEKUR-FLAME BUNSEN BURNERS WITH ADJUSTABLE PILOT LIGHT

Sekur-flame Bunsen Burners with tap, thermocouple, safety valve and adjustable pilot light, made of nickel-plated brass. It's also available a 1/2" or 1/4" threaded connection.

Cod.	Tipo gas\Type of gas	Tubo\Pipe
01.0661.00	GPL\LPG	Ø 11 mm h 130 mm
01.0761.00	Gas metano\Natural gas	

01.0681.00 - 01.0784.00



LAMPADE BUNSEN TECLU SEKUR-FLAME CON RUBINETTO

Lampade Bunsen Teclu Sekur-flame con stabilizzatore di fiamma e rubinetto, rondella di regolazione aria e valvola di sicurezza, in ottone nichelato. In sostituzione dell'attacco tubo standard è disponibile anche l'attacco filettato da 1/2" o 1/4".

TECLU SEKUR-FLAME BUNSEN BURNERS WITH TAP

Teclu Sekur-flame Bunsen Burners with flame stabilizer and tap, air adjustment washer and safety valve, in nickel-plated brass. It's also available a 1/2" or 1/4" threaded connection.

Cod.	Tipo gas\Type of gas	Tubo\Pipe
01.0681.00	GPL\LPG	Ø 11 mm h 155 mm
01.0682.00		Ø 13 mm h 170 mm
01.0683.00		Ø 16 mm h 175 mm
01.0684.00		Ø 19 mm h 180 mm
01.0781.00	Gas metano Natural gas	Ø 11 mm h 155 mm
01.0782.00		Ø 13 mm h 170 mm
01.0783.00		Ø 16 mm h 175 mm
01.0784.00		Ø 19 mm h 180 mm

01.0686.00 - 01.0788.00



LAMPADE BUNSEN MEKER SEKUR-FLAME CON TESTA FORATA E RUBINETTO

Lampade bunsen meker Ssekur-flame con testa forata, rubinetto a vite, regolatore d'aria, termocoppia e valvola di sicurezza, in ottone nichelato. In sostituzione dell'attacco tubo standard è disponibile anche l'attacco filettato da 1/2" o 1/4".

MEKER SEKUR-FLAME BUNSEN BURNERS WITH PERFORATED HEAD AND TAP

Meker Sekur-flame Bunsen Burners with perforated head, screw tap, air regulator, thermocouple and safety valve, in nickel-plated brass. It's also available a 1/2" or 1/4" threaded connection.

Cod.	Tipo gas\Type of gas	Diametro testina-altezza tubo Head diameter-Pipe height
01.0686.00	GPL\LPG	Ø 20 mm h 170 mm
01.0687.00		Ø 25 mm h 175 mm
01.0688.00		Ø 30 mm h 180 mm
01.0786.00	Gas metano Natural gas	Ø 20 mm h 170 mm
01.0787.00		Ø 25 mm h 175 mm
01.0788.00		Ø 30 mm h 180 mm

01.0696.00 - 01.0798.00



LAMPADE BUNSEN MEKER SEKUR-FLAME CON RUBINETTO

Lampade bunsen meker Sekur-flame con reticolo, rubinetto a vite, regolatore d'aria, termocoppia e valvola di sicurezza, in ottone nichelato. In sostituzione dell'attacco tubo standard è disponibile anche l'attacco filettato da 1/2" o 1/4".

MEKER SEKUR-FLAME BUNSEN BURNERS WITH TAP

Meker Sekur-flame Bunsen Burners with grid, screw tap, air regulator, thermocouple and safety valve, in nickel-plated brass. It's also available a 1/2" or 1/4" threaded connection.

Cod.	Tipo gas\Type of gas	Diametro testina-altezza tubo Head diameter-Pipe height
01.0696.00	GPL\LPG	Ø 15 mm h 140 mm
01.0697.00		Ø 20 mm h 155 mm
01.0698.00		Ø 25 mm h 170 mm
01.0796.00	Gas metano Natural gas	Ø 15 mm h 140 mm
01.0797.00		Ø 20 mm h 155 mm
01.0798.00		Ø 25 mm h 170 mm

01.0651.PZ - 01.0751.PZ



LAMPADE BUNSEN SEKUR-FLAM CON ACCENSIONE PIEZOELETTRICA

Lampade Bunsen Sekur-flame con rubinetto, termocoppia e valvola di sicurezza, in ottone nichelato. Dotato di accensione piezoelettrica. In sostituzione dell'attacco tubo standard è disponibile anche l'attacco filettato da 1/2" o 1/4".

SEKUR-FLAME BUNSEN BURNERS WITH PIEZOELECTRIC IGNITION

Sekur-flame bunsen burners with tap, thermocouple and safety valve, in nickel-plated brass. It's equipped piezoelectric ignition. It's also available a 1/2" or 1/4" threaded connection.

Cod.	Tipo gas\Type of gas	Tubo\Pipe
01.0651.PZ	GPL\LPG	Tubo\Pipe Ø 11 mm h 130 mm
01.0751.PZ	Gas metano\Natural gas	

01.0461.00



LAMPADA BUNSEN POLIGAS

Lampada Bunsen multigas con rubinetto con regolatore d'aria. Adatto al funzionamento sia con gas liquido che con gas metano. In sostituzione dell'attacco tubo standard è disponibile anche l'attacco filettato da 1/2" o 1/4".

POLIGAS BUNSEN BURNERS

Multigas Bunsen Burners with air regulator, screw tap. Suitable for operation with both LPG and Natural gas. It's also available a 1/2" or 1/4" threaded connection.

Cod.	Tubo Pipe
01.0461.00	Ø 11 mm x h 150 mm

01.0461.01

NEW



LAMPADA BUNSEN POLIGAS CON FIAMMELLA COSTANTE REGOLABILE

Lampada Bunsen multigas con rubinetto con regolatore d'aria e fiammella costante regolabile. Adatto al funzionamento sia con gas liquido che con gas metano. In sostituzione dell'attacco tubo standard è disponibile anche l'attacco filettato da 1/2" o 1/4".

POLIGAS BUNSEN BURNERS WITH ADJUSTABLE PILOT LIGHT

Multigas Bunsen Burners with air regulator, screw tap and adjustable pilot light. Suitable for operation with both LPG and Natural gas. It's also available a 1/2" or 1/4" threaded connection.

Cod.	Tubo Pipe
01.0461.01	Ø 11 mm x h 150 mm

01.0462.00 - 01.0465.00



LAMPADA BUNSEN MEKER POLIGAS

Lampade Bunsen Meker multigas con reticolo, rubinetto e regolatore d'aria, in ottone nichelato. Adatto al funzionamento sia con gas liquido che con gas metano. In sostituzione dell'attacco tubo standard è disponibile anche l'attacco filettato da 1/2" o 1/4".

MEKER POLIGAS BUNSEN BURNERS

Meker multigas Bunsen Burners with grating, screw tap and air regulator, made of nickel-plated brass. Suitable for operation with both LPG and Natural gas. It's also available a 1/2" or 1/4" threaded connection.

Cod.	Testina Head	Tubo Pipe
01.0462.00	Ø 15 mm	h 140 mm
01.0463.00	Ø 20 mm	h 155 mm
01.0464.00	Ø 25 mm	h 170 mm
01.0465.00	Ø 30 mm	h 200 mm

01.0472.00 - 01.0475.00



LAMPADA BUNSEN TECLU POLIGAS

Lampade Bunsen Meker multigas con regolatore d'aria, rubinetto e regolatore d'aria, in ottone nichelato. Adatto al funzionamento sia con gas liquido che con gas metano. In sostituzione dell'attacco tubo standard è disponibile anche l'attacco filettato da 1/2" o 1/4".

TECLU POLIGAS BUNSEN BURNERS

Meker multigas Bunsen Burners with screw tap and air regulator, made of nickel-plated brass. Suitable for operation with both LPG and Natural gas. It's also available a 1/2" or 1/4" threaded connection.

Cod.	Testina Head	Tubo Pipe
01.0472.00	Ø 11 mm	h 165 mm
01.0473.00	Ø 13 mm	h 175 mm
01.0474.00	Ø 16 mm	h 180 mm
01.0475.00	Ø 19 mm	h 185 mm

01.0476.00 - 01.0478.00



LAMPADA BUNSEN MEKER POLIGAS CON TESTINA FORATA

Lampade Bunsen Meker multigas con testina forata, rubinetto e regolatore d'aria, in ottone nichelato. Adatto al funzionamento sia con gas liquido che con gas metano. In sostituzione dell'attacco tubo standard è disponibile anche l'attacco filettato da 1/2" o 1/4".

MEKER POLIGAS BUNSEN BURNERS WITH PERFORATED HEAD

Meker multigas Bunsen Burners with perforated head, screw tap and air regulator, made of nickel-plated brass. Suitable for operation with both LPG and Natural gas. It's also available a 1/2" or 1/4" threaded connection.

Cod.	Testina Head	Tubo Pipe
01.0476.00	Ø 20 mm	h 175 mm
01.0477.00	Ø 25 mm	h 180 mm
01.0478.00	Ø 30 mm	h 185 mm

01.0851.00



LAMPADA BUNSEN SEKUR-FLAME POLIGAS

Lampada Bunsen multigas con rubinetto con regolatore d'aria, termocoppia e valvola di sicurezza. Adatto al funzionamento sia con gas liquido che con gas metano. In sostituzione dell'attacco tubo standard è disponibile anche l'attacco filettato da 1/2" o 1/4".

SEKUR-FLAM POLIGAS BUNSEN BURNERS

Multigas Bunsen Burners with air regulator, screw tap, thermocouple and safety valve. Suitable for operation with both LPG and Natural gas. It's also available a 1/2" or 1/4" threaded connection.

Cod.	Tubo Pipe
01.0851.00	Ø 11 mm x h 150 mm

01.0861.00



LAMPADA BUNSEN SEKUR-FLAME POLIGAS CON FIAMMELLA COSTANTE REGOLABILE

Lampada Bunsen Sekur-flame multigas con rubinetto, regolazione dell'aria, termocoppia e valvola di sicurezza e fiammella costante regolabile. Adatto al funzionamento sia con gas liquido che con gas metano. In sostituzione dell'attacco tubo standard è disponibile anche l'attacco filettato da 1/2" o 1/4".

SEKUR-FLAME POLIGAS BUNSEN BURNERS WITH ADJUSTABLE PILOT LIGHT

Sekur-flame Multigas Bunsen Burners with air regulator, screw tap, thermocouple and safety valve and adjustable pilot light. Suitable for operation with both LPG and Natural gas. It's also available a 1/2" or 1/4" threaded connection.

Cod.	Tubo Pipe
01.0861.00	Ø 11 mm x h 150 mm

01.0889.00 - 01.0892.00



LAMPADA BUNSEN MEKER POLIGAS CON RETICOLO

Lampada Bunsen Meker multigas con reticolo sulla testina, rubinetto, regolazione dell'aria, termocoppia e valvola di sicurezza. Adatto al funzionamento sia con gas liquido che con gas metano. In sostituzione dell'attacco tubo standard è disponibile anche l'attacco filettato da 1/2" o 1/4".

MEKER POLIGAS BUNSEN BURNERS WITH GRID

Meker Multigas Bunsen Burners with grid, screw tap, air regulator, thermocouple and safety valve. Suitable for operation with both LPG and Natural gas. It's also available a 1/2" or 1/4" threaded connection.

Cod.	Testina Head	Tubo Pipe
01.0889.00	Ø 15 mm	h 140 mm
01.0890.00	Ø 20 mm	h 155 mm
01.0891.00	Ø 25 mm	h 170 mm
01.0892.00	Ø 30 mm	h 200 mm

01.0882.00 - 01.0884.00



LAMPADA BUNSEN TECLU SEKUR-FLAME POLIGAS

Lampada Bunsen Teclu Sekur-flame multigas con rubinetto, regolazione dell'aria, termocoppia e valvola di sicurezza. Adatto al funzionamento sia con gas liquido che con gas metano. In sostituzione dell'attacco tubo standard è disponibile anche l'attacco filettato da 1/2" o 1/4".

TECLU SEKUR-FLAME POLIGAS BUNSEN BURNERS

Teclu Sekur-flame multigas Bunsen Burners with air regulator, screw tap, thermocouple and safety valve. Suitable for operation with both LPG and Natural gas. It's also available a 1/2" or 1/4" threaded connection.

Cod.	Testina Head	Tubo Pipe
01.0882.00	Ø 13 mm	h 175 mm
01.0883.00	Ø 16 mm	h 180 mm
01.0884.00	Ø 19 mm	h 185 mm

01.0739.00



LAMPADA BUNSEN CON CARTUCCIA CON VALVOLA A SFERA, DOTATA DI VALVOLA DI SICUREZZA E TERMOCOPPIA

Dotata di valvola di sicurezza; viene fornita compresa di cartuccia con valvola a sfera (Cod. 01.0742.01), capacità 230 gr/410 ml; Gas: miscela di Propano/Butano.

BUNSEN BURNER WITH REPLACEMENT CARTRIDGE WITH SPHERICAL VALVE, EQUIPPED WITH SAFETY VALVE AND THERMOCOUPLE

Equipped with safety valve; including cartridge with spherical valve (Code 01.0742.01), capacity 230 gr/410 ml; Gas: Propane / Butane mixture.

01.0886.00 - 01.0888.00



LAMPADA BUNSEN MEKER SEKUR-FLAME POLIGAS

Lampada Bunsen Meker Sekur-flame multigas con rubinetto, con regolatore d'aria, con testa forata, termocoppia e valvola di sicurezza. Adatto al funzionamento sia con gas liquido che con gas metano. In sostituzione dell'attacco tubo standard è disponibile anche l'attacco filettato da 1/2" o 1/4".

MEKER SEKUR-FLAME POLIGAS BUNSEN BURNERS

Meker Sekur-flame multigas Bunsen Burners with perforated head, screw tap, with air regulator, thermocouple and safety valve. Suitable for operation with both LPG and Natural gas. It's also available a 1/2" or 1/4" threaded connection.

Cod.	Testina Head	Tubo Pipe
01.0886.00	Ø 20 mm	h 175 mm
01.0887.00	Ø 25 mm	h 180 mm
01.0888.00	Ø 30 mm	h 185 mm

01.0740.00



LAMPADA BUNSEN CON CARTUCCIA A FORARE, DOTATA DI VALVOLA DI SICUREZZA E TERMOCOPPIA

Dotata di valvola di sicurezza; viene fornita compresa di cartuccia a forare (Cod. 01.0741.00), capacità 190 gr/360 ml; Gas: miscela di Propano/Butano.

BUNSEN BURNER WITH REPLACEMENT CARTRIDGE, EQUIPPED WITH SAFETY VALVE AND THERMOCOUPLE

Equipped with safety valve; including cartridge (Code 01.0741.00), capacity 190 gr/360 ml; Gas: Propane / Butane mixture.

01.0740.01



LAMPADA BUNSEN CON CARTUCCIA A FORARE

Compresa di cartuccia a forare (Cod. 01.0741.00), capacità 190 gr/360 ml; Gas: miscela di Propano/Butano.

BUNSEN BURNERS WITH REPLACEMENT CARTRIDGE

Including cartridge (Code 01.0741.00), capacity 190 gr/360 ml; Gas: Propane / Butane mixture.

01.0740.02



LAMPADA BUNSEN A CARTUCCIA CON VALVOLA A SFERA

Compresa di cartuccia con valvola a sfera (Cod. 01.0742.01), capacità 230 gr/410 ml; Gas: miscela di Propano/Butano.

BUNSEN BURNERS WITH REPLACEMENT CARTRIDGE WITH SPHERICAL VALVE

Including cartridge with spherical valve (Code 01.0742.01), capacity 230 gr/410 ml; Gas: Propane / Butane mixture.

01.0741.00



CARTUCCIA A FORARE

Capacità 190 gr/360 ml; Gas: miscela di Propano/Butano.

SIMPLE CARTRIDGE

Capacity 190 gr/360 ml; Gas: Propane / Butane mixture.

01.0742.00



LAMPADA BUNSEN TECLU A CARTUCCIA CON VALVOLA A SFERA

Compresa di cartuccia con valvola a sfera (Cod. 01.0742.01), capacità 230 gr/410 ml; Gas: miscela di Propano/Butano.

TECLU BUNSEN BURNERS WITH REPLACEMENT CARTRIDGE WITH SPHERICAL VALVE

Including cartridge with spherical valve (Code 01.0742.01), capacity 230 gr/410 ml; Gas: Propane / Butane mixture.

01.0742.01



CARTUCCIA CON VALVOLA A SFERA

Capacità 230 gr/410 ml; Gas: miscela di Propano/Butano.

CARTRIDGE WITH SPHERICAL VALVE

Capacity 230 gr/410 ml; Gas: Propane / Butane mixture.

01.0742.03



LAMPADA BUNSEN TECLU CON CARTUCCIA CON VALVOLA A SFERA, DOTATA DI VALVOLA DI SICUREZZA E TERMOCOPPIA

Dotata di valvola di sicurezza; viene fornita *compresa di cartuccia* con valvola a sfera (Cod. 01.0742.01), capacità 230 gr/410 ml; Gas: miscela di Propano/Butano.

TECLU BUNSEN BURNER WITH REPLACEMENT CARTRIDGE WITH SPHERICAL VALVE, EQUIPPED WITH SAFETY VALVE AND THERMOCOUPLE

Equipped with safety valve; *including cartridge* with spherical valve (Code 01.0742.01), capacity 230 gr/410 ml; Gas: Propane / Butane mixture.

01.5751.00



FLAMBATORE

Accensione piezoelettrica, maneggevole, sicuro e con rubinetto di regolazione del gas. **Completo di cartuccia** a forare 01.0741.00.

WELDER - FLAMBATORE

Piezoelectric ignition, easy to handle, safe and with gas adjustment tap. Supplied with punch cartridge 01.0741.00.

01.5752.00



MICROFLAMBATORE A GAS

- Pulsante di accensione ON/OFF - Accensione piezoelettrica - Anello di regolazione aria - Fiamma regolabile - Può operare rovesciato - Pulsante con blocco di sicurezza - Autonomia di esercizio 70 minuti - Ricaricabile con Gas Butano.

MICRO WELDER

- Power ON / OFF button - Piezoelectric ignition - Air adjustment ring - Adjustable flame - It can operate upside down - Button with safety lock - Running time 70 minutes - Refillable with Butane Gas.

01.0896.00

NEW



ADATTATORE E RIDUTTORE DI PRESSIONE PER ALIMENTAZIONE CON CARTUCCE A GAS

Viene fornito completo di una cartuccia a gas con valvola a sfera (Cod. 01.0742.01). Il tubo gas viene venduto separatamente (Cod. 01.1010.00).

ADAPTER AND PRESSURE REDUCER FOR SUPPLY WITH GAS CARTRIDGES

It is supplied complete with a gas cartridge with spherical valve (Cod. 01.0742.01). The gas pipe is sold separately (Cod. 01.1010.00).

01.0895.00 - 01.0895.01



BUNSEN ELETTRONICO GALAXY - POLIGAS

Viene fornito con ugelli intercambiabili adatti al gas liquido ed al gas metano. Accensione elettronica (non servono accendini o altre fiamme libere per accendere il bunsen). Incorpora un timer che permette lo spegnimento automatico con una regolazione da 0-30 sec. oppure 0-60 min.

Grazie alle sue dimensioni contenute è adatto all'utilizzo sotto cappa. è dotato di un dispositivo di sicurezza che in caso di surriscaldamento o di mancanza di gas spegne l'apparecchio ed emette un allarme sonoro. Può essere dotato di un comando a pedale (optional) che permette di scegliere se accendere/spegnere il dispositivo con una singola pressione del pedale o in alternativa far funzionare il bunsen solo fintanto che il pedale resta premuto.

In caso di mancanza di una rete gas, può essere alimentato a cartucce intercambiabili (optional).

In sostituzione dell'attacco tubo standard è disponibile anche l'attacco filettato da 1/2" o 1/4".

GALAXY ELECTRONIC BUNSEN - POLIGAS

It is supplied with interchangeable nozzles suitable for LPG and natural gas. Electronic ignition (it's not necessary a lighter or another open flame to light it). It has a built-in timer that allows 0-30 seconds or 0-60 minutes adjustment for automatic switch-off.

Thanks to its small size it is ideal for working under the laboratory fume hoods. It is equipped with a safety system that in case of overheating automatically switches off the bunsen and emits an acoustic warning. It is equipped with a safety system that automatically switches off the bunsen in the event of a gas failure and emits an acoustic warning. It can be equipped with a pedal (optional) that allows you to choose whether to turn on / off the bunsen with a single press (of the pedal) or alternatively to operate the bunsen only as long as the pedal remains pressed.

In the absence of a gas network, it can also be powered by cartridges (optional).

It's also available a 1/2" or 1/4" threaded connection.

01.0895.02



PEDALE PER BUNSEN ELETTRONICO

Permette di scegliere se accendere/spegnere il dispositivo con una singola pressione del pedale o in alternativa far funzionare il bunsen solo fintanto che il pedale resta premuto.

FOOT CONTROLLER FOR ELECTRONIC BUNSEN

It allows you to choose whether to turn on/off the bunsen with a single press (of the pedal) or alternatively to operate the bunsen only as long as the pedal remains pressed.



01.1000.00

ACCENDINO PIEZOELETTRICO

Accendino piezoelettrico.

PIEZOELECTRIC LIGHTER

Piezoelectric lighter.



01.1001.00

ACCENDINO A GAS PIEGHEVOLE

Accendino a gas (ricaricabile) con beccuccio pieghevole. Accensione piezo. Dotato di pulsante di sicurezza.

GAS LIGHTER WITH FOLDING SPOUT

Gas lighter (refillable) with folding spout. Piezo ignition. Equipped with safety button.



01.1005.00

CARTUCCIA GAS PER RICARICA

Cartuccia gas 90 gr. per ricaricare microflambatori o accendini. Fornito con sei diversi adattatori.

GAS CARTRIDGE FOR REFILLING

Gas cartridge (90 gr.) to refill micro welder or lighters. Supply with six different adapters.



01.1010.00

TUBO PER GAS LIQUIDO

Lunghezza minima 1 metro, conformità norma UNI 7140.

LIQUID GAS PIPE

Minimum length 1 meter, compliant with UNI 7140 standard.

Diametro interno Internal diameter	8 mm
Lunghezza Lenght	1 mt



01.1011.00

TUBO PER GAS METANO

Lunghezza minima 1 metro, conformità norma UNI 7140.

NATURAL GAS PIPE

Minimum length 1 meter, compliant with UNI 7140 standard.

Diametro interno Internal diameter	13 mm
Lunghezza Lenght	1 mt



01.1012.00

LAMPADA AD ALCOL

In acciaio inox, con regolazione stoppino e cappuccio di chiusura. Lo stoppino è intercambiabile.

ALCOHOL LAMP

Made of stainless steel, with wick adjustment and closing cap. The wick is interchangeable.

Capacità Capacity	60 ml
Diametro Diameter	65 mm
Altezza Height	50 mm

01.1013.00



STOPPINO DI RICAMBIO PER LAMPADA AD ALCOL

Lunghezza stoppino 1 metro.

SPARE WICK FOR ALCOHOL LAMP

Wick lenght 1 meter.

Lunghezza | Lenght1000 mm

01.1287.00 - 01.1287.03



FASCETTE STRINGITUBO

In acciaio inox.

HOSE CLAMP

Made of stainless steel.

Cod.	Apertura Opening
01.1287.00	7-11 mm
01.1287.01	10-16 mm
01.1287.02	16-27 mm
01.1287.03	25-37 mm