

Pinze crogiolo
Coltelli
Pinzette
Pinze emostatiche
Forbici
Bisturi
Lame bisturi
Set dissezione

Tongs for crucibles
Knives
Forceps
Hemostatic forceps
Scissors
Scalpel
Scalpel blades
Dissection set



Pinze manuali
Manuals tongs

02

02.1227.00 - 02.1232.00



PINZA PER CROGIOLO

Pinza per crogiolo in acciaio inox a doppia curvatura.

CRUCIBLE TONGS

Crucible tongs in stainless steel with double bend.

Cod.	Lunghezza Tot. Total Lenght
02.1227.00	200 mm
02.1228.00	250 mm
02.1229.00	300 mm
02.1231.00	400 mm
02.1232.00	500 mm

02.1227.01 - 02.1232.01



PINZA PER CROGIOLO RIVESTITA IN PTFE

Pinza per crogiolo a doppia curvatura.

PTFE COVERED CRUCIBLE TONGS

Crucible tongs with double bend.

Cod.	Lunghezza Tot. Total Lenght
02.1227.01	200 mm
02.1232.01	500 mm

02.1227.02



PINZE PER CROGIOLO CON MANICO IN PVC

Pinza crogiolo a doppia curvatura, in acciaio inox.

CRUCIBLE TONGS WITH PVC COVERED HANDLE

Crucible tongs with double bend.

Cod.	Lunghezza Tot. Total Lenght
02.1227.02	200 mm
02.1229.02	300 mm
02.1232.02	500 mm

02.1239.00



PINZE PER BICCHIERI

In acciaio inox e con rivestimento di protezione in PVC o sughero.

SAFETY TONGS FOR BEAKERS

Made of stainless steel, with PVC or cork protection.

Cod.	Apertura Opening	Lungh. tot. Total lenght	Materiale Material
02.1239.00	50-80 mm	320 mm	Sughero\Cork
02.1239.01	50-80 mm	320 mm	PVC
02.1243.00	25-50 mm	250 mm	Sughero\Cork
02.1243.01	25-50 mm	250 mm	PVC

02.1240.00



PINZA PER BEAKER CON BRANCHE INCROCIATE

In acciaio inox, rivestita in PVC, lunghezza 280 mm, adatte a beaker da 100 ml a 1500 ml.

BEAKER TONGS WITH CROSSED PRONGS

Made in stainless steel, covered in PVC, lenght 280 mm, suitable for beakers from 100 ml to 1500 ml.

02.1241.00 - 02.1241.01




PINZE PER PALLONI E MATRACCI

Pinze a forbice in acciaio inox con branchie piegate rivestite in sughero PVC per palloni, matracci ed altri recipienti.

TONGS FOR FLASKS AND MATRASSES

Stainless steel scissor forceps covered with cork or PVC for balls, flasks and other containers.

Cod.	Apertura Opening	Lungh. tot. Total lenght	Materiale Material
02.1241.00	17-50 mm	270 mm	Sughero\Cork
02.1241.01	17-50 mm	270 mm	PVC



PINZA PER CAPSULE
Pinza a forbice in acciaio inox, lunghezza 260 mm, con branche curve a tre ganci, adatta per capsule dal diametro da 70 mm a 125 mm.

TONGS FOR DISHES
Stainless steel scissor forceps, length 260 mm, with three-hook curved prongs, suitable for capsules with diameter from 70 mm to 125 mm.



PINZE PER MERCURIO A CAPSULA SFERICA
In acciaio inox, capsule diametro 25 mm, lunghezza 200 mm.

MERCURY TONGS
Made of stainless steel, dishes diameter 25 mm, lenght 200 mm.



COLTELLO PER TAGLIARE TUBI IN VETRO CON ROTELLA DI WIDIA
Per tubi con diametro fino a 33 mm.

KNIFE TO CUT GLASS TUBES WITH WIDIA WHEEL
For pipes up to 33 mm in diameter.



ROTELLA DI RICAMBIO
In widia.

SPARE WHEEL
Made of widia.



COLTELLO TAGLIASUGHERO E PER TUBI DI GOMMA, MANICO IN PLASTICA
In acciaio inox.

CORK CUTTER KNIFE AND FOR RUBBER TUBES, PLASTIC HANDLE
Made of stainless steel.

Lunghezza totale | *Total lenght* 170 mm



COLTELLO TAGLIASUGHERO E PER TUBI DI GOMMA, MANICO IN LEGNO
In acciaio inox.

CORK CUTTER KNIFE AND FOR RUBBER TUBES, WOODEN HANDLE
Made of stainless steel.

Lunghezza totale | *Total lenght* 170 mm


02.1477.00



COLTELLO TAGLIA VETRO CON LAMA IN WIDIA
Lama in widia intercambiabile, manico in plastica.

GLASS SIZE KNIFE WITH WIDIA BLADE
Interchangeable widia blade, plastic handle.

02.1477.01



LAMA DI RICAMBIO
In widia, 40x20 mm.

SPARE BLADE
Made of widia, 40x20 mm.

02.1477.02



COLTELLO PER LASTRE DI VETRO, CON 6 ROTTELLE IN WIDIA
Manico arrotondato.

KNIFE FOR GLASS SHEETS, WITH 6 WIDIA WHEELS
Rounded handle.

02.1478.00



COLTELLO CON LAMA RETRAIBILE
Lama regolabile, con possibilità di bloccaggio.

CUTTER
Easily regolable blade with possibility to block.

02.1652.00 - 02.1662.00



PINZA ANATOMICA PER MEDICAZIONI E DISSEZIONE
In acciaio inox, con punte arrotondate.

ANATOMIC FORCEP FOR MEDICATIONS AND DISSECTION
Made of stainless steel, with rounded tips.

Cod.	Lunghezza totale Total lenght
02.1652.00	110 mm
02.1653.00	120 mm
02.1654.00	140 mm
02.1655.00	160 mm
02.1657.00	200 mm
02.1659.00	240 mm
02.1662.00	300 mm

02.1654.01



PINZA ANATOMICA PER MEDICAZIONI E DISSEZIONI
Rivestita in PTFE, con punte arrotondate.

ANATOMIC FORCEPS FOR MEDICATIONS AND DISSECTIONS
PTFE covered, with round tips.

Lunghezza totale | Total lenght 140 mm

02.1663.00



PINZA KUENHE A PALE INCROCIATE

In acciaio inox, lunghezza totale 95 mm.

CROSSED BLADES FORCEPS, KUENHE TYPE

Made of stainless steel, total lenght 95 mm.

02.1663.01



PINZA BRUCELLES AUTOSERRANTE

In acciaio inox, lunghezza totale 160 mm.

BRUCELLES SELF TENSION FORCEPS

Made of stainless steel, total lenght 160 mm.

02.1664.00 - 02.1664.01



PINZA KUENHE PER VETRINI

Disponibili con punte curve o punte dritte. In acciaio inox, lunghezza totale 105 mm.

KUEHNE FORCEPS

Available with straight or curved tips. Made of stainless steel, tot. lenght mm 105.

Cod.	Modello Model
02.1664.00	Punte dritte\Straight tips
02.1664.01	Punte curve\Curved tips

02.1664.03



PINZA KUENHE PER VETRINI IN PTFE

Pinza con punte curve. Lunghezza totale 105 mm.

PTFE KUEHNE FORCEP

Forcep with curved tips. Total lenght 105 mm.

02.1665.00



PINZA PER SCHEGGE

In acciaio inox, lunghezza totale 120 mm.

SPLINTER FORCEPS

Made of stainless steel, total lenght 120 mm.

02.1666.00



PINZA PER PESINI RIVESTITA IN PVC

In acciaio inox, lunghezza 100 mm.

CLAMP FOR WEIGHTS COVERED IN PVC

Made of stainless steel, lenght 100 mm.




PINZA RUSSIAN CON PUNTE ARROTONDATE PER LA MANIPOLAZIONE
In acciaio inox, lunghezza totale 150 mm.
RUSSIAN FORCEPS WITH ROUNDED BEAKS FOR HANDLING
Made of stainless steel, total lenght 150 mm.




PINZA PER PESINI
Pinza in acciaio inox con punte diritte.
FORCEP FOR WEIGHTS
Stainless steel forcep with straight tips.

Lunghezza totale | *Total lenght* **110 mm**



PINZA PER MICROSCOPIA A PUNTE SOTTILI DIRITTE
In acciaio inox.
FORCEPS FOR MICROSCOPY WITH STRAIGHT AND THIN TIPS
Made of stainless steel.

Cod.	Lunghezza totale <i>Total lenght</i>
02.1668.00	110 mm
02.1669.00	120 mm
02.1670.00	140 mm
02.1671.00	160 mm
02.1671.01	200 mm



PINZA PER MICROSCOPIA A PUNTE SOTTILI DIRITTE IN PTFE

PTFE FORCEPS FOR MICROSCOPY WITH STRAIGHT AND THIN TIPS

Lunghezza totale | *Total lenght* **140 mm**



PINZA PER MICROSCOPIA A PUNTE SOTTILI CURVE
In acciaio inox.
FORCEPS FOR MICROSCOPY, CURVED AND FINE TIPS
Made of stainless steel.

Cod.	Lunghezza totale <i>Total lenght</i>
02.1672.00	110 mm
02.1673.00	120 mm
02.1674.00	140 mm
02.1675.00	160 mm
02.1675.01	200 mm



PINZA PER MICROSCOPIA A PUNTE SOTTILI CURVE IN PTFE

PTFE FORCEPS FOR MICROSCOPY, CURVED AND FINE TIPS

Lunghezza totale | *Total lenght* **140 mm**


02.1676.00 - 02.1676.01



PINZA DA MEDICAZIONE
Disponibili a punte curve o dritte. In acciaio inox, lunghezza 150 mm.

MEDICATION FORCEPS
Available with curved or straight tips. Made of stainless steel, lenght 150 mm.

02.1677.00 - 02.1677.04



PINZA DA MEDICAZIONE A DENTE DI TOPO
In acciaio inox.

MEDICATION MOUSE TOOTH FORCEPS
Made of stainless steel.

Cod.	Lunghezza totale Total lenght
02.1677.00	120 mm
02.1677.01	140 mm
02.1677.02	160 mm
02.1677.03	180 mm
02.1677.04	200 mm


02.1750.00



PINZETTA ANATOMICA USA E GETTA - STERILE
In acrilonitrile butadiene stirene, lunghezza 120 mm.

ANATOMICAL FORCEPS DISPOSABLE - STERILE
Made of ABS, lenght 120 mm.

02.1751.00



PINZETTA ANATOMICA USA E GETTA - NON STERILE
In polipropilene, lunghezza 125 mm.

ANATOMICAL FORCEPS DISPOSABLE - NOT STERILE
Made of polypropylene, lenght 125 mm.

02.1752.00



PINZETTA PER MEDICAZIONE STERILIZZABILE
In fibra di vetro e polipropilene, sterilizzabile in ossido di etilene e in autoclave a 125°C, lunghezza 125 mm.

MEDICAL FORCEPS STERILIZABLE
Made of glass fibre and polypropylene, eto sterilizable by eto and autoclavable at 125°C, lenght 125 mm.

02.1753.00



PINZA IN PTFE A PUNTE FINI DRITTE
Lunghezza 100 mm, temperatura min. 200°C - max 250°C.

FORCEPS WITH FINE STRAIGHT TIPS, MADE OF PTFE
Lenght 100 mm, temperature min. 200°C - max 250°C.

02.1680.00 - 02.1680.03



PINZA EMOSTATICA KOCHER A DENTE DI TOPO
In acciaio inox.
MOUSE TOOTH KOCHER HEMOSTATIC FORCEPS
Made of stainless steel.

Cod.	Lunghezza totale Total lenght
02.1680.00	140 mm
02.1680.01	160 mm
02.1680.02	180 mm
02.1680.03	200 mm

02.1681.00 - 02.1681.04



PINZA EMOSTATICA KLEMMER
In acciaio inox.
KLEMMER HEMOSTATIC FORCEPS
Made of stainless steel.

Cod.	Lunghezza totale Total lenght
02.1681.00	140 mm
02.1681.01	160 mm
02.1681.02	180 mm
02.1681.03	200 mm
02.1681.04	240 mm

02.1682.00 - 02.1683.00



FORBICI MICROSCOPIA A GAMBE DRITTE, PUNTE DRITTE
In acciaio inox.
MICROSCOPY SCISSORS WITH STRAIGHT FINGER - GRIP, STRAIGHT TIP
Made of stainless steel.

Cod.	Lunghezza totale Total lenght
02.1682.00	100 mm
02.1682.00	120 mm

02.1684.00 - 02.1685.00



FORBICI PER MICROSCOPIA A GAMBE DRITTE, PUNTE CURVE
In acciaio inox.
MICROSCOPY SCISSORS WITH STRAIGHT FINGER - GRIP, CURVED TIP
Made of stainless steel.

02.1686.00



FORBICI PER MICROSCOPIA A GAMBE DIVARICATE, PUNTE DRITTE
In acciaio inox, lunghezza totale 110 mm.
MICROSCOPY SCISSORS WITH RETRACTED FINGER - GRIP, STRAIGHT TIP
Made of stainless steel, total lenght 110 mm.

02.1687.00



FORBICI PER MICROSCOPIA A GAMBE DIVARICATE, PUNTE CURVE
In acciaio inox, lunghezza totale 110 mm.
MICROSCOPY SCISSORS WITH RETRACTED FINGER - GRIP, CURVED TIP
Made of stainless steel, total lenght 110 mm.

02.1688.00 - 02.1691.00



FORBICI PER CHIRURGIA PUNTE ALTERNE DRITTE
In acciaio inox.
SCISSORS FOR SURGERY, ALTERNATE AND STRAIGHT TIP
Made of stainless steel.

Cod.	Lunghezza totale Total lenght
02.1688.00	120 mm
02.1689.00	140 mm
02.1690.00	160 mm
02.1691.00	180 mm

02.1688.01 - 02.1691.01



FORBICI PER CHIRURGIA PUNTE ALTERNE CURVE
In acciaio inox.
SCISSORS FOR SURGERY, ALTERNATE AND CURVED TIP
Made of stainless steel.

Cod.	Lunghezza totale Total lenght
02.1688.01	120 mm
02.1689.01	140 mm
02.1690.01	160 mm
02.1691.01	180 mm

02.1692.00 - 02.1695.00



FORBICI PER CHIRURGIA PUNTE ACUTE DRITTE
In acciaio inox.
SCISSORS FOR SURGERY, ACUTE AND STRAIGHT TIP
Made of stainless steel.

Cod.	Lunghezza totale Total lenght
02.1692.00	120 mm
02.1693.00	140 mm
02.1694.00	160 mm
02.1695.00	180 mm

02.1696.00



FORBICI PER GESSO
In acciaio inox, lunghezza totale 150 mm.
SCISSORS FOR CHALK
Made of stainless steel, total lenght 150 mm.

02.1701.00 - 02.1702.00



FORBICI PUNTE ARROTONDATE
In acciaio inox.
CURVED TIP SCISSORS
Made of stainless steel.

Cod.	Lunghezza totale Total lenght
02.1701.00	100 mm
02.1702.00	130 mm

02.1703.01



FORBICI DA LAVORO CON LAME CORTE E PUNTE DRITTE
In acciaio nichelato, lunghezza totale 100 mm.
WORKING SCISSORS WITH SHORTS BLADES AND STRAIGHT TIP
Made of nickel plated steel, total lenght 100 mm.



FORBICI DA LAVORO CON LAME CORTE E PUNTE CURVE
In acciaio nichelato, lunghezza totale 100 mm.
WORKING SCISSORS WITH SHORTS BLADES AND CURVED TIP
Made of nickel plated steel, total lenght 100 mm.



FORBICI PROFESSIONALI CON LAME MICRODENTATE
In acciaio nichelato e con manici isolati in poliammide.
WORKING SCISSORS WITH MICRO - TOOTHED BLADES
Made of nickel plated steel and with polyamide covered handle.



FORBICI PROFESSIONALI DA LAVORO A LAME CORTE
In acciaio nichelato, manici ricoperti in polyamide, lunghezza totale 140mm.
PROFESSIONAL SCISSORS WITH SHORTS BLADES
Made of nickel plated steel and with polyamide covered handle, total lenght 140 mm.



FORBICI DA LAVORO
In acciaio nichelato.
WORKING SCISSORS
Made of nichel - plated steel.

Cod.	Lunghezza totale Total lenght
02.1704.00	150 mm
02.1705.00	180 mm



FORBICI DA LAVORO CON PUNTE ALTERNE
In acciaio inox, con manico ricoperto in Macrolon.
WORKING SCISSORS, ALTERNATE TIP
Made of stainless steel, with Makrolon covered handle.

Cod.	Lunghezza totale Total lenght
02.1706.01	130 mm
02.1707.00	150 mm
02.1708.00	180 mm



FORBICE MULTIUSO
In acciaio inox, manico angolato e rivestito in pvc.
MULTIPURPOSE SCISSOR
Made of stainless steel, angled handle and covered in pvc.



FORBICE PER UFFICIO
In acciaio inox.
OFFICE SCISSORS
Made of stainless steel.

Cod.	Lunghezza totale Total lenght
02.1709.00	180 mm
02.1710.00	230 mm



FORBICE MULTIUSO
Forbice in acciaio inox, smontabile, con manico rivestito in plastica. Lunghezza totale 210 mm.
MULTIPORPOSE SCISSOR
Stainless steel removable scissors, with plastic coated handle. Total length 210 mm.



BISTURI
In acciaio inox.
SCALPEL
Made of stainless steel.

Cod.	Lungh. tot. Total lenght	Tipo lama Type of blade
02.1711.00	150 mm	Lama panciuta\Pot-bellied blade
02.1712.00	150 mm	Lama retta\Straight blade



BISTURI MONOUSO STERILE
Manico in plastica, lama in acciaio inox.
DISPOSABLE STERILE SCALPEL
Plastic handle, stainless steel blade.

Cod.	Lama n. Blade n.	Lungh. tot. Total lenght
02.1711.01	11	137 mm
02.1712.02	10	137 mm



BISTURI MONOUSO STERILE
Manico in plastica, lama in acciaio inox.
DISPOSABLE STERILE SCALPEL
Plastic handle, stainless steel blade.

Cod.	Lama n. Blade n.	Lungh. tot. Total lenght
02.1729.00	12	137 mm
02.1730.00	15	137 mm



MANICO PORTALAMA, TIPO NR. 4
In acciaio inox.
BLADE HOLDER HANDLE, TYPE NR. 4
Made of stainless steel.

02.1719.00

MANICO PORTALAMA, TIPO NR. 3


In acciaio inox.

BLADE HOLDER HANDLE, TYPE NR. 3

Made of stainless steel.



02.1714.00 - 02.1718.01



LAME BISTURI - PER MANICI TIPO NR. 4

Lame bisturi sterili, monouso, in acciaio inox.

BLADES FOR HANDLES TYPE NR. 4

Dispisable, sterile, stainless steel blades.

Cod.	Lama n. Blade n.	Modello Model
02.1714.00	20	100 pz\pcs
02.1714.01	20	10 pz\pcs
02.1715.00	21	100 pz\pcs
02.1715.01	21	10 pz\pcs
02.1716.00	22	100 pz\pcs
02.1716.01	22	10 pz\pcs
02.1717.00	23	100 pz\pcs
02.1717.01	23	10 pz\pcs
02.1718.00	24	100 pz\pcs
02.1718.01	24	10 pz\pcs


02.1733.00

MANICO PORTALAMA, TIPO NR. 7


In acciaio inox.

BLADE HOLDER HANDLE, TYPE NR. 7

Made of stainless steel.



02.1732.00




RIMUOVI LAMA MONOUSO

Estrattore per lame bisturi, permette di evitare il contatto diretto con la lama - Confezione: 10 pezzi.

SCALPEL DISPOSABLE BLADE EXTRACTOR

Scalpel blade extractor, allows to avoid direct contact with the blade - Package: 10 pieces.

02.1720.00 - 02.1723.01



LAME BISTURI - PER MANICI TIPO NR. 3 - 7

Lame bisturi monouso, sterili, in acciaio inox.

BLADES FOR HANDLES TYPE NR. 3 - 7

Disposabe, sterile, stainless steel blades.

Cod.	Lama n. Blade n.	Modello Model
02.1720.00	10	100 pz\pcs
02.1720.01	10	10 pz\pcs
02.1721.00	11	100 pz\pcs
02.1721.01	11	10 pz\pcs
02.1722.00	12	100 pz\pcs
02.1722.01	12	10 pz\pcs
02.1723.00	15	100 pz\pcs
02.1723.01	15	10 pz\pcs

02.1736.00



SET PER DISSEZIONE 6 PEZZI CON VALIGETTA IN PELLE

Contenuto: N.1 Manico inox portalama, tipo nr. 4 - (Cod. 02.1713.00) N.1 Lama sterile nr. 20 - (1 pezzo - Cod. 02.1714.00) N.1 Ago a punta dritta in inox con manico in plastica - (Cod. 05.1100.00) N.1 Ago a punta lanceolata in inox con manico in plastica - (Cod. 05.1100.01) N.1 Forbice inox per microscopia - (Cod. 02.1686.00) N.1 Bisturi inox lama panciuta - (Cod. 02.1711.00).

DISSECTION SET 6 PIECES WITH LEATHER CASE

Contents: N. Blade holder handle in stainless steel, type nr. 4 - (Cod. 02.1713.00) N. Disposable sterile blade nr. 20 - (1 pc. - Cod. 02.1714.00) N. Stainless steel straight needle with plastic handle - (Cod. 05.1100.00) N. Stainless steel lanceolate needle with plastic handle - (Cod. 05.1100.01) N. Stainless steel microscopy scissor - (Cod. 02.1686.00) N. Stainless steel scalpel with lanceolate blade - (Cod. 02.1711.00).

02.1737.00



SET PER DISSEZIONE 9 PEZZI CON VALIGETTA IN PELLE

Contenuto: N.1 Manico inox portalama, tipo nr. 4 - (Cod. 02.1713.00) N.1 Lama sterile nr. 20 - (1 pezzo - Cod. 02.1714.00) N.1 Manico inox portalama, tipo nr. 3 - (Cod. 02.1719.00) N.1 Lama sterile nr. 11 - (1 pezzo - Cod. 02.1721.00) N.1 Ago a punta dritta in inox con manico in plastica - (Cod. 05.1100.00) N.1 Ago a punta lanceolata in inox con manico in plastica - (Cod. 05.1100.01) N.1 Pinzetta inox per dissezione - (Cod. 02.1654.00) N.1 Forbice inox per microspia - (Cod. 02.1686.00) N.1 Bisturi inox lama panciuta - (Cod. 02.1711.00).

DISSECTION SET 9 PIECES WITH LEATHER CASE

Contents: N. Blade holder handle in stainless steel, type nr. 4 - (Cod. 02.1713.00) N. Disposable sterile blade nr. 20 - (1 pc. - Cod. 02.1714.00) N. Blade holder handle in stainless steel, type nr. 3 - (Cod. 02.1719.00) N. Disposable sterile blade nr. 11 - (1 pc. - Cod. 02.1721.00) N. Stainless steel straight needle with plastic handle - (Cod. 05.1100.00) N. Stainless steel lanceolate needle with plastic handle - (Cod. 05.1100.01) N. Stainless steel dissection forcep - (Cod. 02.1654.00) N. Stainless steel microscopy scissor - (Cod. 02.1686.00) N. Stainless steel scalpel with lanceolate blade - (Cod. 02.1711.00).