


PASTEUR PIPETTES
PIPETTE PASTEUR

Pasteur pipettes are essential tools for handling and dispensing liquids in various laboratory settings. Made of durable low-density polyethylene (LDPE), they offer long-lasting performance and resistance to various chemicals. Designed for single use, these pipettes ensure maximum hygiene and minimize the risk of cross-contamination among samples. The transparent material allows the clear visualization of the contents and liquid volume, facilitating accurate measurement. Suitable for a wide range of applications in clinical, research, and industrial laboratories.

Available non-sterile in dispenser boxes, sterile in bags of 5, and sterile in individual packaging.

Le pipette Pasteur sono strumenti indispensabili per la manipolazione e la dispensazione di liquidi in vari contesti di laboratorio. Realizzate in polietilene (LDPE), offrono una lunga durata e resistenza a vari agenti chimici. Progettate per un uso singolo, queste pipette assicurano la massima igiene e minimizzano il rischio di contaminazione incrociata tra campioni. Il materiale trasparente permette una chiara visualizzazione del contenuto e del volume di liquido, facilitando la misurazione accurata. Adatte per un'ampia gamma di applicazioni in laboratori clinici, di ricerca e industriali.

Disponibili non sterili in scatole dispenser, sterili in confezioni da 5 pezzi e sterili in confezione singola.

1 ML PASTEUR PIPETTES
PIPETTE PASTEUR DA 1 ML

Length 150 mm
External capillary Ø 5 mm
Total capacity 5 ml
Bulb draw 3.1 ml
Drop vol. 45 µl (about 23 drops/ml)
Double graduated scale at 0.25 - 0.50 - 0.75 - 1 ml

*Lunghezza 150 mm
Capillare esterno Ø 5 mm.
Capacità totale 5 ml
Capacità bulbo 3,1 ml
Vol. goccia 45 µl (circa 23 gocce/ml)
Doppia scala graduata a 0,25 - 0,50 - 0,75 - 1 ml*

COD.	TIPO/TYPE	PACKAGING/CONFEZIONE
1501	Non sterile	Dispenser boxes 500 pcs
1501/SG	Sterile	Bags / Sacchetti 5 pcs
1501/SG/CS	Sterile	Individually wrapped / Confezione singola

3 ML PASTEUR PIPETTES
PIPETTE PASTEUR DA 3 ML

Length 150 mm
External capillary Ø 7.8 mm
Total capacity 7.5 ml
Bulb draw 3.2 ml
Drop vol. 50 µl (about 20 drops/ml)
Double graduated scale at 0.50 - 1 - 1.50 - 2 - 2.50 - 3 ml

*Lunghezza 150 mm
Capillare esterno Ø 7,8 mm.
Capacità totale 7,5 ml
Capacità bulbo 3,2 ml
Vol. goccia 50 µl (circa 20 gocce/ml)
Doppia scala graduata a 0,50 - 1 - 1,50 - 2 - 2,50 - 3 ml*

COD.	TIPO/TYPE	PACKAGING/CONFEZIONE
1502	Non sterile	Dispenser boxes 500 pcs
1502/SG	Sterile	Bags / Sacchetti 5 pcs
1502/SG/CS	Sterile	Individually wrapped / Confezione singola

CAPILLARY PASTEUR PIPETTES
PIPETTE PASTEUR CAPILLARI

Length 150 mm
External capillary Ø 2.5 mm
Bulb draw 3.3 ml
Drop vol. 40 µl (about 25 drops/ml)
Without graduation

*Lunghezza 150 mm
Capillare esterno Ø 2,5 mm.
Capacità bulbo 3,3 ml
Vol. goccia 40 µl (circa 25 gocce/ml)
Non graduate*

COD.	TIPO/TYPE	PACKAGING/CONFEZIONE
1503	Non sterile	Dispenser boxes 500 pcs
1503/SG	Sterile	Bags / Sacchetti 5 pcs
1503/SG/CS	Sterile	Individually wrapped / Confezione singola



FINE TIP PASTEUR PIPETTES

PIPETTE PASTEUR PUNTA FINE



Length 150 mm
External capillary Ø 4.5 mm
Bulb draw 5.1 ml
Drop vol. 14 µl (about 72 drops/ml)
Without graduation

Lunghezza 150 mm
Capillare esterno Ø 4,5 mm.
Capacità bulbo 5,1 ml
Vol. goccia 14 µl (circa 72 gocce/ml)
Non graduate

COD.	TYPE/TIPO	PACKAGING/CONFEZIONE
1511	Non sterile	Dispenser boxes 500 pcs / Scatole da 500 pz
1511/SG	Sterile	Bags of 5 pcs / Sacchetti da 5 pz
1511/SG/CS	Sterile	Individually wrapped / Confezione singola

LONG STEM PASTEUR PIPETTES

PIPETTE PASTEUR GAMBO LUNGO



Length 230 mm
External capillary Ø 5 mm
Bulb draw 5 ml
Drop vol. 45 µl (about 23 drops/ml)
Single graduation at 1.5 ml

Lunghezza 230 mm
Capillare esterno Ø 5 mm.
Capacità bulbo 5 ml
Vol. goccia 45 µl (circa 23 gocce/ml)
Graduate a 1,5 ml

COD.	TYPE/TIPO	PACKAGING/CONFEZIONE
1523	Non sterile	Dispenser boxes 400 pcs / Scatole da 400 pz
1523/SG	Sterile	Bags of 5 pcs / Sacchetti 5 pcs
1523/SG/CS	Sterile	Individually wrapped / Confezione singola

SHORT STEM PASTEUR PIPETTES

PIPETTE PASTEUR GAMBO CORTO



Length 85 mm
External capillary Ø 2.5 mm
Bulb draw 4.1 ml
Drop vol. 40 µl (about 25 drops/ml)
Without graduation

Lunghezza 85 mm
Capillare esterno Ø 2,5 mm.
Capacità bulbo 4,1 ml
Vol. goccia 40 µl (circa 25 gocce/ml)
Non graduate

COD.	TYPE/TIPO	PACKAGING/CONFEZIONE
1515	Non sterile	Dispenser boxes 500 pcs / Scatole da 500 pz
1515/SG	Sterile	Bags of 5 pcs / Sacchetti da 5 pz
1515/SG/CS	Sterile	Individually wrapped / Confezione singola

DROPPING BULBS

TETTARELLE CONTAGOCCE



Flexible natural colour latex bulbs, olive shape with rim, create suction and dispensing capacity when used with glass Pasteur pipettes and Ranvier dropping tubes.
For easy dispensing of liquids, provide intuitive manual pipetting control.

Tettarelle flessibili in lattice colore naturale, formato oliva con orlo, creano capacità di aspirazione ed erogazione quando sono utilizzate con pipette Pasteur di vetro e contagocce di Ranvier. Per una facile erogazione di liquidi, consentono un intuitivo controllo manuale del pipetaggio.

Upper outer diameter: 13.04 mm
Inner diameter (opening): 5 mm

Diametro esterno superiore: 13,04 mm
Diametro interno (apertura): 5 mm

COD.	VOL. ML	H. MM	RIM/ORLO MM
1500	2	45	40