

05.0603.00 - 05.0606.00



POMPE ASPIRANTI AD ACQUA PER LIQUIDI E VAPORI

Modello in ottone cromato. Capacità d'aspirazione: 100 litri/ore ad una pressione dell'acqua di 3,5 bar a 20°C. Consumo d'acqua: 0,5 litri/minuto Lunghezza totale montata: 230 mm Diametro raccordo di aspirazione: 9 mm.

WATER SUCTION PUMPS FOR LIQUIDS AND VAPORS

Made of chromed-plated brass. Suction power: 100 litres/h at 3,5 bar water pressure and 20° C. temperature Water consumption: 5 litres/minute Total lenght: 230 mm assembled Weight: 200 gr Suction coupling diameter: 9 mm.

Cod.	Modello Model
05.0603.00	Con attacco portagomma Ø 17,5 mm With hose connection Ø 17,5 mm
05.0604.00	Con attacco 3/8" gas\With 3/8" gas connection
05.0605.00	Con attacco 1/2" gas\With 1/2" gas connection
05.0606.00	Con attacco 3/4" gas\With 3/4" gas connection

05.0611.00 - 05.0614.00



POMPE ASPIRANTI AD ACQUA PER LIQUIDI E VAPORI CON VUOTOMETRO

Modello pesante in ottone cromato, con vuotometro a bagno di glicerina. Capacità d'aspirazione: 100 litri/ore ad una pressione dell'acqua di 3,5 bar a 20°C. Consumo d'acqua: 0,5 litri/minuto Lunghezza totale montata: 230 mm Diametro raccordo di aspirazione: 9 mm.

WATER SUCTION PUMPS FOR LIQUIDS AND VAPORS WITH VACUUM METER

Made of chromed-plated brass, heavy model, with vacuum meter with glycerine bath dial. Suction power: 100 litres/h at 3,5 bar water pressure and 20° C. temperature Water consumption: 5 litres/minute Total lenght: 230 mm assembled Weight: 200 gr Suction coupling diameter: 9 mm.

Cod.	Modello Model
05.0611.00	Con attacco portagomma Ø 17,5 mm With hose connection Ø 17,5 mm
05.0612.00	Con attacco 3/8" gas\With 3/8" gas connection
05.0613.00	Con attacco 1/2" gas\With 1/2" gas connection
05.0614.00	Con attacco 3/4" gas\With 3/4" gas connection

05.0624.00



VUOTOMETRO

Vuotometro con quadrante a bagno di glicerina, con base, con portagomma Ø 10 mm e rubinetto. Doppia scala: bar (da 0 a -1) e mm Hg (da 0 a -760).

VACUUM METERS

Vacuum meter with glycerine bath dial, with base, with hose connector Ø 10 mm and tap. Dual scale: bar (from 0 to -1) and mm Hg (from 0 to -760).

05.0625.00



VUOTOMETRO - FILETTO 1/4 GAS

Vuotometro di ricambio Ø mm 63 con cassa inox e meccanismo in bagno di glicerina; doppia scala bar (da 0 a -1) e mm Hg (da 0 a -760); precisione classe 2,5.

VACUUM METERS - THREAD 1/4 GAS

Spare vacuum meter, Ø 63 mm with stainless steel case and mechanism in glycerine bath; dual scale ar (from 0 to -1) and mm Hg (from 0 to -760); precision class 2,5.

05.0700.00 - 05.0703.00



ANELLI STABILIZZANTI PER MATRACCI

Rivestiti in PVC.

STABILIZING RINGS FOR FLASKS

PVC covered.

Cod.	Capacità Capacity	Diam. inter. Inter. diam.
05.0700.00	Per matracci\For flasks 125-500 ml	Ø 48 mm
05.0701.00	Per matracci\For flasks 250-1000 ml	Ø 56 mm
05.0702.00	Per matracci\For flasks 500-2000 ml	Ø 61 mm
05.0703.00	Per matracci\For flasks 1000-4000 ml	Ø 74 mm