

# TEST TUBES AND STOPPERS *PROVETTE E TAPPI*

# .01



# APTACA



# TEST TUBES AND STOPPERS

PROVETTE E TAPPI

01

TEST TUBES WITH SCREW CAP  
PROVETTE CON TAPPO A VITE

APRACA



## 50 ML CONICAL CENTRIFUGE TEST TUBES

PROVETTE PER CENTRIFUGA CONICHE DA 50 ML



Polypropylene (PP) test tubes, graduated, with polypropylene (PP) screw cap which guarantees a perfect leakproof. Non-cytotoxic, biologically inert.

Vol. 50 ml.  
Ø 30 x 115 mm.  
RCF max = 8,500 g. (fixed angle rotor).  
4,000 g. (swing bucket).  
Autoclavable at +121 °C and freezable up to -80 °C.

In polipropilene (PP), graduate, con tappo a vite in polipropilene (PP) che ne garantisce la perfetta tenuta. Non citotossiche, biologicamente inerti.

Vol. 50 ml.  
Ø 30 x 115 mm.  
RCF max = 8,500 g. (rotore angolo fisso).  
4.000 g. (rotore basculante).  
Autoclavabili a +121 °C e congelabili fino a -80 °C.

| COD.        | TYPE/TIPO             | PACKAGING/CONFEZIONE                       | CAP/TAPPO              |
|-------------|-----------------------|--------------------------------------------|------------------------|
| 10351       | Non sterile           | Bags / Sacchetti 100 pcs                   | ● Light Blue / Azzurro |
| 10351/SG    | Sterile, pyrogen free | Bags / Sacchetti 100 pcs                   | ● Red / Rosso          |
| 10351/SG/CS | Sterile, pyrogen free | Individually wrapped<br>Confezione singola | ● Red / Rosso          |

## 50 ML SCREEN-PRINTED CONICAL CENTRIFUGE TEST TUBES

PROVETTE PER CENTRIFUGA CONICHE DA 50 ML SERIGRAFATE

Polypropylene (PP) test tubes, graduated scale and large writing area screen-printed, with tight polyethylene (HDPE) light blue screw cap. Non-cytotoxic, biologically inert.

Vol. 50 ml.  
Ø 30 x 115 mm.  
RCF max = 10,000 g.  
Autoclavable at +121 °C and freezable up to -80 °C.

In polipropilene (PP), scala graduata e ampia area di scrittura serigrafata, con tappo a vite azzurro in polietilene (HDPE) che ne garantisce la perfetta tenuta. Non citotossiche, biologicamente inerti.

Vol. 50 ml.  
Ø 30 x 115 mm.  
RCF max = 10,000 g.  
Autoclavabili a +121 °C e congelabili fino a -80 °C.



| COD.        | TYPE/TIPO             | PACKAGING/CONFEZIONE                      |
|-------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| 50351       | Non sterile           | Bags / Sacchetti 25 pcs                   |
| 50351/SG    | Sterile, pyrogen free | Bags / Sacchetti 25 pcs                   |
| 50351/SG/CS | Sterile, pyrogen free | Individually wrapped / Confezione singola |
| 65351       | Non sterile           | 25 places rack / Rack da 25 pezzi         |
| 65351/SG    | Sterile, pyrogen free | 25 places rack / Rack da 25 pezzi         |

NEW product



## 50 ML CONICAL CENTRIFUGE TEST TUBES METAL FREE, DNase/RNase FREE

PROVETTE PER CENTRIFUGA CONICHE DA 50 ML METAL FREE, DNasi/RNasi FREE



Polypropylene (PP) conical bottom tubes, dual graduation scale to avoid parallax error due to viewing angle, and large screen-printed writing area. White screw cap in polyethylene (HDPE) guaranteed to be airtight at -95kPa. Free of metals with an ICP-MS detection limit of less than one part per million (PPM). DNase & RNase free, non-cytotoxic, biologically inert.

Vol. 50 ml - Ø 30 x 115 mm  
RCF max = 20,000 g.  
Autoclavable at +121 °C and freezable up to -80 °C.

Provette in polipropilene (PP) fondo conico, doppia scala graduata per evitare l'errore di parallasse dovuto all'angolo di visualizzazione e ampia area di scrittura serigrafata, tappo a vite bianco in polietilene (HDPE) garantito a tenuta -95kPa. Esenti da metalli con limite di rilevamento con ICP-MS inferiore ad una parte per milione (PPM). DNasi & RNasi free, non citotossiche, biologicamente inerti.

Vol. 50 ml - Ø 30 x 115 mm.  
RCF max = 20.000 g.  
Autoclavabili a +121 °C e congelabili fino a -80 °C.

| COD.        | TYPE/TIPO             | PACKAGING/CONFEZIONE                    |
|-------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| 40351       | Non sterile           | Bags / Sacchetti 25 pcs                 |
| 40351/SG    | Sterile, pyrogen free | Bags / Sacchetti 25 pcs                 |
| 40351/SG/CS | Sterile, pyrogen free | Individually wrapped/Confezione singola |
| 75351       | Non sterile           | 25 places rack/Rack da 25 pezzi         |
| 75351/SG    | Sterile, pyrogen free | 25 places rack/Rack da 25 pezzi         |

## 50 ML CONICAL CENTRIFUGE TEST TUBES with self-standing base

PROVETTE PER CENTRIFUGA CONICHE DA 50 ML con base d'appoggio

Polypropylene (PP) test tubes, graduated, with polypropylene (PP) screw cap which guarantees a perfect leakproof. Non-cytotoxic, biologically inert.

Vol. 50 ml.  
Ø 30 x 115 mm.  
RCF max = 8,500 g.  
Autoclavable at +121 °C and freezable up to -80 °C.

In polipropilene (PP), graduate, con tappo a vite in polipropilene (PP) che ne garantisce la perfetta tenuta. Non citotossiche, biologicamente inerti.

Vol. 50 ml.  
Ø 30 x 115 mm.  
RCF max = 8,500 g.  
Autoclavabili a +121 °C e congelabili fino a -80 °C.



| COD.        | TYPE/TIPO             | PACKAGING/CONFEZIONE                       | CAP/TAPPO              |
|-------------|-----------------------|--------------------------------------------|------------------------|
| 20351       | Non sterile           | Bags / Sacchetti 100 pcs                   | ● Light Blue / Azzurro |
| 20351/SG    | Sterile, pyrogen free | Bags / Sacchetti 100 pcs                   | ● Red / Rosso          |
| 20351/SG/CS | Sterile, pyrogen free | Individually wrapped<br>Confezione singola | ● Red / Rosso          |

### 50 ML SCREEN-PRINTED CENTRIFUGE CONICAL TEST TUBES with self-standing base

#### PROVETTE PER CENTRIFUGA CONICHE DA 50 ML SERIGRAFATE con base d'appoggio

Polypropylene (PP) test tubes, graduated scale and large writing area screen-printed, with self-standing base and light blue polyethylene (HDPE) tight screw cap. Non-cytotoxic, biologically inert.

Vol. 50 ml.  
Ø 30 x 115 mm.  
RCF max = 8,500 g.  
Autoclavable at +121°C and freezable up to -80 °C.

In polipropilene (PP), scala graduata e ampia area di scrittura serigrafate, con base d'appoggio e tappo a vite azzurro in polietilene (HDPE) che ne garantisce la perfetta tenuta. Non citotossiche, biologicamente inerti.

Vol. 50 ml.  
Ø 30 x 115 mm.  
RCF max = 8,500 g.  
Autoclavabili a +121°C e congelabili fino a -80 °C.



| COD.        | TYPE/TIPO             | PACKAGING/CONFEZIONE                      |
|-------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| 50354       | Non sterile           | Bags / Sacchetti 25 pcs                   |
| 50354/SG    | Sterile, pyrogen free | Bags / Sacchetti 25 pcs                   |
| 50354/SG/CS | Sterile, pyrogen free | Individually wrapped / Confezione singola |



Polypropylene (PP) test tubes, graduated, with polypropylene (PP) screw cap which guarantees a perfect leakproof. Non-cytotoxic, biologically inert.

Vol. 15 ml.  
Ø 17 x 120 mm.  
RCF max = 5,000 g. (fixed angle rotor).  
Autoclavable at +121 °C and freezable up to -80 °C.

In polipropilene (PP), graduate, con tappo a vite in polipropilene (PP) che ne garantisce la perfetta tenuta. Non citotossiche, biologicamente inerti

Vol. 15 ml.  
Ø 17 x 120 mm.  
RCF max = 5,000 g. (rotore angolo fisso).  
Autoclavabili a +121 °C e congelabili fino a -80 °C.

| COD.        | TYPE/TIPO             | PACKAGING/CONFEZIONE                       | CAP/TAPPO              |
|-------------|-----------------------|--------------------------------------------|------------------------|
| 10352       | Non sterile           | Bags / Sacchetti 150 pcs                   | ● Light Blue / Azzurro |
| 10352/SG    | Sterile, pyrogen free | Bags / Sacchetti 150 pcs                   | ● Red / Rosso          |
| 10352/SG/CS | Sterile, pyrogen free | Individually wrapped<br>Confezione singola | ● Red / Rosso          |

### 15 ML CONICAL CENTRIFUGE TEST TUBES IN PS

#### PROVETTE IN PS PER CENTRIFUGA CONICHE DA 15 ML

Polystyrene (PS) test tubes, graduated, with yellow polyethylene (HDPE) screw cap which guarantees a perfect leakproof. Non-cytotoxic, biologically inert.

Vol. 15 ml  
Ø 17 x 120 mm  
RCF max = 3,500 x g.

Provette in polistirolo (PS), graduate, tappo a vite giallo in polietilene (HDPE) che ne garantisce la perfetta tenuta. Non citotossiche, biologicamente inerti.

Vol. 15 ml  
Ø 17 x 120 mm  
RCF max = 3.500 x g.

| COD.        | TYPE/TIPO             | PACKAGING/CONFEZIONE                      |
|-------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| 11452       | Non sterile           | Bags / Sacchetti 150 pcs                  |
| 11452/SG    | Sterile, pyrogen free | Bags / Sacchetti 150 pcs                  |
| 11452/SG/CS | Sterile, pyrogen free | Individually wrapped / Confezione singola |



### 15 ML SCREEN-PRINTED CONICAL CENTRIFUGE TEST TUBES

#### PROVETTE PER CENTRIFUGA CONICHE DA 15 ML SERIGRAFATE



Polypropylene (PP) test tubes, graduated scale and large writing area screen-printed, with light blue polyethylene (HDPE) tight screw cap. Non-cytotoxic, biologically inert.

Vol. 15 ml.  
Ø 17 x 120 mm.  
RCF max = 10,000 g.  
Autoclavable at +121°C and freezable up to -80 °C.

In polipropilene (PP), scala graduata e ampia area di scrittura serigrafate, con tappo a vite azzurro in polietilene (HDPE) che ne garantisce la perfetta tenuta. Non citotossiche, biologicamente inerti.

Vol. 15 ml.  
Ø 17 x 120 mm.  
RCF max = 10,000 g.  
Autoclavabili a +121°C e congelabili fino a -80 °C.

| COD.        | TYPE/TIPO             | PACKAGING/CONFEZIONE                      |
|-------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| 50352       | Non sterile           | Bags / Sacchetti 50 pcs                   |
| 50352/SG    | Sterile, pyrogen free | Bags / Sacchetti 50 pcs                   |
| 50352/SG/CS | Sterile, pyrogen free | Individually wrapped / Confezione singola |
| 65352       | Non sterile           | 50 places rack / Rack da 50 pezzi         |
| 65352/SG    | Sterile, pyrogen free | 50 places rack / Rack da 50 pezzi         |



# TEST TUBES AND STOPPERS

PROVETTE E TAPPI

01

TEST TUBES WITH SCREW CAP  
PROVETTE CON TAPPO A VITE

APTACA

NEW  
product

CE



## 15 ML CONICAL CENTRIFUGE TEST TUBES METAL FREE, DNase/RNase FREE PROVETTE PER CENTRIFUGA CONICHE DA 15 ML METAL FREE, DNasi/RNasi FREE

Polypropylene (PP) test tubes conical bottom, screen-printed graduated scale and large writing area, white polyethylene (HDPE) screw cap leak-proof at -95kPa. Metal free below an ICP-MS detection level of One part per Million (PPM). DNase & RNase free, non-cytotoxic, biologically inert.  
Vol. 15 ml - Ø 17 x 120 mm  
RCF max = 20,000 x g.  
Autoclavable at +121 °C and freezable up to -80 °C

Provette in polipropilene (PP) fondo conico, scala graduata e ampia area di scrittura serigrafata, tappo a vite bianco in polietilene (HDPE) garantito a tenuta -95kPa. Esenti da metalli con limite di rilevamento con ICP-MS inferiore ad una parte per milione (PPM). DNasi & RNasi free, non citotossiche, biologicamente inerti.  
Vol. 15 ml - Ø 17 x 120 mm  
RCF max = 20.000 x g.  
Autoclavabili a +121°C e congelabili fino a -80°C

| COD.        | TYPE/TIPO             | PACKAGING/CONFEZIONE                      |
|-------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| 40352       | Non sterile           | Bags / Sacchetti 25 pcs                   |
| 40352/SG    | Sterile, pyrogen free | Bags / Sacchetti 25 pcs                   |
| 40352/SG/CS | Sterile, pyrogen free | Individually wrapped / Confezione singola |
| 75352       | Non sterile           | 25 places rack / Rack da 25 pezzi         |
| 75352/SG    | Sterile, pyrogen free | 25 places rack / Rack da 25 pezzi         |

## 15 ML CONICAL CENTRIFUGE TEST TUBES with self-standing base PROVETTE PER CENTRIFUGA CONICHE DA 15 ML con base d'appoggio

Polypropylene (PP) test tubes, graduated, with polypropylene (PP) screw cap which guarantees a perfect leakproof, conical bottom and self-standing base. Non-cytotoxic, biologically inert.

Vol. 15 ml  
Ø 17 x 120 mm  
RCF max = 3,500 x g.

Provette in polipropilene (PP), graduate, tappo a vite in polipropilene (PP) che ne garantisce una perfetta tenuta, fondo conico e base d'appoggio. Non citotossiche, biologicamente inerti.

Vol. 15 ml  
Ø 17 x 120 mm  
RCF max = 3.500 x g.

| COD.        | TYPE/TIPO             | PACKAGING/CONFEZIONE                       | CAP/TAPPO            |
|-------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| 20352       | Non sterile           | Bags / Sacchetti 150 pcs                   | Light Blue / Azzurro |
| 20352/SG    | Sterile, pyrogen free | Bags / Sacchetti 150 pcs                   | Red / Rosso          |
| 20352/SG/CS | Sterile, pyrogen free | Individually wrapped<br>Confezione singola | Red / Rosso          |

CE



NEW  
product



CE



## TUBES FOR LIGHT-SENSITIVE MATERIALS AND REACTIONS PROVETTE PER CAMPIONI FOTOSENSIBILI

Sterile, pyrogen-free, manufactured in polypropylene white colour, conical, with screen-printed graduation in green, leakproof screw cap. They ensure a complete shielding of the sample in order to preserve, in security, light-sensitive materials (drugs, H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, Chemicals, Reagents, etc.). Excellent resistance to low and high temperatures, good resistance to chemical agents. Autoclavable at +121 °C and freezable up to -80 °C. RCF max = 5,000 g.

Sterili, apirogene, prodotte in polipropilene di colore bianco, coniche, con graduazione serigrafata in verde, tappo a vite a tenuta ermetica. Garantiscono una completa schermatura del campione per poter conservare in sicurezza materiali fotosensibili (farmaci, H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, prodotti chimici, reagenti, ecc.). Ottima resistenza alle basse e alte temperature, buona resistenza agli agenti chimici. Autoclavabili a +121 °C e congelabili fino a -80 °C. RCF max = 5.000 g.

| COD.        | VOL. ML | DIM. MM    | PACKAGING/CONFEZIONE                                                                       |
|-------------|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 70461/SG    | 50      | Ø 30 x 115 | Bags / Sacchetti 25 pz                                                                     |
| 70461/SG/CS | 50      | Ø 30 x 115 | Individually wrapped / Confezione singola                                                  |
| 80461/SG    | 50      | Ø 30 x 115 | With self-standing base / Con base d'appoggio<br>Bags / Sacchetti 25 pz                    |
| 80461/SG/CS | 50      | Ø 30 x 115 | With self-standing base / Con base d'appoggio<br>Individually wrapped / Confezione singola |
| 70462/SG    | 15      | Ø 17 x 120 | Bags / Sacchetti 25 pz                                                                     |
| 70462/SG/CS | 15      | Ø 17 x 120 | Individually wrapped / Confezione singola                                                  |

## 13.5 ML CONICAL CENTRIFUGE TEST TUBES PROVETTE PER CENTRIFUGA CONICHE DA 13,5 ML

Available in polystyrene (PS) and polypropylene (PP), graduated at 5 and 10 ml, strong thickness, suitable for centrifuge use, with screw cap which guarantees a perfect leakproof. Polypropylene (PP) versions are autoclavable at +121°C and freezable up to -80°C. Non-cytotoxic, biologically inert.

Vol. 13,50 ml. - Ø 16 x 110 mm.  
RCF max = 8,000 g.

Disponibili in polistirolo (PS) e in polipropilene (PP), graduate a 5 e 10 ml, di forte spessore, adatte per l'utilizzo in centrifuga, con tappo a vite che ne garantisce la perfetta tenuta. Le versioni in polipropilene (PP) sono autoclavabili a +121°C e congelabili fino a -80°C. Non citotossiche, biologicamente inerti.

Vol. 13,50 ml. - Ø 16 x 110 mm.  
RCF max = 8.000 g.

| COD.        | MAT. | TYPE/TIPO             | PACKAGING/CONFEZIONE                      | CAP/TAPPO      |
|-------------|------|-----------------------|-------------------------------------------|----------------|
| 11581       | PS   | Non sterile           | Bags / Sacchetti 150 pcs                  | White / Bianco |
| 11581/SG    | PS   | Sterile, pyrogen free | Bags / Sacchetti 150 pcs                  | White / Bianco |
| 11581/SG/CS | PS   | Sterile, pyrogen free | Individually wrapped / Confezione singola | Red / Rosso    |
| 11681       | PP   | Non sterile           | Bags / Sacchetti 150 pcs                  | White / Bianco |
| 11681/SG    | PP   | Sterile, pyrogen free | Bags / Sacchetti 150 pcs                  | White / Bianco |
| 11681/SG/CS | PP   | Sterile, pyrogen free | Individually wrapped / Confezione singola | Red / Rosso    |

CE



## 10 ML SCREEN-PRINTED CONICAL CENTRIFUGE TEST TUBES

### PROVETTE PER CENTRIFUGA CONICHE SERIGRAFATE DA 10 ML

Polypropylene (PP) test tubes, graduated scale and large writing area screen-printed, with polyethylene (HDPE) light blue tight screw cap. Non-cytotoxic, biologically inert.

In polipropilene (PP), scala graduata e ampia area di scrittura serigrafata, tappo a vite in polietilene (HDPE) azzurro che ne garantisce la perfetta tenuta. Non citotossiche, biologicamente inerti.

Vol. 10 ml.  
Ø 16 x 100 mm.  
RCF max = 10,000 g.  
Autoclavable at +121 °C and freezable up to -80 °C.

Vol. 10 ml.  
Ø 16 x 100 mm.  
RCF max = 10,000 g.  
Autoclavabili a +121 °C e congelabili fino a -80 °C.



graduated  
scale  
screen  
printed



| COD.        | TYPE/TIPO             | PACKAGING/CONFEZIONE                      |
|-------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| 50353       | Non sterile           | Bags / Sacchetti 100 pcs                  |
| 50353/SG    | Sterile, pyrogen free | Bags / Sacchetti 100 pcs                  |
| 50353/SG/CS | Sterile, pyrogen free | Individually wrapped / Confezione singola |



## 20 ML CYLINDRICAL TEST TUBES

### PROVETTE CILINDRICHE DA 20 ML

In polystyrene (PS), non graduated, with polypropylene (PP) screw cap which guarantees a perfect leakproof. Non-cytotoxic, biologically inert.

In polistirolo (PS), non graduate, con tappo a vite in polipropilene (PP) che ne garantisce la perfetta tenuta. Non citotossiche, biologicamente inerti.

Vol. 20 ml.  
RCF max = 5,000 g.  
Ø 16 x 150 mm.

Vol. 20 ml.  
RCF max = 5,000 g.  
Ø 16 x 150 mm.

| COD.        | TYPE/TIPO             | PACKAGING/CONFEZIONE                       | CAP/TAPPO            |
|-------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| 10363       | Non sterile           | Bulk 500 pcs                               | Light Blue / Azzurro |
| 10363/SG    | Sterile, pyrogen free | Bags / Sacchetti 100 pcs                   | Red / Rosso          |
| 10363/SG/CS | Sterile, pyrogen free | Individually wrapped<br>Confezione singola | Red / Rosso          |

## 20 ML CYLINDRICAL TEST TUBES

### PROVETTE CILINDRICHE DA 20 ML

In polypropylene (PP), non-graduated, with white polypropylene (PP) screw cap which guarantees a perfect leakproof. Non-cytotoxic, biologically inert.

In polipropilene (PP), non graduate, con tappo a vite in polipropilene (PP) bianco che ne garantisce la perfetta tenuta. Non citotossiche, biologicamente inerti.

Vol. 20 ml.  
Ø 16 x 150 mm.  
R.C.F. max 5,000 g.  
Autoclavable at +121°C.

Vol. 20 ml.  
Ø 16 x 150 mm.  
R.C.F. max 5,000 g.  
Autoclavabili a +121°C.



121°C  
fully  
autoclavable

| COD.           | TYPE/TIPO             | PACKAGING/CONFEZIONE                      |
|----------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| 10363/MO       | Non sterile           | Bulk 500 pcs                              |
| 10363/MO/SG    | Sterile, pyrogen free | Bags / Sacchetti 100 pcs                  |
| 10363/MO/SG/CS | Sterile, pyrogen free | Individually wrapped / Confezione singola |



## 15 ML CYLINDRICAL TEST TUBES

### PROVETTE CILINDRICHE DA 15 ML

In polystyrene (PS), non graduated, with polypropylene (PP) screw cap which guarantees a perfect leakproof. Non-cytotoxic, biologically inert.

In polistirolo (PS), non graduate, con tappo a vite in polipropilene (PP) che ne garantisce la perfetta tenuta. Non citotossiche, biologicamente inerti.

Vol. 15 ml.  
RCF max = 5,000 g.  
Ø 16 x 120 mm.

Vol. 15 ml.  
RCF max = 5,000 g.  
Ø 16 x 120 mm.

| COD.        | TYPE/TIPO             | PACKAGING/CONFEZIONE                       | CAP/TAPPO            |
|-------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| 10362       | Non sterile           | Bulk 750 pcs                               | Light Blue / Azzurro |
| 10362/SG    | Sterile, pyrogen free | Bags / Sacchetti 150 pcs                   | Red / Rosso          |
| 10362/SG/CS | Sterile, pyrogen free | Individually wrapped<br>Confezione singola | Red / Rosso          |



# TEST TUBES AND STOPPERS

PROVETTE E TAPPI

TEST TUBES WITH SCREW CAP  
PROVETTE CON TAPPO A VITE

.01

## 15 ML SCREEN-PRINTED CYLINDRICAL TEST TUBES

### PROVETTE CILINDRICHE DA 15 ML SERIGRAFATE



In polystyrene (PS), writing surface and screen-printed graduation. The polypropylene (PP) screw cap guarantees a perfect leakproof. Non-cytotoxic, biologically inert.

Vol. 15 ml.  
RCF max = 5,000 g.  
Ø 16 x 120 mm.

In polistirolo (PS), con superficie di scrittura e graduazione serigrafata. Il tappo a vite in polipropilene (PP) ne garantisce la perfetta tenuta. Non citotossiche, biologicamente inerti.

Vol. 15 ml.  
RCF max = 5,000 g.  
Ø 16 x 120 mm.

| COD.        | TYPE/TIPO             | PACKAGING/CONFEZIONE                       | CAP/TAPPO              |
|-------------|-----------------------|--------------------------------------------|------------------------|
| 15362       | Non sterile           | Bags / Sacchetti 50 pcs                    | ● Light Blue / Azzurro |
| 15362/SG    | Sterile, pyrogen free | Bags / Sacchetti 25 pcs                    | ● Red / Rosso          |
| 15362/SG/CS | Sterile, pyrogen free | Individually wrapped<br>Confezione singola | ● Red / Rosso          |

## 15 ML CYLINDRICAL TEST TUBES

### PROVETTE CILINDRICHE DA 15 ML

In polypropylene (PP), non graduated, with white polypropylene (PP) screw cap which guarantees a perfect leakproof. Non-cytotoxic, biologically inert.

Vol. 15 ml.  
Ø 16 x 120 mm.  
RCF max = 5,000 g.  
Autoclavable at +121 °C.

In polipropilene (PP), non graduate, con tappo a vite in polipropilene (PP) bianco che ne garantisce la perfetta tenuta. Non citotossiche, biologicamente inerti.

Vol. 15 ml.  
Ø 16 x 120 mm.  
RCF max = 5,000 g.  
Autoclavabili a +121 °C.



| COD.           | TYPE/TIPO             | PACKAGING/CONFEZIONE                      |
|----------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| 10362/MO       | Non sterile           | Bulk 750 pcs                              |
| 10362/MO/SG    | Sterile, pyrogen free | Bags / Sacchetti 150 pcs                  |
| 10362/MO/SG/CS | Sterile, pyrogen free | Individually wrapped / Confezione singola |

## 10 ML CYLINDRICAL TEST TUBES

### PROVETTE CILINDRICHE DA 10 ML

In polystyrene (PS), non graduated, with polypropylene (PP) screw cap which guarantees a perfect leakproof. Non-cytotoxic, biologically inert.

Vol. 10 ml.  
RCF max = 5,000 g.  
Ø 16 x 100 mm.

In polistirolo (PS), non graduate, con tappo a vite in polipropilene (PP) che ne garantisce la perfetta tenuta. Non citotossiche, biologicamente inerti.

Vol. 10 ml.  
RCF max = 5,000 g.  
Ø 16 x 100 mm.

| COD.        | TYPE/TIPO             | PACKAGING/CONFEZIONE                       | CAP/TAPPO              |
|-------------|-----------------------|--------------------------------------------|------------------------|
| 10361       | Non sterile           | Bulk 1000 pcs                              | ● Light Blue / Azzurro |
| 10361/SG    | Sterile, pyrogen free | Bags / Sacchetti 200 pcs                   | ● Red / Rosso          |
| 10361/SG/CS | Sterile, pyrogen free | Individually wrapped<br>Confezione singola | ● Red / Rosso          |

## 10 ML SCREEN-PRINTED CYLINDRICAL TEST TUBES

### PROVETTE CILINDRICHE DA 10 ML SERIGRAFATE

In polystyrene (PS), writing surface and screen-printed graduation. The polypropylene (PP) screw cap guarantees a perfect leakproof. Non-cytotoxic, biologically inert.

Vol. 10 ml.  
RCF max = 5,000 g.  
Ø 16 x 100 mm.

In polistirolo (PS), con superficie di scrittura e scala graduata serigrafata. Il tappo a vite in polipropilene (PP) ne garantisce la perfetta tenuta. Non citotossiche, biologicamente inerti.

Vol. 10 ml.  
RCF max = 5,000 g.  
Ø 16 x 100 mm.



| COD.        | TYPE/TIPO             | PACKAGING/CONFEZIONE                       | CAP/TAPPO              |
|-------------|-----------------------|--------------------------------------------|------------------------|
| 15361       | Non sterile           | Bags / Sacchetti 50 pcs                    | ● Light Blue / Azzurro |
| 15361/SG    | Sterile, pyrogen free | Bags / Sacchetti 50 pcs                    | ● Red / Rosso          |
| 15361/SG/CS | Sterile, pyrogen free | Individually wrapped<br>Confezione singola | ● Red / Rosso          |

### 10 ML CYLINDRICAL TEST TUBES

#### PROVETTE CILINDRICHE DA 10 ML

In polypropylene (PP), non graduated, with white polypropylene (PP) screw cap which guarantees a perfect leakproof. Non-cytotoxic, biologically inert.

Vol. 10 ml.  
Ø 16 x 100 mm.  
RCF max = 5,000 g.  
Autoclavable at +121°C.

In polipropilene (PP), non graduate, con tappo a vite in polipropilene (PP) bianco che ne garantisce la perfetta tenuta. Non citotossiche, biologicamente inerti.

Vol. 10 ml.  
Ø 16 x 100 mm.  
RCF max = 5,000 g.  
Autoclavabili a +121°C.



| COD.           | TYPE/TIPO             | PACKAGING/CONFEZIONE                      |
|----------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| 10361/MO       | Non sterile           | Bulk 1000 pcs                             |
| 10361/MO/SG    | Sterile, pyrogen free | Bags / Sacchetti 200 pcs                  |
| 10361/MO/SG/CS | Sterile, pyrogen free | Individually wrapped / Confezione singola |



APTACA

### 5 ML CYLINDRICAL TEST TUBES

#### PROVETTE CILINDRICHE DA 5 ML



In polypropylene (PP), non graduated, with blue polypropylene (PP) screw cap which guarantees a perfect leakproof. Non-cytotoxic, biologically inert.

Vol. 5 ml.  
Ø 12 x 75 mm.  
RCF max = 5,000 g.  
Autoclavable at +121°C.

In polipropilene (PP), non graduate, con tappo a vite in polipropilene (PP) blu che ne garantisce la perfetta tenuta. Non citotossiche, biologicamente inerti.

Vol. 5 ml.  
Ø 12 x 75 mm.  
RCF max = 5,000 g.  
Autoclavabili a +121°C.

| COD.        | TYPE/TIPO             | PACKAGING/CONFEZIONE                      |
|-------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| 10170       | Non sterile           | Bags / Sacchetti 400 pcs                  |
| 10170/SG    | Sterile, pyrogen free | Bags / Sacchetti 400 pcs                  |
| 10170/SG/CS | Sterile, pyrogen free | Individually wrapped / Confezione singola |



### 10 ML TEST TUBES with self-standing base

#### PROVETTE DA 10 ML con base d'appoggio

Polypropylene (PP) test tubes, not graduated, conical bottom with self-standing base and polypropylene (PP) tight screw cap yellow colour which guarantees a perfect leakproof. The screw cap is "capture" type, it allows to accommodate a possible collection swab inside the tube. Non-cytotoxic, biologically inert.

Vol. 10 ml. - Ø 16 x 100 mm.  
Autoclavable at +121°C.

In polipropilene (PP), non graduate, fondo conico con base d'appoggio e tappo a vite in polipropilene (PP) giallo che ne garantisce la perfetta tenuta. Il tappo a vite è di tipo "capture", esso consente di catturare un eventuale tampone presente nella provetta. Non citotossiche, biologicamente inerti.

Vol. 10 ml. - Ø 16 x 100 mm.  
Autoclavabili a +121°C.



| COD.        | TYPE/TIPO             | PACKAGING/CONFEZIONE                      |
|-------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| 10180       | Non sterile           | Bags / Sacchetti 100 pcs                  |
| 10180/SG    | Sterile, pyrogen free | Bags / Sacchetti 100 pcs                  |
| 10180/SG/CS | Sterile, pyrogen free | Individually wrapped / Confezione singola |



### 7 ML TEST TUBES with self-standing base

#### PROVETTE DA 7 ML con base d'appoggio



**NEW**  
product



Polypropylene (PP) test tubes, not graduated, with polyethylene (LDPE) screw cap which guarantees a perfect leakproof, conical bottom and self-standing base. The screw cap is "capture" type. It allows to accommodate a possible collection swab inside the tube. Non-cytotoxic, biologically inert.

Vol. 7 ml - Ø 13 x 80 mm  
Autoclavable at +121°C

Provette in polipropilene (PP), non graduate, tappo a vite in polietilene (LDPE) che ne garantisce una perfetta tenuta, fondo conico e base d'appoggio. Il tappo a vite è di tipo "capture", esso consente di catturare un eventuale tampone presente nella provetta. Non citotossiche, biologicamente inerti.

Vol. 7 ml - Ø 13 x 80 mm  
Autoclavabile a +121°C

| COD.        | TYPE/TIPO             | PACKAGING/CONFEZIONE                      | CAP/TAPPO              |
|-------------|-----------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| 10175       | Non sterile           | Bags / Sacchetti 100 pcs                  | ● Light Blue / Azzurro |
| 10175/SG    | Sterile, pyrogen free | Bags / Sacchetti 100 pcs                  | ● Red / Rosso          |
| 10175/SG/CS | Sterile, pyrogen free | Individually wrapped / Confezione singola | ● Red / Rosso          |

### TEST TUBES with self-standing base

#### PROVETTE con base d'appoggio

Polypropylene (PP) test tubes, graduated, with self-standing base, writing surface and polyethylene (HDPE) tight screw cap white colour which guarantees a perfect leakproof. Non-cytotoxic, biologically inert.  
RCF max = 6,000 g.  
Autoclavable at +121°C.

In polipropilene (PP), graduate, con base di appoggio, superficie di scrittura e tappo a vite in polietilene (HDPE) di colore bianco che ne garantisce la perfetta tenuta. Non citotossiche, biologicamente inerti.  
RCF max = 6,000 g.  
Autoclavabili a +121°C.

| COD.     | VOL. ML | DIM. MM   | TYPE/TIPO   | PACKAGING/CONFEZIONE     |
|----------|---------|-----------|-------------|--------------------------|
| 10160    | 5       | Ø 16 x 60 | Non sterile | Bags / Sacchetti 100 pcs |
| 10160/SG | 5       | Ø 16 x 60 | Sterile     | Bags / Sacchetti 100 pcs |
| 10150    | 10      | Ø 16 x 95 | Non sterile | Bags / Sacchetti 100 pcs |
| 10150/SG | 10      | Ø 16 x 95 | Sterile     | Bags / Sacchetti 100 pcs |





# TEST TUBES AND STOPPERS

PROVETTE E TAPPI

01

TEST TUBES WITH PRESSURE CAP  
PROVETTE CON TAPPO A PRESSIONE

APTACA



## 5 ML CULTURE TUBES with two-positions closure cap PROVETTE DA 5 ML PER COLTURE con tappo a doppia posizione



In polystyrene (PS), graduated, sterile. The particularly shaped polyethylene (HDPE) dual-positions cap ensures, with a light touch, a good aeration of the sample (aerobic cultures) and, with a stronger pressure, to obtain a leakproof closure (anaerobic cultures). Non-cytotoxic, biologically inert.

Vol. 5 ml.  
Ø 12 x 75 mm.  
RCF max = 3,000 g.  
Resistant to temperatures from -20 °C to +70 °C.

In polistirolo (PS), graduate, sterili. Il tappo speciale in polietilene (HDPE) a doppia posizione permette, con una leggera pressione, di assicurare l'aerazione del campione (colture aerobiche) e, con una pressione più forte, di ottenere l'ermeticità (colture anaerobiche). Non citotossiche, biologicamente inerti.

Vol. 5 ml.  
Ø 12 x 75 mm.  
RCF max = 3,000 g.  
Utilizzabili da -20 °C fino a +70 °C.

| COD.        | TYPE/TIPO             | PACKAGING/CONFEZIONE                      |
|-------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| 10470/SG    | Sterile, pyrogen free | Bags / Sacchetti 25 pcs                   |
| 10470/SG/CS | Sterile, pyrogen free | Individually wrapped / Confezione singola |

## 14 ML CULTURE TUBES with two-positions closure cap PROVETTE DA 14 ML PER COLTURE con tappo a doppia posizione

In polystyrene (PS), graduated, sterile. The particularly shaped polyethylene (HDPE) dual-positions cap ensures, with a light touch, a good aeration of the sample (aerobic cultures) and, with a stronger pressure, to obtain a leakproof closure (anaerobic cultures). Non-cytotoxic, biologically inert.

Vol. 14 ml.  
Ø 17 x 100 mm.  
RCF = 1,400 g.  
Resistant to temperatures from -20 °C to +70 °C.

In polistirolo (PS), graduate, sterili. Il tappo speciale in polietilene (HDPE) a doppia posizione permette, con una leggera pressione, di assicurare l'aerazione del campione (colture aerobiche) e, con una pressione più forte, di ottenere l'ermeticità (colture anaerobiche). Non citotossiche, biologicamente inerti.

Vol. 14 ml.  
Ø 17 x 100 mm.  
RCF = 1,400 g.  
Utilizzabili da -20 °C fino a +70 °C.



| COD.        | TYPE/TIPO             | PACKAGING/CONFEZIONE                      |
|-------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| 10450/SG    | Sterile, pyrogen free | Bags / Sacchetti 25 pcs                   |
| 10450/SG/CS | Sterile, pyrogen free | Individually wrapped / Confezione singola |



## CYLINDRICAL TEST TUBES IN PET with rubber cap PROVETTE CILINDRICHE IN PET con tappo in gomma



In transparent PET with cap in butyl rubber easily pierceable and with white polypropylene (PP) repositionable safety cover. Test tubes particularly well suited to be used with automatic instruments and/or decapper that require a vacuum tube shape. Non sterile, without vacuum. Non-cytotoxic, biologically inert.

In PET trasparente con tappo in gomma facilmente perforabile e copri tappo in polipropilene (PP) bianco riposizionabile. Provette particolarmente idonee per gli strumenti automatici e/o decapper che richiedono una provetta tipo sottovuoto. Non sterili, senza vuoto. Non citotossiche, biologicamente inerti.

| COD.  | VOL. ML | DIM. MM    | PACKAGING/CONFEZIONE |
|-------|---------|------------|----------------------|
| 10140 | 5       | Ø 13 x 75  | Bulk 1500 pcs        |
| 10141 | 7       | Ø 13 x 100 | Bulk 1200 pcs        |
| 10142 | 10      | Ø 16 x 100 | Bulk 800 pcs         |

## CYLINDRICAL TEST TUBES with hinged-lid PROVETTE CILINDRICHE con tappo attaccato

In polypropylene (PP), graduated, ideal for storing and transporting specimens. User-friendly lid rim, easy to one handed operation. Hinged lid provides a leak-resistant seal. Non-cytotoxic, biologically inert.

Resistant to temperatures from -80 °C to +121 °C.  
RCF max = 15,000 g.  
Autoclavable at +121°C.

In polipropilene (PP), graduate, ideali per la conservazione e il trasporto di campioni. Tappo user-friendly idoneo ad essere utilizzato con una sola mano. Il tappo incernierato assicura una chiusura a tenuta. Non citotossiche, biologicamente inerti.

Utilizzabili da -80 °C fino a +121 °C  
RCF max = 15,000 g.  
Autoclavabili a +121°C.



| COD.  | VOL. ML | DIM. MM   | PACKAGING/CONFEZIONE     |
|-------|---------|-----------|--------------------------|
| 10205 | 5       | Ø 13 x 52 | Bags / Sacchetti 200 pcs |
| 10206 | 10      | Ø 16 x 80 | Bags / Sacchetti 200 pcs |

### TEST TUBES WITH PRESSURE CAP PROVETTE CON TAPPO A PRESSIONE

#### Ø 11x64 MM CYLINDRICAL TEST TUBES PROVETTE CILINDRICHE Ø 11x64 MM

Polystyrene (PS) test tubes, non graduated, without rim.

In polistirolo (PS), non graduate, senza bordo.

Vol. 2.5 ml.  
Ø 11 x 64 mm.

Vol. 2,5 ml.  
Ø 11 x 64 mm.

##### COD.

1164

##### MAT.

Polystyrene / Polistirolo



APTACA



#### Ø 11.5x55 MM CYLINDRICAL TEST TUBES PROVETTE CILINDRICHE Ø 11,5x55 MM

Non graduated, without rim.

Non graduate, senza bordo.

Vol. 3 ml.  
Ø 11.5 x 55 mm.

Vol. 3 ml.  
Ø 11,5 x 55 mm.

##### COD.

5006

5006/MO

##### MAT.

Polystyrene / Polistirolo

Polypropylene / Polipropilene



#### CYLINDRICAL TEST TUBES FOR R.I.A. PROVETTE CILINDRICHE PER R.I.A.

Polystyrene (PS) test tubes, without rim, suitable for radioimmunoassay test (RIA).  
RCF max = 6,000 g.

In polistirolo (PS), senza bordo, specifiche per test radioimmunologico (RIA).  
RCF max = 6.000 g.

##### COD.

1014/C

##### VOL.

3

##### DIM. MM

Ø 11 x 70

##### TYPE/TIPO

graduated at 2 ml / graduate a 2 ml

1014

4

Ø 12 x 70

non graduated / non graduate

1008/C

Stoppers in neutral PE for RIA test tubes cod. 1014/C  
Tappi in polietilene neutro per provette RIA cod. 1014/C



#### 3 ML CYLINDRICAL TEST TUBES PROVETTE CILINDRICHE DA 3 ML

Polystyrene (PS) test tubes, graduated, without rim.

In polistirolo (PS), graduate, senza bordo.

Vol. 3 ml.  
Ø 12 x 55 mm.

Vol. 3 ml.  
Ø 12 x 55 mm.

##### COD.

1006

##### TYPE/TIPO

1010/E

With label / Con etichetta

1010/T

With light blue cap / Con tappo azzurro

1010/TE

With light blue cap and label / Con tappo azzurro ed etichetta

1010/TE/SG

Sterile  
With red cap and label / Con tappo rosso ed etichetta



#### 3 ML CYLINDRICAL TEST TUBES PROVETTE CILINDRICHE DA 3 ML

Polypropylene (PP) test tubes, graduated, without rim.

In polipropilene (PP), graduate, senza bordo.

Vol. 3 ml.  
Ø 12 x 55 mm.

Vol. 3 ml.  
Ø 12 x 55 mm.

##### COD.

1006/MO

##### TYPE/TIPO

1010/MO/E

With label / Con etichetta

1010/MO/T

With light blue cap / Con tappo azzurro

1010/MO/TE

With light blue cap and label / Con tappo azzurro ed etichetta

1010/MO/TE/SG

Sterile  
With red cap and label / Con tappo rosso ed etichetta





# TEST TUBES AND STOPPERS

PROVETTE E TAPPI

01

TEST TUBES WITH PRESSURE CAP  
PROVETTE CON TAPPO A PRESSIONE

APTACA

## 3 ML FLAT BOTTOM CYLINDRICAL TEST TUBES PROVETTE CILINDRICHE FONDO PIATTO DA 3 ML

Polystyrene (PS) test tubes, graduated, with rim.

In polistirolo (PS), graduate, con bordo.

Vol. 3 ml.  
Ø 12 x 56 mm.

Vol. 3 ml.  
Ø 12 x 56 mm.

| COD.    | TYPE/TIPO                                                      |
|---------|----------------------------------------------------------------|
| 5112    |                                                                |
| 5112/E  | With label / Con etichetta                                     |
| 5112/T  | With light blue cap / Con tappo azzurro                        |
| 5112/TE | With light blue cap and label / Con tappo azzurro ed etichetta |

## 3 ML FLAT BOTTOM CYLINDRICAL TEST TUBES PROVETTE CILINDRICHE FONDO PIATTO DA 3 ML

Polypropylene (PP) test tubes, graduated, with rim.

In polipropilene (PP), graduate, con bordo.

Vol. 3 ml.  
Ø 12 x 56 mm.

Vol. 3 ml.  
Ø 12 x 56 mm.

| COD.       | TYPE/TIPO                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| 5112/MO    |                                                                |
| 5112/MO/E  | With label / Con etichetta                                     |
| 5112/MO/T  | With light blue cap / Con tappo azzurro                        |
| 5112/MO/TE | With light blue cap and label / Con tappo azzurro ed etichetta |



## Ø 12x75 MM CYLINDRICAL TEST TUBES SORVALL CWI TYPE PROVETTE CILINDRICHE Ø 12x75 MM TIPO SORVALL CWI

Non graduated, without rim.

Non graduate, senza bordo.

Vol. 5 ml.  
Ø 12 x 75 mm.

Vol. 5 ml.  
Ø 12 x 75 mm.

| COD.        | MAT.                          | TYPE/TIPO                                                      | BAGS CONFEZIONE |
|-------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1075        | Polystyrene / Polistirolo     |                                                                | 1000 PCS        |
| 1075/250    | Polystyrene / Polistirolo     |                                                                | 250 PCS         |
| 1075/E      | Polystyrene / Polistirolo     | With label / Con etichetta                                     | 1000 PCS        |
| 1075/T      | Polystyrene / Polistirolo     | With light blue cap / Con tappo azzurro                        | 1000 PCS        |
| 1075/TE     | Polystyrene / Polistirolo     | With light blue cap and label / Con tappo azzurro ed etichetta | 1000 PCS        |
| 1075/MO     | Polypropylene / Polipropilene |                                                                | 1000 PCS        |
| 1075/MO/250 | Polypropylene / Polipropilene |                                                                | 250 PCS         |

## Ø 12x75 MM CONICAL TEST TUBES PROVETTE CONICHE Ø 12x75 MM

Conical test tubes, non graduated, without rim. The conical bottom makes them ideal for small volumes, since the sample collects at the bottom of the tube.

Provette coniche, non graduate, senza bordo. Il fondo conico le rende ideali per piccoli volumi, in quanto il campione si raccoglie sul fondo delle provette.

Vol. 4.5 ml.  
Ø 12 x 75 mm.

Vol. 4.5 ml.  
Ø 12 x 75 mm.

| COD.     | MAT.                          |
|----------|-------------------------------|
| 1075/C   | Polystyrene / Polistirolo     |
| 1075/MOC | Polypropylene / Polipropilene |



### TEST TUBES WITH PRESSURE CAP PROVETTE CON TAPPO A PRESSIONE

#### 5 ML CYLINDRICAL TEST TUBES PROVETTE CILINDRICHE DA 5 ML

Polystyrene (PS) test tubes, graduated, with rim.

In polistirolo (PS), graduate, con bordo.

Vol. 5 ml.  
Ø 12 x 86 mm.

Vol. 5 ml.  
Ø 12 x 86 mm.

| COD.       | TYPE/TIPO                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| 5018       |                                                                  |
| 1038/E     | With label / Con etichetta                                       |
| 1038/T     | With light blue cap / Con tappo azzurro                          |
| 1038/TE    | With light blue cap and label / Con tappo azzurro ed etichetta   |
| 1038/TE/SG | Sterile<br>With red cap and label / Con tappo rosso ed etichetta |



#### 5 ML CYLINDRICAL TEST TUBES PROVETTE CILINDRICHE DA 5 ML

Polypropylene (PP) test tubes, graduated, with rim.

In polipropilene (PP), graduate, con bordo.

Vol. 5 ml.  
Ø 12 x 86 mm.

Vol. 5 ml.  
Ø 12 x 86 mm.

| COD.          | TYPE/TIPO                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------|
| 5018/MO       |                                                                  |
| 1038/MO/E     | With label / Con etichetta                                       |
| 1038/MO/T     | With light blue cap / Con tappo azzurro                          |
| 1038/MO/TE    | With light blue cap and label / Con tappo azzurro ed etichetta   |
| 1038/MO/TE/SG | Sterile<br>With red cap and label / Con tappo rosso ed etichetta |

#### Ø 13x75 MM CYLINDRICAL TEST TUBES PROVETTE CILINDRICHE Ø 13x75 MM

Non graduated, without rim.

Non graduate, senza bordo.

Vol. 5 ml.  
Ø 13 x 75 mm.

Vol. 5 ml.  
Ø 13 x 75 mm.

| COD.    | MAT.                          |
|---------|-------------------------------|
| 1375    | Polystyrene / Polistirolo     |
| 1375/MO | Polypropylene / Polipropilene |



#### 7 ML CYLINDRICAL TEST TUBES PROVETTE CILINDRICHE DA 7 ML

Non graduated, with rim.

Non graduate, con bordo.

Vol. 7 ml.  
Ø 13 x 100 mm.

Vol. 7 ml.  
Ø 13 x 100 mm.

| COD.      | MAT.                          | TYPE/TIPO                               |
|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| 6013      | Polystyrene / Polistirolo     |                                         |
| 6013/T    | Polystyrene / Polistirolo     | With light blue cap / Con tappo azzurro |
| 6013/MO   | Polypropylene / Polipropilene |                                         |
| 6013/MO/T | Polypropylene / Polipropilene | With light blue cap / Con tappo azzurro |



# TEST TUBES AND STOPPERS

PROVETTE E TAPPI

01

TEST TUBES WITH PRESSURE CAP  
PROVETTE CON TAPPO A PRESSIONE

APTACA



## 4 ML FLAT BOTTOM CYLINDRICAL TEST TUBES PROVETTE CILINDRICHE FONDO PIATTO DA 4 ML

Graduated, with rim.

Graduate, con bordo.

Vol. 4 ml.  
Ø 16 x 50 mm.

Vol. 4 ml.  
Ø 16 x 50 mm.

COD.

MAT.

1625

Polystyrene / Polistirolo

1625/MO

Polypropylene / Polipropilene

## 5 ML FLAT BOTTOM CYLINDRICAL TEST TUBES

PROVETTE CILINDRICHE FONDO PIATTO DA 5 ML

Polystyrene (PS) test tubes, graduated, with rim.

In polistirolo (PS), graduate, con bordo.

Vol. 5 ml.  
Ø 16 x 60 mm.

Vol. 5 ml.  
Ø 16 x 60 mm.

COD.

TYPE/TIPO

1025

1035/E

With label / Con etichetta

1035/T

● With light blue cap / Con tappo azzurro

1035/TE

● With light blue cap and label / Con tappo azzurro ed etichetta

1035/TE/SG

● Sterile  
With red cap and label / Con tappo rosso ed etichetta



## 5 ML FLAT BOTTOM CYLINDRICAL TEST TUBES PROVETTE CILINDRICHE FONDO PIATTO DA 5 ML

Polypropylene (PP) test tubes, graduated, with rim.

In polipropilene (PP), graduate, con bordo.

Vol. 5 ml.  
Ø 16 x 60 mm.

Vol. 5 ml.  
Ø 16 x 60 mm.

COD.

TYPE/TIPO

1025/MO

1035/MO/E

With label / Con etichetta

1035/MO/T

● With light blue cap / Con tappo azzurro

1035/MO/TE

● With light blue cap and label / Con tappo azzurro ed etichetta

1035/MO/TE/SG

● Sterile  
With red cap and label / Con tappo rosso ed etichetta



## 8 ML CYLINDRICAL TEST TUBES

PROVETTE CILINDRICHE DA 8 ML

Graduated, with rim.

Graduate, con bordo.

Vol. 8 ml.  
Ø 16 x 75 mm.

Vol. 8 ml.  
Ø 16 x 75 mm.

COD.

MAT.

1675

Polystyrene / Polistirolo

1675/MO

Polypropylene / Polipropilene



### TEST TUBES WITH PRESSURE CAP PROVETTE CON TAPPO A PRESSIONE

.01

#### 10 ML CYLINDRICAL TEST TUBES PROVETTE CILINDRICHE DA 10 ML

Polystyrene (PS) test tubes, graduated, with rim.

In polistirolo (PS), graduate, con bordo.

Vol. 10 ml.  
Ø 16 x 100 mm.

Vol. 10 ml.  
Ø 16 x 100 mm.

| COD.    | TYPE/TIPO                                                      | BAG/CONFEZIONE           |
|---------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 6005    |                                                                | Bulk 2000 pcs            |
| 6009/E  | With label / Con etichetta                                     | Bulk 2000 pcs            |
| 1009/E  | With label / Con etichetta                                     | Bags / Sacchetti 250 pcs |
| 1009/T  | With light blue cap / Con tappo azzurro                        | Bags / Sacchetti 250 pcs |
| 1009/TE | With light blue cap and label / Con tappo azzurro ed etichetta | Bags / Sacchetti 250 pcs |



—CE—

#### 10 ML CYLINDRICAL TEST TUBES PROVETTE CILINDRICHE DA 10 ML

Polypropylene (PP) test tubes, graduated, with rim.

In polipropilene (PP), graduate, con bordo.

Vol. 10 ml.  
Ø 16 x 100 mm.

Vol. 10 ml.  
Ø 16 x 100 mm.

| COD.       | TYPE/TIPO                                                      | BAG/CONFEZIONE           |
|------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 6005/MO    |                                                                | Bulk 2000 pcs            |
| 6009/MO/E  | With label / Con etichetta                                     | Bulk 2000 pcs            |
| 1009/MO/E  | With label / Con etichetta                                     | Bags / Sacchetti 250 pcs |
| 1009/MO/T  | With light blue cap / Con tappo azzurro                        | Bags / Sacchetti 250 pcs |
| 1009/MO/TE | With light blue cap and label / Con tappo azzurro ed etichetta | Bags / Sacchetti 250 pcs |



#### 10 ML CYLINDRICAL TEST TUBES WITHOUT RIM PROVETTE CILINDRICHE DA 10 ML SENZA BORDO

Test tubes without rim particularly suitable for automatic instruments.

Provette senza bordo per una perfetta compatibilità con analizzatori automatici.

Vol. 10 ml.  
Ø 16 x 100 mm.

Vol. 10 ml.  
Ø 16 x 100 mm.

| COD.      | MAT.                          | TYPE/TIPO                    |
|-----------|-------------------------------|------------------------------|
| 5005/S    | Polystyrene / Polistirolo     | Non graduated / Non graduate |
| 1005/S    | Polystyrene / Polistirolo     | Graduated / Graduate         |
| 5005/MO/S | Polypropylene / Polipropilene | Non graduated / Non graduate |



—CE—

#### 10 ML CYLINDRICAL TEST TUBES, STERILE PROVETTE CILINDRICHE DA 10 ML, STERILI

Graduated, with rim. They are available in polystyrene (PS) or in polypropylene (PP)

Graduate, con bordo. Disponibile in polistirolo (PS) o in polipropilene (PP).

Vol. 10 ml.  
Ø 16 x 100 mm.

Vol. 10 ml.  
Ø 16 x 100 mm.

| COD.             | MAT. | TYPE/TIPO                                                                                                    |
|------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1009/TE/SG       | PS   | Sterile - Bags / Sacchetti 250 pcs<br>With red cap and label / Con tappo rosso ed etichetta                  |
| 1009/TE/SG/CS    | PS   | Sterile - Individually wrapped / Confezione singola<br>With red cap and label / Con tappo rosso ed etichetta |
| 1009/MO/TE/SG    | PP   | Sterile - Bags / Sacchetti 250 pcs<br>With red cap and label / Con tappo rosso ed etichetta                  |
| 1009/MO/TE/SG/CS | PP   | Sterile - Individually wrapped / Confezione singola<br>With red cap and label / Con tappo rosso ed etichetta |





# TEST TUBES AND STOPPERS

PROVETTE E TAPPI

01

TEST TUBES WITH PRESSURE CAP  
PROVETTE CON TAPPO A PRESSIONE



## 10 ML CONICAL TEST TUBES PROVETTE CONICHE DA 10 ML

Polystyrene (PS) test tubes, graduated, with rim.

In polistirolo (PS), graduate, con bordo.

Vol. 10 ml.  
Ø 16 x 100 mm.

Vol. 10 ml.  
Ø 16 x 100 mm.

| COD.      | TYPE/TIPO                                                      | BAG/CONFEZIONE           |
|-----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 6005/C    |                                                                | Bulk 2000 pcs            |
| 6009/C/E  | With label / Con etichetta                                     | Bulk 2000 pcs            |
| 1009/C/E  | With label / Con etichetta                                     | Bags / Sacchetti 250 pcs |
| 1009/C/T  | With light blue cap / Con tappo azzurro                        | Bags / Sacchetti 250 pcs |
| 1009/C/TE | With light blue cap and label / Con tappo azzurro ed etichetta | Bags / Sacchetti 250 pcs |

## 10 ML CONICAL TEST TUBES PROVETTE CONICHE DA 10 ML

Polypropylene (PP) test tubes, graduated, with rim.

In polipropilene (PP), graduate, con bordo.

Vol. 10 ml.  
Ø 16 x 100 mm.

Vol. 10 ml.  
Ø 16 x 100 mm.

| COD.        | TYPE/TIPO                                          | BAG/CONFEZIONE           |
|-------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| 6005/MOC    |                                                    | Bulk 2000 pcs            |
| 6009/MOC/E  | With label / Con etichetta                         | Bulk 2000 pcs            |
| 1009/MOC/E  | With label / Con etichetta                         | Bags / Sacchetti 250 pcs |
| 1009/MOC/T  | With light blue cap / Con tappo azzurro            | Bags / Sacchetti 250 pcs |
| 1009/MOC/TE | Light blue cap & label / Tappo azzurro & etichetta | Bags / Sacchetti 250 pcs |



## 10 ML CONICAL TEST TUBES WITHOUT RIM PROVETTE CONICHE DA 10 ML SENZA BORDO

Non graduated, without rim, particularly suitable for automatic instruments.

Non graduate, senza bordo per una perfetta compatibilità con analizzatori automatici.

Vol. 10 ml.  
Ø 16 x 100 mm.

Vol. 10 ml.  
Ø 16 x 100 mm.

| COD.       | MAT.                          |
|------------|-------------------------------|
| 5005/C/S   | Polystyrene / Polistirolo     |
| 5005/MOC/S | Polypropylene / Polipropilene |



## 10 ML CONICAL TEST TUBES, STERILE PROVETTE CONICHE DA 10 ML STERILI

Graduated, with rim. They are available in polystyrene (PS) or in polypropylene (PP).

Graduate, con bordo. Disponibile in polistirolo (PS) o in polipropilene (PP).

Vol. 10 ml.  
Ø 16 x 100 mm.

Vol. 10 ml.  
Ø 16 x 100 mm.

| COD.              | MAT. | TYPE/TIPO                                                                                                    |
|-------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1009/C/TE/SG      | PS   | Sterile - Bags / Sacchetti 250 pcs<br>With red cap and label / Con tappo rosso ed etichetta                  |
| 1009/C/TE/SG/CS   | PS   | Sterile - Individually wrapped / Confezione singola<br>With red cap and label / Con tappo rosso ed etichetta |
| 1009/MOC/TE/SG    | PP   | Sterile - Bags / Sacchetti 250 pcs<br>With red cap and label / Con tappo rosso ed etichetta                  |
| 1009/MOC/TE/SG/CS | PP   | Sterile - Individually wrapped / Confezione singola<br>With red cap and label / Con tappo rosso ed etichetta |



### TEST TUBES WITH PRESSURE CAP PROVETTE CON TAPPO A PRESSIONE

#### 20 ML CYLINDRICAL TEST TUBES PROVETTE CILINDRICHE DA 20 ML

Polystyrene (PS), non graduated, without rim.

In polistirolo (PS), non graduate, senza bordo.

Vol. 20 ml.  
Ø 16 x 150 mm.

Vol. 20 ml.  
Ø 16 x 150 mm.

| COD.    | TYPE/TIPO                                             |
|---------|-------------------------------------------------------|
| 5140    |                                                       |
| 5140/E  | With label / Con etichetta                            |
| 5140/T  | With red cap / Con tappo rosso                        |
| 5140/TE | With red cap and label / Con tappo rosso ed etichetta |



#### 20 ML CYLINDRICAL TEST TUBES PROVETTE CILINDRICHE DA 20 ML

Polypropylene (PP), non graduated, without rim.

In polipropilene (PP), non graduate, senza bordo.

Vol. 20 ml.  
Ø 16 x 150 mm.

Vol. 20 ml.  
Ø 16 x 150 mm.

| COD.       | TYPE/TIPO                                             |
|------------|-------------------------------------------------------|
| 5140/MO    |                                                       |
| 5140/MO/E  | With label / Con etichetta                            |
| 5140/MO/T  | With red cap / Con tappo rosso                        |
| 5140/MO/TE | With red cap and label / Con tappo rosso ed etichetta |

#### 20 ML CYLINDRICAL TEST TUBES, STERILE PROVETTE CILINDRICHE DA 20 ML STERILI

Non graduated, without rim.

Non graduate, senza bordo.

Vol. 20 ml.  
Ø 16 x 150 mm.

Vol. 20 ml.  
Ø 16 x 150 mm.

| COD.          | MAT.                           | TYPE/TIPO                                                                                                 |
|---------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5140/T/SG     | Polystyrene<br>Polistirolo     | Sterile - Bags / Sacchetti 200 pcs<br>With red cap / Con tappo rosso                                      |
| 5140/T/SG/CS  | Polystyrene<br>Polistirolo     | Sterile - Individually wrapped / Confezione singola<br>With red cap / Con tappo rosso                     |
| 5140/TE/SG    | Polystyrene<br>Polistirolo     | Sterile - Bags / Sacchetti 200 pcs<br>With red cap & label / Con tappo rosso & etichetta                  |
| 5140/TE/SG/CS | Polystyrene<br>Polistirolo     | Sterile - Individually wrapped / Confezione singola<br>With red cap & label / Con tappo rosso & etichetta |
| 5140/MO/T/SG  | Polypropylene<br>Polipropilene | Sterile - Bags / Sacchetti 200 pcs<br>With red cap / Con tappo rosso                                      |
| 5140/MO/TE/SG | Polypropylene<br>Polipropilene | Sterile - Bags / Sacchetti 200 pcs<br>With red cap & label / Con tappo rosso & etichetta                  |



#### 20 ML COLOURED CYLINDRICAL TEST TUBES PROVETTE CILINDRICHE COLORATE DA 20 ML

Polystyrene (PS) test tubes, non graduated, without rim.  
Useful for an easy samples identification.

Provette in polistirolo (PS), non graduate, senza bordo. Utili per una facile ed immediata identificazione dei campioni.

Vol. 20 ml.  
Ø 16 x 150 mm.

Vol. 20 ml.  
Ø 16 x 150 mm.

| COD.    | COLOUR/COLORE |
|---------|---------------|
| 1650.01 | Blue / Blu    |
| 1650.02 | Red / Rosso   |
| 1650.03 | Green / Verde |



# TEST TUBES AND STOPPERS

PROVETTE E TAPPI

01

TEST TUBES WITH PRESSURE CAP  
PROVETTE CON TAPPO A PRESSIONE

APTACA



## —CE— 25 ML CYLINDRICAL TEST TUBES PROVETTE CILINDRICHE DA 25 ML

Graduated, with rim.

Vol. 25 ml.  
Ø 25 x 95 mm.

Graduate, con bordo.

Vol. 25 ml.  
Ø 25 x 95 mm.

**COD.**

**5250**

**5250/MO**

**MAT.**

Polystyrene / Polistirolo

Polypropylene / Polipropilene

## 10 ML CYLINDRICAL TEST TUBES FOR SERUM SEPARATION

PROVETTE CILINDRICHE DA 10 ML PER SIERARE

In PMMA, non graduated, with rim.

Vol. 10 ml.  
Ø 16 x 100 mm.

In PMMA, non graduate, con bordo.

Vol. 10 ml.  
Ø 16 x 100 mm.

**COD.**

**5555**

**5555/E**

**5555/T**

**5555/TE**

**TYPE/TIPO**

With label / Con etichetta

● With light blue cap / Con tappo azzurro

● With light blue cap and label / Con tappo azzurro ed etichetta



## —CE— 5 ML CYLINDRICAL TEST TUBES FOR SERUM SEPARATION PROVETTE CILINDRICHE DA 5 ML PER SIERARE

In PMMA, graduated, with rim.

Vol. 5 ml.  
Ø 12 x 86 mm.

In PMMA, graduate, con bordo.

Vol. 5 ml.  
Ø 12 x 86 mm.

**COD.**

**5558**

**5558/E**

**5558/T**

**5558/TE**

**TYPE/TIPO**

With label / Con etichetta

● With light blue cap / Con tappo azzurro

● With light blue cap and label / Con tappo azzurro ed etichetta

## 5 ML CYLINDRICAL TEST TUBES FOR SERUM SEPARATION

PROVETTE CILINDRICHE DA 5 ML PER SIERARE

In PMMA, graduated at 3 ml, with rim.

Vol. 5 ml.  
Ø 13 x 75 mm.

In PMMA, graduate a 3 ml, con bordo.

Vol. 5 ml.  
Ø 13 x 75 mm.

**COD.**

**5575**

**5575/E**

**TYPE/TIPO**

With label / Con etichetta



### URINE TEST TUBES FOR AUTOMATIC ANALYZERS PROVETTE PER URINA PER ANALIZZATORI AUTOMATICI

Conical, in polystyrene (PS), for automated analysis systems like Super Aution, Supertron, CLINITEK Atlas and similar. Also available in practical 100 places expanded polystyrene test tube racks.

Vol. 10 ml. - Ø 16 x 105 mm

Coniche, in polistirolo (PS), per analizzatori tipo Super Aution, Supertron, CLINITEK Atlas e similari. Disponibili anche in pratici rack di polistirolo espanso da 100 pcs.

Vol. 10 ml. - Ø 16 x 105 mm

| COD.              | TYPE/TIPO                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5331/S</b>     | Without cap / Senza tappo                                                      |
| <b>5331</b>       | With white cap / Con tappo bianco                                              |
| <b>5331/TE</b>    | <input type="radio"/> With white cap and label / Con tappo bianco ed etichetta |
| <b>15331/TE/R</b> | <input type="radio"/> With white cap and label / Con tappo bianco ed etichetta |
|                   | 100 places rack / Rack da 100 pezzi                                            |



### URINE TEST TUBES WIDE MOUTH PROVETTE PER URINA CON IMBOCCATURA LARGA

Polystyrene (PS) test tubes, graduated. Also available with polyethylene cap.

Vol. 12 ml.  
Ø 17 x 105 mm.

In polistirolo (PS), graduate. Disponibili anche con tappo in polietilene.

Vol. 12 ml.  
Ø 17 x 105 mm.

| COD.           | TYPE/TIPO                                                     | CAP/TAPPO              |
|----------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>1031/S</b>  | Without cap / Senza tappo                                     |                        |
| <b>1031</b>    | With cap / Con tappo                                          | ● Light Blue / Azzurro |
| <b>1031/E</b>  | With cap and label / Con tappo ed etichetta                   | ● Light Blue / Azzurro |
| <b>1034</b>    | Cap for art. 1031/S & 1131/S / Tappo per art. 1031/S & 1131/S | ● Light Blue / Azzurro |
| <b>1034.01</b> | Cap for art. 1031/S & 1131/S / Tappo per art. 1031/S & 1131/S | ● Red / Rosso          |
| <b>1034.02</b> | Cap for art. 1031/S & 1131/S / Tappo per art. 1031/S & 1131/S | ● Yellow / Giallo      |



### SPECIAL URINE TEST TUBES PROVETTE SPECIALI PER URINA

Polystyrene (PS) test tubes, graduated, with urine sediment collection well. Also available with polyethylene cap with sanitary grip.

Vol. 12 ml.  
Ø 17 x 105 mm.

In polistirolo (PS), graduate, con pozzetto di raccolta del sedimento. Disponibili anche con tappo con presa igienica, in polietilene.

Vol. 12 ml.  
Ø 17 x 105 mm.

| COD.           | TYPE/TIPO                                                     | CAP/TAPPO              |
|----------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>1131/S</b>  | Without cap / Senza tappo                                     |                        |
| <b>1131</b>    | With cap / Con tappo                                          | ● Light Blue / Azzurro |
| <b>1131/E</b>  | With cap and label / Con tappo ed etichetta                   | ● Light Blue / Azzurro |
| <b>1134</b>    | Cap for art. 1031/S & 1131/S / Tappo per art. 1031/S & 1131/S | ● Light Blue / Azzurro |
| <b>1134.01</b> | Cap for art. 1031/S & 1131/S / Tappo per art. 1031/S & 1131/S | ● Red / Rosso          |
| <b>1134.02</b> | Cap for art. 1031/S & 1131/S / Tappo per art. 1031/S & 1131/S | ● Yellow / Giallo      |



### STERILE URINE TEST TUBES WIDE MOUTH PROVETTE PER URINA STERILI CON IMBOCCATURA LARGA

Polystyrene (PS) test tubes, graduated, wide mouth.

Vol. 12 ml.  
Ø 17 x 105 mm.

In polistirolo (PS), graduate, imboccatura larga.

Vol. 12 ml.  
Ø 17 x 105 mm.

| COD.                | TYPE/TIPO                                                                         | CAP/TAPPO     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>1031/SG/CS</b>   | Sterile - Individually wrapped / Confezione singola                               | ● Red / Rosso |
| <b>1031/E/SG/CS</b> | Sterile - Individually wrapped / Confezione singola<br>With label / Con etichetta | ● Red / Rosso |





# TEST TUBES AND STOPPERS

PROVETTE E TAPPI

.01

STOPPER FOR TEST TUBES  
TAPPI PER PROVETTE

APTACA



**NEW**  
product



## STOPPERS WITH TONGUES TAPPI ALETTATI

Available in light-blue, neutral (01), white (02), blue (03), yellow (04), red (05) and green (06) colours.

Disponibili nei colori: azzurro, neutro (01), bianco (02), blu (03), giallo (04), rosso (05) e verde (06).

Material: polyethylene (LDPE).

Materiale: polietilene (LDPE).

| COD. | FOR TEST TUBES Ø MM<br>PER PROVETTE Ø MM | COLOUR/COLORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1127 | 16                                       |       |
| 1130 | 13                                       |       |
| 1128 | 12                                       |       |

## HIGH GRIP TEST TUBES STOPPERS CLOSED AT THE BOTTOM TAPPI CHIUSI SUL FONDO A PRESA ALTA

Available in light-blue, neutral (01), white (02), blue (03), yellow (04), red (05) and green (06) colours.

Disponibili nei colori: azzurro, neutro (01), bianco (02), blu (03), giallo (04), rosso (05) e verde (06).

Material: polyethylene (LDPE).

Materiale: polietilene (LDPE).

| COD. | FOR TEST TUBES Ø MM<br>PER PROVETTE Ø MM | COLOUR/COLORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1027 | 16                                       |                   |
| 1029 | 13                                       |       |
| 1028 | 12                                       |       |

## PRESSURE SNAP CAPS TAPPI A PRESSIONE A SCATTO

Snap cap in neutral polyethylene (PE) suitable for test tubes without rim.

Tappi a pressione a scatto in polietilene (PE) di colore neutro, particolarmente idonei per provette senza bordo

| COD.    | FOR TEST TUBES Ø MM<br>PER PROVETTE Ø MM | COMPATIBILITY/COMPATIBILITÀ                                                        |
|---------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1026/16 | Ø 16 mm                                  | Cod. 5005/s - 5005/c/s - 5005/MOC/s<br>5140 - 5140/MO - 1650                       |
| 1026/12 | Ø 12 mm                                  | Cod. 5006/MO - 1075 - 1075/MO - 1075/C<br>1075/MOC - 1014 - 1006 - 1006/MO - 10251 |

## STOPPERS FOR R.I.A. TEST TUBES TAPPI PER PROVETTE R.I.A.

Available in neutral colour, Ø 11 mm.

Disponibili in colore neutro, Ø 11 mm.

Material: polyethylene (HDPE).

Materiale: polietilene (HDPE).

| COD.   | FOR TEST TUBES Ø MM<br>PER PROVETTE Ø MM | COMPATIBILITY/COMPATIBILITÀ |
|--------|------------------------------------------|-----------------------------|
| 1008/C | RIA - Ø 11 x 70 mm                       | Cod. 1014/C                 |

### RUBBER STOPPERS FOR TEST TUBES

#### TAPPI IN GOMMA PER PROVETTE

Pierceable stoppers produced in bromo butyl rubber for test tubes. Low penetration force enables easy penetrability.

Tappi perforabili per provette prodotti in gomma bromobutilica. La bassa forza di penetrazione consente una facile penetrabilità.



| COD. | FOR TEST TUBES<br>PER PROVETTE | COMPATIBILITY<br>COMPATIBILITÀ                                                                                                                         | COLOUR/COLORE         |
|------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 5016 | Ø 16 mm                        | Cod. 1025, 1025/MO, 1625, 1625/MO, 1675, 1675/MO, 6005, 6005/MO, 6005/C, 6005/MOC, 5005/S, 1005/S, 5005/S, 5005/C/S, 5140, 5140/MO, 1650, 5555, 5331/S | Light Blue<br>Azzurro |
| 5013 | Ø 13 mm                        | Cod. 1014, 5112, 5112/MO, 5018, 5018/MO, 5558, 10251, 10252, 1375, 1375/MO, 6013, 6013/MO, 5575                                                        | Grey<br>Grigio        |
| 5012 | Ø 12 mm                        | Cod. 5006, 5006/MO, 1075, 1075/MO, 1075/C, 1075/MOC, 1006, 1006/MO                                                                                     | Grey<br>Grigio        |



### CAPS FOR RECLOSING OF VACUUM TUBES

#### TAPPI PER RICHIUSURA PROVETTE SOTTOVUOTO

Studied to re-cap vacuum test tubes once opened. They can be used on other tubes as well, both glass and plastic. Easy opening, available in different colours: neutral, red (01), blue (02), green (03), yellow (04) and grey (05).

Adatti per ritappare le provette sottovuoto una volta aperte. Possono essere utilizzati anche su altre provette, sia in vetro che in plastica. Dotati di apertura facilitata. Disponibili nei colori: neutro, rosso (01), blu (02), verde (03), giallo (04) e grigio (05).

Material: polyethylene (LDPE).

Materiale: polietilene (LDPE).

| COD. | FOR TEST TUBES Ø MM<br>PER PROVETTE Ø MM | COLOUR/COLORE |
|------|------------------------------------------|---------------|
| 5126 | 15 - 16                                  | ○ ● ● ● ● ●   |
| 5122 | 12 - 13                                  | ○ ● ● ● ● ●   |



### CAPS FOR RECLOSING OF VACUUM TUBES

#### TAPPI PER RICHIUSURA PROVETTE SOTTOVUOTO

Suitable for vacuum test tubes reclosure after processing step. The particular internal shape allows to grip internally to the tube and to grant therefore a second external closure.

Adatti per la richiusura delle provette sottovuoto dopo la processazione. La particolare conformazione interna permette di aderire alla provetta internamente e di garantire una seconda chiusura esterna.

Material: polyethylene (HDPE).

Materiale: polietilene (HDPE).

| COD. | FOR TEST TUBES Ø MM<br>PER PROVETTE Ø MM | COLOUR/COLORE  |
|------|------------------------------------------|----------------|
| 5127 | 15 - 16                                  | ● Red<br>Rosso |
| 5129 | 12 - 13                                  | ● Red<br>Rosso |





# TEST TUBES AND STOPPERS

PROVETTE E TAPPI

SPECIAL USE TEST TUBES  
PROVETTE PER USI SPECIALI

APTACA



## TPX® CYLINDRICAL TEST TUBES PROVETTE CILINDRICHE IN TPX®



Transparent, non graduated, with rim, autoclavable, resistant to acids, to concentrated solvents and to temperatures up to +180 °C.

Trasparenti, non graduate, con bordo, sterilizzabili in autoclave, resistenti agli acidi e solventi concentrati e a temperature fino a +180 °C.



| COD.  | VOL. ML | Ø MM | H. MM |
|-------|---------|------|-------|
| 10061 | 7       | 12   | 100   |
| 10062 | 10      | 16   | 100   |
| 10063 | 16      | 18   | 100   |
| 10064 | 30      | 24   | 90    |
| 10065 | 22      | 20   | 100   |
| 10066 | 31      | 24   | 95    |
| 10067 | 55      | 30   | 100   |
| 10068 | 75      | 35   | 100   |
| 10069 | 110     | 40   | 120   |
| 10070 | 140     | 45   | 120   |
| 10071 | 180     | 50   | 120   |

## POLYPROPYLENE CYLINDRICAL TEST TUBES

### PROVETTE CILINDRICHE IN POLIPROPILENE

Opaque, non graduated, with rim, autoclavable, resistant to acids, to concentrated solvents and to temperatures up to +121 °C.

Opache, non graduate, con bordo, sterilizzabili in autoclave, resistenti agli acidi e solventi concentrati e a temperature fino a +121 °C.



| COD.  | VOL. ML | Ø MM | H. MM |
|-------|---------|------|-------|
| 10121 | 7       | 12   | 100   |
| 10122 | 10      | 16   | 100   |
| 10123 | 16      | 18   | 100   |
| 10124 | 30      | 24   | 90    |
| 10125 | 22      | 20   | 100   |
| 10126 | 31      | 24   | 95    |
| 10127 | 55      | 30   | 100   |
| 10128 | 75      | 35   | 100   |
| 10129 | 110     | 40   | 120   |
| 10130 | 140     | 45   | 120   |
| 10131 | 180     | 50   | 120   |



## POLYSTYRENE CYLINDRICAL TEST TUBES PROVETTE CILINDRICHE IN POLISTIROLO



Perfectly transparent, for every use where autoclave treatment is not required, resistant to acids, to diluted solvents and to temperatures up to +90 °C.

Perfettamente trasparenti, per tutti gli usi ove non è richiesto il trattamento in autoclave, resistenti agli acidi e solventi diluiti e a temperature fino a +90 °C.

| COD.  | VOL. ML | Ø MM | H. MM |
|-------|---------|------|-------|
| 10181 | 7       | 12   | 100   |
| 10182 | 10      | 16   | 100   |
| 10183 | 16      | 18   | 100   |
| 10184 | 30      | 24   | 90    |
| 10185 | 22      | 20   | 100   |
| 10186 | 31      | 24   | 95    |
| 10187 | 55      | 30   | 100   |
| 10188 | 75      | 35   | 100   |
| 10189 | 110     | 40   | 120   |
| 10190 | 140     | 45   | 120   |
| 10191 | 180     | 50   | 120   |



## POLYETHYLENE CYLINDRICAL TEST TUBES

### PROVETTE CILINDRICHE IN POLIETILENE

Polyethylene tubes are characterised by good thermal resistance and excellent chemical resistance. Available in two different sizes. Without closure.

Le provette in polietilene sono caratterizzate da una buona resistenza termica e una eccellente resistenza chimica. Disponibili in due diverse misure. Senza tappo.



| COD.  | VOL. ML | DIM. MM   | TYPE/TIPO               |
|-------|---------|-----------|-------------------------|
| 10251 | 3       | Ø 12 x 55 | Without rim/Senza bordo |
| 10252 | 5       | Ø 12 x 86 | With rim/Con bordo      |



### TPX® CONICAL TEST TUBES PROVETTE CONICHE IN TPX®

Transparent, non graduated, with rim, autoclavable. Perfect resistance to acids, to concentrated solvents and to temperatures up to +180 °C.

Trasparenti, non graduate, con bordo, sterilizzabili in autoclave. Ottima resistenza agli acidi e solventi concentrati e a temperature fino a +180 °C.

| COD.  | VOL. ML | Ø MM | H. MM |
|-------|---------|------|-------|
| 10241 | 10      | 16   | 108   |
| 10242 | 16      | 18   | 120   |

CE



APTACA

CE



Opaque, non graduated, with rim, autoclavable, resistant to acids, to concentrated solvents and to temperatures up to +121 °C.

### POLYPROPYLENE CONICAL TEST TUBES PROVETTE CONICHE IN POLIPROPILENE

Opache, non graduate, con bordo, sterilizzabili in autoclave, resistenti agli acidi e solventi concentrati e a temperature fino a +121 °C.

| COD.  | VOL. ML | Ø MM | H. MM |
|-------|---------|------|-------|
| 10271 | 10      | 16   | 108   |
| 10272 | 16      | 18   | 120   |



### PTFE TEST TUBES PROVETTE IN PTFE

PTFE (Teflon®) tubes are characterized by excellent chemical, mechanical and heat resistance. They withstand temperatures up to +250 °C and, for short intervals, up to +300 °C. Suitable for foodstuff. Reusable.

RCF max = 25,000 g.

Le provette in PTFE (Teflon®) possiedono un'eccezionale resistenza chimica, meccanica e al calore. Sopportano temperature fino a +250 °C e, per brevi periodi, anche fino a +300°C. Idonee al contatto alimentare. Riutilizzabili.

RCF max = 25.000 g.

| COD.  | VOL. ML | BOTTOM/FONDO           | DIM. MM    |
|-------|---------|------------------------|------------|
| 10281 | 18      | Conical/Conico         | Ø 18 x 120 |
| 10282 | 17      | Cylindrical/Cilindrico | Ø 18 x 100 |



CE

### CAPS FOR SPECIAL USE TEST TUBES TAPPI PER PROVETTE PER USI SPECIALI

In polyethylene, perfectly suitable for special use test tubes.

In polietilene, perfettamente adatti alle provette per usi speciali.

| COD.  | Ø MM | FOR TEST TUBES Ø MM/PER PROVETTE Ø MM |
|-------|------|---------------------------------------|
| 10401 | 10.5 | 12                                    |
| 10402 | 14   | 16                                    |
| 10404 | 16   | 18                                    |
| 10411 | 18   | 20                                    |
| 10405 | 22   | 24                                    |
| 10406 | 28   | 30                                    |
| 10407 | 33   | 35                                    |
| 10408 | 38   | 40                                    |
| 10409 | 43   | 45                                    |
| 10410 | 48   | 50                                    |

