

# NEW SERIE WB BAGNOMARIA

- Campo di lavoro : +5°C Ta ... +85 / +100 °C
- Volume utile 5 / 12 / 22 / 40 litri
- Display a LED retroilluminato

Bagnomaria Argolab.

Classe di sicurezza 2 (DIN 12880).

Allarmi visivi ed acustici silenziabili dall'operatore.

Timer digitale con range di programmazione 1 min - 99 h e 59 min. e funzionamento in continuo.

Funzione "partenza ritardata" del ciclo di riscaldamento.

Funzione "temperatura sicura": limitazione temperatura di lavoro per la protezione dei campioni.

Vasca interna e piatto di fondo forato (removibile) in acciaio inox di alta qualità. Maniglia laterale inclusa (WB 5 - WB 12).




I modelli WB 22 Pump e WB 40 Pump montano una pompa di ricircolo per una perfetta uniformità della temperatura  
Alimentazione: 220 ± 10% V - 50/ 60 Hz.

Forniti di serie: Coperchio in acciaio inox con foro da 5 mm per il passaggio di un sensore esterno, piatto di fondo forato, tubo di svuotamento della vasca e valvola ad innesto rapido per il ricambio periodico del liquido.

Nome	Volume (litri)	Range di lavoro (°C)	Stabilità a 37 °C	Dimensioni vasca L x P x A (mm)	Disposizione rack	Codice
<b>NEW</b> WB 5	5	+5 Ta ... +100* <i>*100 °C raggiungibili con fluido termico</i>	± 0,1	300 x 155 x 150		41201592
<b>NEW</b> WB 12	12	+5 Ta ... +100* <i>*100 °C raggiungibili con fluido termico</i>	± 0,1	300 x 240 x 200		41201602
<b>NEW</b> WB 22	22	+5 Ta ... +100* <i>*100 °C raggiungibili con fluido termico</i>	± 0,1	500 x 295 x 200		41201712
<b>NEW</b> WB 22 PUMP	22	+5 Ta ... +85	± 0,1	500 x 295 x 200		41201612
<b>NEW</b> WB 40 PUMP	40	+5 Ta ... +85	± 0,2	645 x 395 x 200		41201622

## ACCESSORI WB


	Ingombro (Moduli)	Codice
<b>RACK 1</b> per tubi Ø13mm / 20 posti	1	41101802
<b>RACK 2</b> per tubi Ø18mm / 20 posti	1	41101812
<b>RACK 3</b> per tubi Ø31mm / 5 posti	1	41101822
<b>RACK 4</b> per tubi Ø56mm / 8 posti (biberon)	3	41101842
<b>RACK 5</b> per sacche sangue / 5 posti	3	41101852
<b>SUPPORTO BECKER</b> WB 12 - 8 posti		41101952
<b>SUPPORTO BECKER</b> WB 22 - 8 posti		41101962



**RACK 1**  
Tubi Ø13mm



**RACK 2**  
Tubi Ø18mm



**RACK 3**  
Tubi Ø31mm



**RACK 4**  
Tubi Ø56mm



**RACK 5**  
per sacche sangue



**SUPPORTO BECKER**